














KATALOG 2025

PRODUKTLISTE



 NOBELACTIVE® & NOBELREPLACE® CC ACTIVE HEX	04	 ZIMVIE SCREW-VENT® INTERNAL HEX USA	54	 BIOHORIZONS® EXTERNAL EXTERNAL HEX BH	98	 BEGO SEMADOS® INTERNAL SEM	128
 NOBEL REPLACE SELECT™ TRI-LOBE	10	 ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM™ EV CONIC EVO	60	 MIS® SEVEN INTERNAL HEX MI	102	 BIOTECH KONTACT® CONIC BIO	130
 NOBEL BRÅNEMARK® EXTERNAL HEX UNIVERSAL	16	 ASTRA TECH OSSEOSPEED™ INTERNAL HEX CONIC	66	 MIS® C1 CONIC MC	108	 BTI® INTERNAL BT	132
 3i OSSEOTITE® EXTERNAL HEX USA	22	 DENTSPLY FRIADENT XIVE® INTERNAL HEX FD	72	 MIS® V3 CONIC MV	110	 PHIBO® TSH® EXTERNAL HEX PH	134
 3i CERTAIN® INTERNAL HEX "CLICK"	28	 DENTSPLY ANKYLOS® C/X INTERNAL ANK	78	 MEGAGEN AnyRidge® CONIC ANYR	112	 MULTI-UNIT VERBINDUNG	136
 STRAUMANN® SOFT TISSUE LEVEL & synOcta® OCTAGON	34	 OSSTEM® TS CONIC OSS	82	 Anthogyr AXIOM® BL CONIC AXIO	116	 ZAHNERSATZ-SYSTEME DESSLoc® & DESS CLEAN FIT	140
 STRAUMANN® BONE LEVEL CONICAL BL	40	 CAMLOG® INTERNAL CAM	86	 MEDENTIS ICX® CONIC IC	118	 VORGEFRÄSTE ROHLINGE & HALTER	144
 STRAUMANN® BLX CONICAL BLX	46	 CONELOG® INTERNAL CON	90	 GLOBALD IN-KONE® CONIC INK	122	 WERKZEUGE	146
 NEODENT® GRAND MORSE NEO GM	50	 BIOHORIZONS® INTERNAL INTERNAL HEX BH	94	 DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTUM® CONIC DENT	124	 SCHRAUBEN FÜR BAUWERKE UND EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT	150



ACTIVE HEX

kompatibel mit
NobelActive® / Replace® CC

- ohne Rotationsschutz
- ⬡ mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

	3.0	NP	RP	WP
	3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
GH 3,0mm ^A	20.068/3	20.039/3	20.040/3	20.069/3
GH 3,0mm ^B		20.047/3	20.048/3	20.070/3
GH 4,0mm ^A	20.068/4	20.039/4	20.040/4	20.069/4
GH 4,0mm ^B		20.047/4	20.048/4	20.070/4
GH 5,0mm ^A	20.068/5	20.039/5	20.040/5	20.069/5
GH 5,0mm ^B		20.047/5	20.048/5	20.070/5

^A für Einzelzahnversorgung

^B für Brücken und Stege



SCAN
ABUTMENTS



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.

52.068	52.041	52.042	52.069
--------	--------	--------	--------



ABFORMPFOSTEN

17.068	17.044	17.045	17.069
--------	--------	--------	--------

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plattform Farbkodierung

DIGITAL
LABORANALOGUE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGUE

3.0	NP	RP	WP
3.0	3.5	4.3/5.0	5.5

14.068/D	14.041/D	14.042/D	14.069/D
----------	----------	----------	----------

14.068	14.041	14.042	14.069
--------	--------	--------	--------

10 Pack.

14.041-P10	14.042-P10	14.069-P10
------------	------------	------------



PROVISORISCHE
TITANABUTMENTS

○	24.068	24.041	24.042	24.069
⬡	25.068	25.041	25.042	25.069



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.039/1	88.040/1
GH 2,0mm	88.039/2	88.040/2
GH 3,0mm	88.039/3	88.040/3
GH 4,0mm	88.039/4	88.040/4



NEU

MULTI-UNIT ABUTMENTS			3.0	NP	RP	WP
			3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
GH 1,5mm	0°			40.007/1	40.008/1	
GH 2,5mm	0°			40.007/2	40.008/2	
GH 3,5mm	0°			40.007/3	40.008/3	
GH 4,5mm	0°				40.008/4	
GH 2,5mm	17°			41.404/2	41.405/2	
GH 3,5mm	17°			41.404/3	41.405/3	
GH 3,5mm	30°			43.404/3	43.405/3	
GH 4,5mm	30°			43.404/4	43.405/4	

4.8
MULTI-UNIT PLATFORM



MUA+						
GH 1,5mm	0°			42.404/1	42.405/1	
GH 2,5mm	0°			42.404/2	42.405/2	
GH 3,5mm	0°			42.404/3	42.405/3	
GH 4,5mm	0°				42.405/4	
GH 2,5mm	17°			46.404/2	46.405/2	
GH 3,5mm	17°			46.404/3	46.405/3	
GH 3,5mm	30°			47.404/3	47.405/3	
GH 4,5mm	30°			47.404/4	47.405/4	


4.8
MULTI-UNIT PLATFORM



TITANBASEN			3.0	NP	RP	WP
			3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
GH 0,8mm	○		15.479	15.492		
GH 1,2mm	○				15.042	
GH 1,5mm	○		15.468	15.441		15.069
GH 2,0mm	○				15.042/2	
GH 3,0mm	○				15.342	
GH 0,8mm	⬡		16.479	16.492		
GH 1,2mm	⬡				16.042	
GH 1,5mm	⬡		16.468	16.441		16.069
GH 2,0mm	⬡				16.042/2	
GH 3,0mm	⬡				16.342	




KUNSTSTOFFZYLINDER						
5 Pack.	○				32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡				33.001-P5	33.001-P5




ANGLEBase®						
	○			36.041	36.042	
	⬡			37.041	37.042	



KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®						
5 Pack.	0°			33.100-P5	33.100-P5	
5 Pack.	10°			33.101-P5	33.101-P5	
5 Pack.	20°			33.102-P5	33.102-P5	



ELLIPTIBase®						
A corner	⬡		56.068			
B flat	⬡		57.068			



C-Base®

		3.0	NP	RP	WP
		3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
GH 0,8mm	○		58.041	58.042	
GH 3,0mm	○		58.041/3	58.042/3	
GH 0,8mm	⬡		59.041	59.042	
GH 3,0mm	⬡		59.041/3	59.042/3	

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.

Torx ABUTMENTSCHRAUBEN
ANGLEBase® & ELLIPTIBase® & ASC BLANK



(Ersatzschraube)	19.468	19.441	19.442
Empfohlenes Drehmoment	15 Ncm	35 Ncm	35 Ncm

Torx BALL
SCHRAUBENDREHER



	20mm	24mm	30mm	35mm
	DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TITANABUTMENTS

0°	13.041	13.042
15°	22.041*	22.042*
25°		23.042*



ABUTMENTSCHRAUBEN UG

	19.068	19.027	19.030	19.030
10 Pack.		19.027-P10	19.030-P10	19.030-P10
DLC	19.268*	19.227	19.230	19.230
TiN	19.668*	19.627*	19.630*	19.630*
Empfohlenes Drehmoment	15 Ncm	35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

		3.0	NP	RP	WP
		3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
Ø 10mm	Ti	61.068	61.041	61.042	61.069
Ø 14mm	Ti		62.041	62.042	62.069
Ø 14mm	CoCr		71.041		71.069



A

B

ASC BLANK

Ø 10mm	Ti	A corner	⬡	61.349		
Ø 10mm	Ti	B flat	⬡	71.349		
Ø 14mm	Ti	A corner	⬡		61.341	61.342
Ø 14mm	Ti	B flat	⬡		71.341	71.342



KOBALT-CHROM-BASEN

	○	30.041	30.042
	⬡	31.041	31.042



KUNSTSTOFFZYLINDER

	○	28.041	28.042
	⬡	29.041	29.042



TRI-LOBE

kompatibel mit
NobelReplace Select™

- ohne Rotationsschutz
- ◁ mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

	NP	RP	WP	6.0
	NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
GH 3,0mm	20.004/3	20.005/3	20.006/3	
GH 4,0mm	20.004/4	20.005/4	20.006/4	
GH 5,0mm	20.004/5	20.005/5	20.006/5	



SCAN ABUTMENTS

	52.004	52.005	52.006	52.097
 <i>EXTISA Extender für 52.xxx.</i>				
 <i>52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.</i>				



ABFORMPFOSTEN

	17.004	17.005	17.006	17.097
Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).				



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGUE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5	14.004/D	14.005/D	14.006/D	14.097/D
--	----------	----------	----------	----------



DESS

PURE SWITCH "simple switch, perfect connection"  



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGUE

	NP	RP	WP	6.0
	NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
	14.004	14.005	14.006	14.097
10 Pack.	14.004-P10	14.005-P10		



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

○	24.004	24.005	24.006
◁	25.004	25.005	25.006



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.004/1	88.005/1
GH 2,0mm	88.004/2	88.005/2
GH 3,0mm	88.004/3	88.005/3
GH 4,0mm	88.004/4	88.005/4



MULTI-UNIT
ABUTMENTS



			NP RP WP 6.0			
			NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
GH 1,0mm	0°	○	40.004/1	40.005/1	40.006/1	
GH 2,0mm	0°	○	40.004/2	40.005/2	40.006/2	
GH 3,0mm	0°	○	40.004/3	40.005/3	40.006/3	
GH 4,0mm	0°	○		40.005/4		
GH 5,0mm	0°	○		40.005/5		
GH 2,0mm	17°	◁	41.704/2	41.705/2		
GH 3,0mm	17°	◁	41.704/3	41.705/3		
GH 4,0mm	17°	◁		41.705/4		
GH 4,0mm	30°	◁		43.005/4		
GH 5,0mm	30°	◁		43.005/5		
GH 5,0mm	30°	○		43.005/5R*		
4.8 MULTI-UNIT PLATTFORM						

TITANBASEN

GH 0,3mm	○	15.004	15.005	15.006	15.097
GH 1,5mm	○	15.204	15.205	15.206	
GH 3,0mm	○	15.304	15.305	15.306	
GH 0,3mm	◁	16.004	16.005	16.006	16.097
GH 1,5mm	◁	16.204	16.205		
GH 3,0mm	◁	16.304	16.305		

KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	◁	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



ANGLEBase®

		NP RP WP 6.0			
		NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
○		36.004	36.005	36.006	
◁		37.004	37.005	37.006	

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®

	5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
	5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
	5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5

C-Base®

GH 0,4mm	○	58.004		58.006	58.097
GH 0,5mm	○		58.005		
GH 1,5mm	○	58.004/2	58.005/2	58.006/2	
GH 3,0mm	○	58.004/3	58.005/3	58.006/3	
GH 0,4mm	◁	59.004		59.006	59.097
GH 0,5mm	◁		59.005		
GH 1,5mm	◁	59.004/2	59.005/2	59.006/2	
GH 3,0mm	◁	59.004/3	59.005/3	59.006/3	

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.

Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.404	19.405	19.405
Empfohlenes Drehmoment	35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm



Torx BALL
SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06






TITANABUTMENTS		NP	RP	WP	6.0
		NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
	0°	13.004	13.005	13.006	
	15°	22.004*	22.005*	22.006*	
	25°		23.005*		



ABUTMENTSCHRAUBEN UG					
		19.004	19.005	19.005	19.005
	10 Pack.	19.004-P10	19.005-P10	19.005-P10	19.005-P10
	DLC	19.204	19.205	19.205	19.205
	TiN	19.604*	19.605*	19.605*	19.605*
Empfohlenes Drehmoment		35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE					
Ø 10mm	Ti	61.004	61.005	61.006	61.097
Ø 14mm	Ti		62.005	62.006	62.097
Ø 14mm	CoCr	71.004	71.005	71.006	71.097



KOBALT-CHROM-BASEN				
	○	30.004	30.005	30.006
	◁	31.004	31.005	31.006



KUNSTSTOFFZYLINDER				
	○	28.004	28.005	28.006
	◁	29.004	29.005	29.006



“Großartige Dinge werden durch eine Reihe kleiner Schritte erreicht, die zusammenkommen.”

Ein Unternehmen ohne Qualität kann nicht bestehen. Bei Terrats Medical, mittlerweile in der dritten Generation, ehren wir unser Erbe, indem wir die höchsten Qualitätsstandards in allem, was wir tun, einhalten.





EXTERNAL HEX UNIVERSAL

kompatibel mit
Nobel Brånemark®

- ohne Rotationsschutz
- ⬡ mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

	NP	RP	WP
	NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
GH 3,0mm	20.001/3	20.002/3	20.003/3
GH 4,0mm	20.001/4	20.002/4	20.003/4
GH 5,0mm	20.001/5	20.002/5	20.003/5



SCAN ABUTMENTS

	52.001	52.002	52.003
 EXTISA Extender für 52.xxx.		52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.	



ABFORMPFOSTEN

	17.041	17.042	17.043
Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).			



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5

NP	RP	WP
NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
14.001/D	14.002/D	14.003/D



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

10 Pack.

14.001	14.002	14.003
	14.002-P10	



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

○	24.001	24.002	24.003
⬡	25.001	25.002	25.003

DESSLoc®

GH 1,0mm	88.001/1	88.002/1
GH 2,0mm	88.001/2	88.002/2
GH 3,0mm	88.001/3	88.002/3
GH 4,0mm		88.002/4
GH 5,0mm		88.002/5





MULTI-UNIT
ABUTMENTS

			NP	RP	WP
			NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
GH 1,0mm	0°	○	40.001/1	40.002/1	40.003/1
GH 2,0mm	0°	○	40.001/2	40.002/2	40.003/2
GH 3,0mm	0°	○	40.001/3	40.002/3	40.003/3
GH 4,0mm	0°	○		40.002/4	
GH 5,0mm	0°	○		40.002/5	
GH 2,0mm	17°	⬡	41.701/2*	41.702/2*	
GH 3,0mm	17°	⬡	41.701/3*	41.702/3*	
GH 4,0mm	17°	⬡		41.702/4*	
GH 4,0mm	30°	⬡		43.002/4*	
GH 5,0mm	30°	⬡		43.002/5*	

4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM

C-Base®

GH 1,5mm	○	58.001/2	58.002/2
GH 3,0mm	○	58.001/3	58.002/3
GH 0,6mm	⬡	59.001	59.002
GH 1,5mm	⬡	59.001/2	59.002/2
GH 3,0mm	⬡	59.001/3	59.002/3

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.



Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.

Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.401	19.402
Empfohlenes Drehmoment	35 Ncm	35 Ncm

Torx BALL
SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TITANBASEN

GH 0,3mm	○	15.001	15.002	15.003
GH 1,5mm	○	15.201	15.202	15.203
GH 3,0mm	○	15.301	15.302	15.303
GH 0,3mm	⬡	16.001	16.002	16.003
GH 1,5mm	⬡	16.201	16.202	16.203
GH 3,0mm	⬡	16.301	16.302	16.303

KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.003-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.003-P5



ANGLEBase®

		NP	RP	WP
		NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
GH 0,3mm	○	36.001	36.002	
GH 1,5mm	○	36.001/2	36.002/2	
GH 2,5mm	○	36.001/3	36.002/3	
GH 0,3mm	⬡	37.001	37.002	
GH 1,5mm	⬡	37.001/2	37.002/2	
GH 2,5mm	⬡	37.001/3	37.002/3	

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®

5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5





TITANABUTMENTS

	NP	RP	WP
	NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
0°	13.001	13.002	13.003
15°	22.001*	22.002*	22.003*
25°		23.002*	



ABUTMENTSCHRAUBEN UG

		19.027	19.028	19.029
10 Pack.		19.027-P10	19.028-P10	
DLC		19.227	19.228	19.229
TiN		19.627*	19.628*	19.629*
Empfohlenes Drehmoment		35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.001	61.002	61.003
Ø 14mm	CoCr	71.001	71.002	71.003



KOBALT-CHROM-BASEN

○	30.001	30.002	30.003
⬡	31.001	31.002	31.003



FÜR SCHWEISSTECHNIKEN

○		30.102*	
---	--	---------	--



KUNSTSTOFFZYLINDER

○	28.001	28.002	28.003
⬡	29.001	29.002	29.003



“Es gibt keine gute Idee,
die nicht verbessert werden
kann.”

Bei DESS® stehen Innovation und Qualität im Mittelpunkt unseres Handelns. Unser Engagement für Verbesserungen zeigt sich in Produkten wie unserem Intraoral-Scan-Abutment ohne Schraubenloch, das die Bildpräzision erheblich verbessert, oder unserem abgewinkelten Multi-Unit-Abutment mit vollständig geformter Verbindung und vertikalem Zugang, das eine größere Stabilität gewährleistet und Schraubenlockerungen reduziert.

Darüber hinaus ermöglicht unsere ANGLEBase®-Lösung einen 25°-Winkel mit voller 360°-Drehung und bietet so maximale Flexibilität und Präzision.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie wir kontinuierlich die Grenzen verschieben, um überlegene Lösungen zu liefern.





EXTERNAL HEX USA

kompatibel mit
3i® Osseotite®

- ohne Rotationsschutz
- ⬡ mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

	NP	RP	WP
	3.4	4.1	5.0
GH 3,0mm	20.011/3	20.012/3	20.013/3
GH 4,0mm	20.011/4	20.012/4	20.013/4
GH 5,0mm	20.011/5	20.012/5	20.013/5



SCAN ABUTMENTS

	52.011	52.012	52.013
 <i>EXTISA Extender für 52.xxx.</i>			
 <i>52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.</i>			



ABFORMPFOSTEN

	17.011	17.012	17.013
Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).			



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGUE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGUE


10 Pack.



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

	24.011	24.012	24.013
○			
⬡	25.011	25.012	25.013

DESSLoc®



	88.011/1	88.012/1	
GH 1,0mm			
GH 2,0mm	88.011/2	88.012/2	88.013/2
GH 3,0mm	88.011/3	88.012/3	88.013/3
GH 4,0mm	88.011/4	88.012/4	
GH 5,0mm	88.011/5	88.012/5	88.013/5
GH 6,0mm	88.011/6 FDA & Canada only		88.013/6 FDA & Canada only



MULTI-UNIT
ABUTMENTS

			NP	RP	WP
			3.4	4.1	5.0
GH 1,0mm	0°		40.009/1	40.017/1	
GH 2,0mm	0°		40.009/2	40.017/2	
GH 3,0mm	0°		40.009/3	40.017/3	
GH 4,0mm	0°			40.017/4	
GH 5,0mm	0°			40.017/5	
GH 2,0mm	17°			41.712/2	
GH 3,0mm	17°			41.712/3	
GH 4,0mm	17°			41.712/4	
GH 3,0mm	30°			43.012/3	
GH 4,0mm	30°			43.012/4	
GH 5,0mm	30°			43.012/5	

4.8
MULTI-UNIT PLATFORM

TITANBASEN

GH 0,3mm		15.011	15.012	15.013
GH 1,5mm		15.211	15.212	15.213
GH 3,0mm		15.311	15.312	15.313
GH 0,3mm		16.011	16.012	16.013
GH 1,5mm		16.211	16.212	16.213
GH 3,0mm		16.311	16.312	16.313

KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.		32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.		33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



ANGLEBase®

		NP	RP	WP
		3.4	4.1	5.0
GH 0,3mm		36.011	36.012	36.013
GH 1,5mm		36.011/2	36.012/2	
GH 2,5mm		36.011/3	36.012/3	
GH 0,3mm		37.011	37.012	37.013
GH 1,5mm		37.011/2	37.012/2	
GH 2,5mm		37.011/3	37.012/3	

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®

	5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
	5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
	5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5

C-Base®

GH 1,5mm		58.011/2	58.012/2	58.013/2
GH 3,0mm		58.011/3	58.012/3	58.013/3
GH 0,6mm		59.011	59.012	59.013
GH 1,5mm		59.011/2	59.012/2	59.013/2
GH 3,0mm		59.011/3	59.012/3	59.013/3

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.



Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.

Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.402	19.402	19.402
Empfohlenes Drehmoment	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm

Torx BALL
SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06






TITANABUTMENTS

		NP	RP	WP
		3.4	4.1	5.0
	0°	13.011	13.012	13.013
	15°	22.011*	22.012*	22.013*



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,20mm

		19.034	19.034	19.034
10 Pack.		19.034-P10	19.034-P10	19.034-P10
TiN		19.634*	19.634*	19.634*
Empfohlenes Drehmoment		20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.011	61.012	61.013
Ø 14mm	CoCr	71.011	71.012	71.013



KOBALT-CHROM-BASEN

	○	30.011	30.012	30.013
	⬡	31.011	31.012	31.013



KUNSTSTOFFZYLINDER


	○	28.011	28.012	28.013
	⬡	29.011	29.012	29.013



CONICAL BLT IMPLANT


Entwickelt für maximale Stabilität und Knochenerhalt

Innovatives Design und fortschrittliche Oberflächentechnologie für herausragende Implantatleistung.



Die Verbindung

Die konische 15°-Doppelfunktionsverbindung sorgt für eine außergewöhnliche Stabilität und minimiert das Risiko eines Lockerwerdens der Schraube




Bone Level Tapered Implant Design

Das konische Design optimiert den krestalen Knochenerhalt und minimiert die Resorption für langfristigen Erfolg




Das Halsband

Fördert die Integration des Weichgewebes und eine schnellere Heilung, wodurch wodurch Folgeeingriffe oft vermieden werden können



Osseointegration Oberflächentechnik

Die doppelt behandelte Oberfläche fördert das Knochenwachstum und entspricht höchsten SLA-Standards



Kaltverformtes Titan Grad 4

Bietet außergewöhnliche mechanische Widerstandsfähigkeit für lang anhaltende Leistung.



Apikal verjüngt und selbstschneidendes Design

Das selbstschneidende Design gewährleistet eine einfache Einführung und primäre Stabilität, ideal für weiche Knochen



Entdecken Sie, wie CONICAL BLT IMPLANTAT Ihre Leistung verbessern kann. Schreiben Sie uns!



INTERNAL HEX "CLICK"

kompatibel mit
3i Certain®

- ohne Rotationsschutz
- ⬡ mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

	NP	RP	WP
	3.4	4.1	5.0
GH 3,0mm	20.014/3	20.015/3	20.016/3
GH 4,0mm	20.014/4	20.015/4	20.016/4
GH 5,0mm	20.014/5	20.015/5	20.016/5



SCAN ABUTMENTS

	52.014	52.015	52.016
 EXTISA Extender für 52.xxx.			
 52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.			



ABFORMPFOSTEN

	17.014	17.015	17.016
Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).			



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGUE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGUE

	NP	RP	WP
	3.4	4.1	5.0
	14.014/D	14.015/D	14.016/D
		14.015-P10	



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

	○	24.014	24.015	24.016
	⬡	25.014	25.015	25.016



DESSLoc®

	GH 1,0mm	88.014/1	88.015/1	
	GH 2,0mm	88.014/2	88.015/2	88.016/2
	GH 3,0mm	88.014/3	88.015/3	88.016/3
	GH 4,0mm	88.014/4	88.015/4	88.016/4
	GH 5,0mm	88.014/5	88.015/5	88.016/5
	GH 6,0mm	88.014/6 FDA & Canada only	88.015/6 FDA & Canada only	88.016/6 FDA & Canada only



MULTI-UNIT
ABUTMENTS

			NP	RP	WP
			3.4	4.1	5.0
GH 1,0mm	0°	○	40.022/1*	40.023/1*	
GH 2,0mm	0°	○	40.022/2*	40.023/2*	
GH 3,0mm	0°	○	40.022/3*	40.023/3*	
GH 4,0mm	0°	○	40.022/4*	40.023/4*	
GH 5,0mm	0°	○	40.022/5*	40.023/5*	
GH 2,5mm	17°	⬡	41.422/2*	41.423/2*	
GH 3,5mm	17°	⬡	41.422/3*	41.423/3*	
GH 3,5mm	30°	⬡	43.422/3*	43.423/3*	
GH 4,5mm	30°	⬡	43.422/4*	43.423/4*	


4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM

TITANBASEN

GH 0,3mm	○	15.014	15.015	15.016
GH 1,5mm	○	15.214	15.215	15.216
GH 3,0mm	○	15.314	15.315	15.316
GH 0,3mm	⬡	16.014	16.015	16.016
GH 1,5mm	⬡	16.214	16.215	16.216
GH 3,0mm	⬡	16.314	16.315	16.316

KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



ANGLEBase®

			NP	RP	WP
			3.4	4.1	5.0
○			36.014	36.015	36.016
⬡			37.014	37.015	37.016

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5

C-Base®

GH 0,4mm	○	58.014	58.015	
GH 0,5mm	○			58.016
GH 1,5mm	○	58.014/2	58.015/2	58.016/2
GH 3,0mm	○	58.014/3	58.015/3	58.016/3
GH 0,4mm	⬡	59.014	59.015	
GH 0,5mm	⬡			59.016
GH 1,5mm	⬡	59.014/2	59.015/2	59.016/2
GH 3,0mm	⬡	59.014/3	59.015/3	59.016/3

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive. Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.

Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.438	19.438	19.438
Empfohlenes Drehmoment	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm



Torx BALL
SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06






TITANABUTMENTS

	NP	RP	WP
	3.4	4.1	5.0
0°	13.014	13.015	13.016
15°	22.014*	22.015*	22.016*
25°		23.015*	



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,20mm

	19.011	19.011	19.011
10 Pack.	19.011-P10	19.011-P10	19.011-P10
TiN	19.611*	19.611*	19.611*
Empfohlenes Drehmoment	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.014	61.015	61.016
Ø 14mm	Ti		62.015	62.016
Ø 14mm	CoCr			71.016



KOBALT-CHROM-BASEN

○	30.014	30.015	30.016
⬡	31.014	31.015	31.016



KUNSTSTOFFZYLINDER

○	28.014	28.015	28.016
⬡	29.014	29.015	29.016

ACTIVE HEX
IMPLANT

Stabilität und Präzision
für optimale Integration

ACTIVE HEX® Implantat sorgt für einen sicheren Sitz, und eine ausgezeichnete Primärstabilität, selbst in weichen Knochen.




Die Verbindung

Die konische 12°-Innenverbindung gewährleistet eine hervorragende Abdichtung und minimiert Mikrobewegungen, während das Sechskant-Verriegelungssystem (6 Positionen) die mechanische Festigkeit für eine festere, stabilere Verbindung erhöht.




Optimierte Stabilität und einfache Wartung
durch maschinell bearbeiteten glatten Kragen

Der maschinell bearbeitete, glatte Kragen bietet Platz für zusätzlichen marginalen Knochen und fördert eine bessere Integration. Bei freiliegenden Gewinden erleichtert er die Reinigung und sorgt für langfristige Implantatgesundheit.




Osseointegration Oberflächentechnik

Doppelte Behandlung (Säureätzung und Sandstrahlen) gewährleistet optimales Knochenwachstum. Erfüllt die SLA-Standards



Optimiertes Gewindedesign für
überlegene Knochenverdichtung

Variable Gewindestärke, schnelleres Schneiden und Eindringen im apikalen Bereich mit dickerem Oberfaden zur Verbesserung der Knochenverdichtung



Verbesserte Platzierungskontrolle
mit apikalem Gewindedesign

Das aggressive apikale Gewinde in Kombination mit gegenläufigen Schneidnuten ermöglicht präzise Anpassungen während der Platzierung – für eine optimale Positionierung und langfristige Sicherheit.



Optimale Primärstabilität

Vor allem bei weichen Knochen



Unübertroffene Stabilität und
Präzision mit dem ACTIVE
HEX® IMPLANTAT

¹ Kolinski ML, Cherry JE, McAllister BS, et al. Evaluation of a variable-thread tapered implant in extraction sites with immediate temporization: A 3-year multi-centre clinical study. J Perio Dontol 2014;85(3):386-394.



OCTAGON

kompatibel mit
Straumann® Tissue level
& synOcta®

- ☐ ohne Rotationsschutz
- ☐ mit Rotationsschutz



	NNC	RN	WN
GINGIVAFORMER	3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
GH 2,0mm		20.009/2	20.045/2
GH 3,0mm		20.009/3	20.045/3
GH 4,0mm		20.009/4	20.045/4
Auf Abutment		20.010	20.049



KONVERTER ABUTMENT			
	☐	35.001	
	☐	34.001	34.002



SCAN ABUTMENTS			
	52.070	52.009	52.045
Auf Abutment		52.010	52.048



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



DESS

PURE SWITCH
"simple switch, perfect connection"

periocoat®

SelectGrip®



	NNC	RN	WN
ABFORMPFOSTEN	3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
	17.070	17.009	17.053
Auf Abutment		17.010	17.048

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE			
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5	14.070/D	14.009/D	14.045/D
Auf Abutment		14.010/D	14.046/D




Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE	14.070	14.009	14.045
10 Pack.		14.009-P10	
Auf Abutment		14.010	14.046




PROVISORISCHE TITANABUTMENTS			
	☐	24.026	24.045
	☐	25.009	25.045
Auf Abutment	☐	24.010	24.047
	☐	25.026	25.047



DESSLoc®

	NNC	RN	WN
	3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
GH 1,0mm		88.009/1	
GH 2,0mm		88.009/2	
GH 3,0mm		88.009/3	
GH 4,0mm		88.009/4	

TITANBASEN




GH 0,3mm	○		15.045
GH 0,4mm	○	15.046	
GH 0,5mm	○	15.070	
GH 0,3mm	⬡		16.045
GH 0,4mm	⬡	16.009	
GH 0,5mm	⬡	16.070	
Auf Abutment	GH 0,3mm	○	15.010 15.048
	GH 0,3mm	⬡	16.010 16.048



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.046-P5	32.045-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.009-P5	33.045-P5
Auf Abutment	5 Pack.	○	32.010-P5	32.045-P5
	5 Pack.	⬡	33.010-P5	33.045-P5




ANGLEBase®

○	36.046	36.047
⬡	37.009	37.045

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.200-P5	
5 Pack.	10°	33.201-P5	
5 Pack.	20°	33.202-P5	33.302-P5




C-Base®

	NNC	RN	WN
	3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
GH 1,0mm	○	58.009	
GH 1,2mm	○		58.045
GH 1,0mm	⬡	59.009	
GH 1,2mm	⬡		59.045

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



ELLIPTIBase®

A corner	⬡	56.070
B flat	⬡	57.070



Torx ABUTMENTSCHRAUBEN
ANGLEBase® & ELLIPTIBase®

(Ersatzschraube)	19.441	19.446	19.446
Empfohlenes Drehmoment	35 Ncm	35 Ncm	36 Ncm

Torx BALL
SCHRAUBENDREHER



20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06




	NNC	RN	WN
TITANABUTMENTS	3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
0°		13.009	
15°		22.009*	
25°		23.009*	

*inc.captive ABUTMENTSCHRAUBEN



ABUTMENTSCHRAUBEN Torx			
	19.070	19.026	19.026
10 Pack.		19.026-P10	19.026-P10
TiN	19.670*	19.626*	19.626*
Empfohlenes Drehmoment	35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm
Auf Abutment		19.009	19.009
TiN		19.609*	19.609*
Empfohlenes Drehmoment		15 Ncm	15 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE				
Ø 10mm	Ti	61.070	61.009	61.045
Ø 14mm	Ti		62.009	62.045
Ø 14mm	CoCr	71.070		



KOBALT-CHROM-BASEN	NNC	RN	WN
	3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
		30.009	30.045
		31.009	31.045
Für schweisstechniken		30.109*	30.145*
		31.109*	31.145*
Auf Abutment		30.010	30.048
		31.010	31.048
Für schweisstechniken		30.110*	



KUNSTSTOFFZYLINDER			
			28.045
		29.009	29.045
Auf Abutment		28.010	28.046
Auf Abutment		29.010	29.046



CONICAL BL

kompatibel mit
Straumann® Bone level

- ☐ ohne Rotationsschutz
☐ mit Rotationsschutz



	NP	RP	SRA
GINGIVAFORMER	NC/3.3	RC/4.1-4.8	4.6
GH 3,0mm	20.041/3	20.042/3	
GH 4,0mm	20.041/4	20.042/4	
GH 5,0mm	20.041/5	20.042/5	



SCAN ABUTMENTS

	52.043	52.044	
Auf Abutment SRA			52.098



EXTISA Extender für 52.xxx.




52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	17.046	17.047	
Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).			



ABFORMPFOSTEN

Kurz	17.146	17.147	
Lang	17.246	17.247	
Überweisungen für das offene Fach.			



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGUE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5

AUF SRA

LABORANALOGUE



Plattform Farbkodierung

AUF SRA

4,6 Ø

PROVISORISCHE TITANABUTMENTS





		24.043	24.044	
		25.043	25.044	
Auf Abutment SRA				24.098
				25.098



DESSLoc®

GH 1,0mm		88.042/1	
GH 2,0mm	88.041/2	88.042/2	
GH 3,0mm	88.041/3	88.042/3	
GH 4,0mm	88.041/4	88.042/4	



MULTI-UNIT
ABUTMENTS

NEU

A corner

B flat

A corner

B flat

A corner

B flat

A corner

B flat

GH 1,5mm 0°
GH 2,5mm 0°
GH 3,5mm 0°
GH 4,5mm 0°



NP RP SRA
NC/3.3 RC/4.1-4.8 4.6

40.043/1 40.044/1
40.043/2 40.044/2
40.043/3 40.044/3
40.044/4

41.443/2 41.444/2
41.491/2 41.492/2
41.443/3 41.444/3
41.491/3 41.492/3

43.443/3 43.444/3
43.491/3 43.492/3
43.443/4 43.444/4
43.491/4 43.492/4

4.8
MULTI-UNIT PLATFORM

MUA+

GH 1,5mm 0°
GH 2,5mm 0°
GH 3,5mm 0°
GH 4,5mm 0°



A corner

B flat

A corner

B flat

A corner

B flat

GH 2,5mm 17°
GH 2,5mm 17°
GH 3,5mm 17°
GH 3,5mm 17°



4.8
MULTI-UNIT PLATFORM

4.8
MULTI-UNIT PLATFORM



TITANBASEN

NEU

GH 0,8mm
GH 1,2mm
GH 1,5mm
GH 2,0mm
GH 3,0mm



NEU

GH 0,8mm
GH 1,2mm
GH 1,5mm
GH 2,0mm
GH 3,0mm



ON SRA

4,6 Ø



NP RP SRA
NC/3.3 RC/4.1-4.8 4.6

15.493 15.034
15.044
15.443
15.044/2
15.344

16.493 16.034
16.044
16.443
16.044/2
16.344

15.098

16.098

KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.



32.001-P5

5 Pack.



33.001-P5

4,6 Ø / 5 Pack.



32.098-P5

5 Pack.



33.098-P5



ANGLEBase®



36.043

36.044



37.043

37.044

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®

5 Pack.

0°

33.100-P5

33.100-P5

5 Pack.

10°

33.101-P5

33.101-P5


5 Pack.

20°

33.102-P5

33.102-P5






C-Base®

		NP	RP	SRA
		NC/3.3	RC/4.1-4.8	4.6
GH 0,7mm	○	58.043*		
GH 0,8mm	○		58.044	
GH 3,0mm	○	58.043/3	58.044/3	
GH 0,7mm	□	59.043		
GH 0,8mm	□		59.044	
GH 3,0mm	□	59.043/3	59.044/3	

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive. Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



ELLIPTIBase®

A corner	⬢	56.043	
B flat	⬢	57.043	

Torx ABUTMENTSCHRAUBEN
ANGLEBase® & ELLIPTIBase® & ASC BLANK



(Ersatzschraube)	19.443	19.443
Empfohlenes Drehmoment	35 Ncm	35 Ncm

TITANABUTMENTS



0°	13.043	13.044
15°	22.043*	22.044*

ABUTMENTSCHRAUBEN Torx



	19.032	19.033
10 Pack.	19.032-P10	19.033-P10
TiN	19.632*	19.633*
Empfohlenes Drehmoment	35 Ncm	35 Ncm



Auf Abutment SRA	4,6 Ø	19.098
10 Pack.		19.098-P10
TiN		19.698*

Empfohlenes Drehmoment 15 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

		NP	RP	SRA
		NC/3.3	RC/4.1-4.8	4.6
Ø 10mm	Ti	61.043	61.044	
Ø 14mm	Ti	62.043	62.044	
Ø 14mm	CoCr		71.044	



ASC BLANK

Ø 14mm	Ti	A corner	⬢	61.343	61.344
Ø 14mm	Ti	B flat	⬢	71.343	71.344

KOBALT-CHROM-BASEN



	○	30.043	30.044
	□	31.043	31.044
Auf Abutment SRA	○		30.098
	□		31.098

KUNSTSTOFFZYLINDER



	○	28.043	28.044
	□	29.043	29.044



CONICAL BLX

kompatibel mit
Straumann® BLX

- ohne Rotationsschutz
- ⬡ mit Rotationsschutz



DESS

PURE SWITCH
"simple switch, perfect connection"

pericoat®

SelectGrip®



GINGIVAFORMER

	RB/WB	WB
	3.5	4.5
GH 0,8mm ^{A/B}		20.463/1
GH 1,5mm ^A	20.461/2	20.461/2
GH 1,5mm ^B	20.462/2	20.462/2
GH 1,5mm ^{A/B}		20.463/2
GH 2,5mm ^A	20.461/3	20.461/3
GH 2,5mm ^B	20.462/3	20.462/3
GH 3,5mm ^A	20.461/4	20.461/4
GH 3,5mm ^B	20.462/4	20.462/4

^Afür Einzelzahnversorgung ^Bfür Brücken und Steges

SCAN
ABUTMENTS

Auf Abutment SRA



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.

ABFORMPFOSTEN

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL
LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5

AUF SRA



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5

AUF SRA



MULTI-UNIT
ABUTMENTS


GH 1,5mm	0°	○	40.062/1	40.062/1
GH 2,5mm	0°	○	40.062/2	40.062/2
GH 3,5mm	0°	○	40.062/3	40.062/3
GH 2,5mm	17°	⬡	41.762/2	41.762/2
GH 3,5mm	17°	⬡	41.762/3	41.762/3
GH 3,5mm	30°	⬡	43.062/3	43.062/3
GH 4,5mm	30°	⬡	43.062/4	43.062/4

4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM



TITANBASEN

			RB/WB	WB
			3.5	4.5
	GH 0,8mm		15.486	15.063
	GH 1,5mm		15.462	15.063/2
	GH 0,8mm		16.486	16.063
	GH 1,5mm		16.462	16.063/2
ON SRA			15.098	
			16.098	
				32.001-P5
				33.001-P5
	ON SRA		32.098-P5	
			33.098-P5	



ANGLEBase®

GH 1,5mm		36.062	36.063
GH 1,5mm		37.062	37.063

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®

	5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
	5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
	5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5

Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®



(Ersatzschraube)			19.441	19.441
Empfohlenes Drehmoment	35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm

Torx BALL
SCHRAUBENDREHER



20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



ABUTMENTSCHRAUBEN Torx

		RB/WB	WB
		3.5	4.5
		19.054	19.054
	TiN	19.700*	19.700*
Empfohlenes Drehmoment		35 Ncm	35 Ncm
Auf Abutment SRA	4,6 Ø	19.098	
	10 Pack.	19.098-P10	
	TiN	19.698*	
Empfohlenes Drehmoment		15 Ncm	



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.062	
Ø 14mm	Ti		62.063
Ø 14mm	CoCr		71.063



A

B



ASC BLANK

Ø 14mm	Ti	A corner		61.367
Ø 14mm	Ti	B flat		71.367



NEO GM
kompatibel mit
Neodent® Grand Morse

- ohne Rotationsschutz
- ⬡ mit Rotationsschutz



SCAN
ABUTMENTS

GM

52.035



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.035

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



DIGITAL
LABORANALOGUE

14.035/D

Plattform Farbkodierung



LABORANALOGUE

14.035

Plattform Farbkodierung



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®

NEU
MUA+

GM

GH 0,8mm	0°	○	42.454/1
GH 1,5mm	0°	○	42.435/1
GH 2,5mm	0°	○	42.435/2
GH 3,5mm	0°	○	42.435/3
GH 4,5mm	0°	○	42.435/4
GH 5,5mm	0°	○	42.435/5
GH 1,5mm	17°	⬡	46.435/2
GH 2,5mm	17°	⬡	46.435/3
GH 3,5mm	17°	⬡	46.435/4
GH 1,5mm	30°	⬡	47.435/3
GH 2,5mm	30°	⬡	47.435/4
GH 3,5mm	30°	⬡	47.435/5



NEU
MULTI-UNIT
ABUTMENTS

GH 0,8mm	0°	○	40.054/1
GH 1,5mm	0°	○	40.035/1
GH 2,5mm	0°	○	40.035/2
GH 3,5mm	0°	○	40.035/3
GH 4,5mm	0°	○	40.035/4
GH 5,5mm	0°	○	40.035/5
GH 1,5mm	17°	⬡	41.485/2
GH 2,5mm	17°	⬡	41.485/3
GH 3,5mm	17°	⬡	41.485/4
GH 1,5mm	30°	⬡	43.485/3
GH 2,5mm	30°	⬡	43.485/4
GH 3,5mm	30°	⬡	43.485/5






NEU
DESSLoc®

GH 1,0mm	88.035/1
GH 2,0mm	88.035/2
GH 3,0mm	88.035/3
GH 4,0mm	88.035/4
GH 5,0mm	88.035/5
GH 6,0mm	88.035/6



TITANBASEN

NEU GH 0,8mm	○	15.435
GH 1,5mm	○	15.455
NEU GH 0,8mm	⬡	16.435
GH 1,5mm	⬡	16.455



ANGLEBase®


GH 2,5mm	○	36.035/3
GH 2,5mm	⬡	37.035/3

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5

GM



NEU
C-Base®


GH 0,8mm	○	58.035
GH 0,8mm	⬡	59.035

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive. Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.444
Empfohlenes Drehmoment	20 Ncm



ABUTMENTSCHRAUBEN NEO

	19.575
Empfohlenes Drehmoment	20 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.035
Ø 14mm	Ti	62.035
Ø 14mm	CoCr	71.035



NEU
ASC BLANK

Ø 14mm	Ti	A corner	18°	64.435
Ø 14mm	Ti	B flat	18°	74.435
Ø 14mm	Ti	A corner	25°	61.340
Ø 14mm	Ti	B flat	25°	71.340

GM



INTERNAL HEX USA

kompatibel mit
Zimvie Screw-Vent®

○ ohne Rotationsschutz

⬡ mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
GH 3,0mm	20.017/3	20.018/3	20.019/3
GH 4,0mm	20.017/4	20.018/4	20.019/4
GH 5,0mm	20.017/5	20.018/5	20.019/5



SCAN ABUTMENTS

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
52.017	52.017	52.018	52.019
 EXTISA Extender für 52.xxx.			
 52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.			



ABFORMPFOSTEN

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
17.017	17.017	17.018	17.019
Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).			



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGUE

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5	14.017/D	14.018/D	14.019/D



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGUE

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
14.017	14.017	14.018	14.019
10 Pack.	14.017-P10	14.018-P10	



DESS

PURE SWITCH
"simple switch, perfect connection"

periocoat®

SelectGrip®



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
○	24.017	24.018	24.019
⬡	25.017	25.018	25.019



DESSLoc®

	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
GH 1,0mm	88.017/1	88.018/1	88.019/1
GH 2,5mm	88.017/2	88.018/2	88.019/2
GH 3,5mm	88.017/3	88.018/3	
GH 4,5mm	88.017/4	88.018/4	
GH 5,5mm	88.017/5	88.018/5	
GH 6,5mm	88.017/6 FDA & Canada only	88.018/6 FDA & Canada only	88.019/6 FDA & Canada only



MULTI-UNIT ABUTMENTS

			NP	RP
			3.5	4.5
GH 1,0mm	0°	○	40.019/1	40.020/1
GH 2,0mm	0°	○	40.019/2	40.020/2
GH 3,0mm	0°	○	40.019/3	40.020/3
GH 4,0mm	0°	○	40.019/4	40.020/4
GH 5,0mm	0°	○	40.019/5	40.020/5
GH 2,5mm	17°	⬡	41.719/2	41.720/2
GH 3,5mm	17°	⬡	41.719/3	41.720/3
GH 3,5mm	30°	⬡	43.019/3	43.020/3
GH 4,5mm	30°	⬡	43.019/4	43.020/4


4.8
MULTI-UNIT PLATFORM




		TITANBASEN		
		NP	RP	WP
		3.5	4.5	5.7
	GH 0,3mm		15.018	15.019
	GH 0,8mm	15.480		
	GH 1,5mm	15.430	15.218	15.219
	GH 3,0mm		15.318	15.319
	GH 0,3mm		16.018	16.019
	GH 0,8mm	16.480		
	GH 1,5mm	16.430	16.218	16.219
	GH 3,0mm		16.318	16.319



		KUNSTSTOFFZYLINDER		
		5 Pack.	32.001-P5	32.001-P5
		5 Pack.	33.001-P5	33.001-P5




ANGLEBase®						
			36.017	36.018	36.019	
			37.017	37.018	37.019	
KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®						
	5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5	
	5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5	
	5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5	



C-Base®					
	GH 0,5mm		58.017	58.018	58.019
	GH 1,5mm		58.017/2	58.018/2	58.019/2
	GH 3,0mm		58.017/3	58.018/3	58.019/3
	GH 0,5mm		59.017	59.018	59.019
	GH 1,5mm		59.017/2	59.018/2	59.019/2
	GH 3,0mm		59.017/3	59.018/3	59.019/3

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



		ELLIPTIBase®		
		NP	RP	WP
		3.5	4.5	5.7
A corner		56.017		
B flat		57.017		



Torx ABUTMENTSCHRAUBEN
ANGLEBase® & ELLIPTIBase®

(Ersatzschraube)	19.417	19.417	19.417
Empfohlenes Drehmoment	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm




Torx BALL
SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TITANABUTMENTS				
	0°	13.017	13.018	13.019
	15°	22.017*	22.018*	22.019*
	25°	23.017*	23.018*	



		ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm		
		19.042	19.042	19.042
10 Pack.		19.042-P10	19.042-P10	19.042-P10
TiN		19.642*	19.642*	19.642*
Empfohlenes Drehmoment		30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

		NP	RP	WP
		3.5	4.5	5.7
Ø 10mm	Ti	61.017	61.018	61.019
Ø 14mm	Ti	62.017	62.018	62.019
Ø 14mm	CoCr	71.017	71.018	71.019



A

B

ASC BLANK

Ø 14mm	Ti	A corner		61.317	61.318
Ø 14mm	Ti	B flat		71.317	71.318



KOBALT-CHROM-BASEN

	30.017	30.018	30.019
	31.017	31.018	31.019



KUNSTSTOFFZYLINDER

		28.017 19.012	28.018 19.012	28.019 19.012
10 Pack.			11.018-P10	
		29.017 19.012	29.018 19.012	29.019 19.012
10 Pack.		12.017-P10	12.018-P10	

ANGLEBase®

Flexibilität und Präzision für jeden Fall

Meistern Sie selbst anspruchsvolle Implantatpositionen mit maximaler Anpassungsfreiheit

360° Unbegrenzte Verstellung

Vollständige Winkelflexibilität

Bis zu Abwinkelung 25°

Aus jeder Richtung

SelectGrip®

500% mehr Bindungserhalt

Titan Grad V

Unerreichte Haltbarkeit und Stärke

Gold eloxiert

Für hervorragende
ästhetische Ergebnisse

Sind Sie bereit, Ihre Ergebnisse zu verbessern?

Testen Sie ANGLEBase® noch heute
für unübertroffene Präzision und
Flexibilität



CONIC EVO

kompatibel mit
Astra Tech implant system™ EV

- ohne Rotationsschutz
○ mit Rotationsschutz



	EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
GINGIVAFORMER	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
GH 3,5mm	20.406/3	20.059/3	20.060/3	20.061/3	20.407/3
GH 4,5mm	20.406/4	20.059/4	20.060/4	20.061/4	20.407/4
GH 6,5mm	20.406/6	20.059/6	20.060/6	20.061/6	20.407/6



SCAN ABUTMENTS

	52.406	52.059	52.060	52.061	52.407
Auf Uniabutment®	52.058				



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

	17.406	17.059	17.060	17.061	17.407
Auf Uniabutment®	17.058				

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGUE

	EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm	19.712-P5	14.406/D	14.059/D	14.060/D	14.061/D
Auf Uniabutment®	14.058/D				



Plattform Farbkodierung


LABORANALOGUE

	14.406	14.059	14.060	14.061	14.407
Auf Uniabutment®	14.058				



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

	○	24.406	24.059	24.060	24.061	24.407
	○	25.406	25.059	25.060	25.061	25.407
Auf Uniabutment®	○	24.058				



DESSLoc®

GH 1,0mm	88.059/1	88.060/1	88.061/1
GH 2,0mm	88.059/2	88.060/2	88.061/2
GH 3,0mm	88.059/3	88.060/3	88.061/3
GH 4,0mm	88.059/4	88.060/4	88.061/4



UNIABUTMENT®

	EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
GH 1,0mm		40.059/1	40.060/1	40.061/1	
GH 2,0mm		40.059/2	40.060/2	40.061/2	
GH 3,0mm		40.059/3	40.060/3	40.061/3	
GH 5,0mm		40.059/5	40.060/5	40.061/5	

UniAbutment® benötigt einen 1,75 mm Hex Schraubendreher



MULTI-UNIT
ABUTMENTS

GH 1,5mm	0°	○	40.406/1	40.027/1	40.036/1	40.037/1	40.407/1
GH 2,5mm	0°	○	40.406/2	40.027/2	40.036/2	40.037/2	40.407/2
GH 3,5mm	0°	○	40.406/3	40.027/3	40.036/3	40.037/3	40.407/3
GH 3,5mm	17°	⊗		41.727/3	41.736/3	41.737/3	
GH 4,5mm	17°	⊗		41.727/4	41.736/4	41.737/4	
GH 4,5mm	30°	⊗		43.027/4	43.036/4	43.037/4	
GH 5,5mm	30°	⊗		43.027/5	43.036/5	43.037/5	

4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM




TITANBASEN

GH 0,8mm	○	15.491				
GH 1,0mm	○		15.059	15.060	15.061	15.407
GH 1,5mm	○	15.406				
GH 3,0mm	○		15.359	15.360	15.361	
GH 0,8mm	⊗	16.491				
GH 1,0mm	⊗		16.059	16.060	16.061	16.407
GH 1,5mm	⊗	16.406				
GH 3,0mm	⊗		16.359	16.360	16.361	
Auf Uniabutment®	○	15.058				



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⊗	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5
5 Pack.	○	32.001-P5			



ANGLEBase®

	EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
		36.059	36.060	36.061	
		37.059	37.060	37.061	
Auf Uniabutment®	○	36.058			

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®

5 Pack.	0°		33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°		33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°		33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5




Auf Uniabutment®	5 Pack.	0°	33.100-P5		
	5 Pack.	10°	33.101-P5		
	5 Pack.	20°	33.102-P5		



C-Base®


GH 1,0mm	○	58.059	58.060	58.061
GH 3,0mm	○	58.059/3	58.060/3	58.061/3
GH 1,0mm	⊗	59.059	59.060	59.061
GH 3,0mm	⊗	59.059/3	59.060/3	59.061/3

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive. Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



ELLIPTIBase®

A corner	⊗	56.406
B flat	⊗	57.406



Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.468	19.441	19.460	19.461
Empfohlenes Drehmoment	25 Ncm	25 Ncm	25 Ncm	25 Ncm
Auf Uniabutment®	19.331*			
Empfohlenes Drehmoment	15 Ncm			

Torx BALL
SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06





ABUTMENTSCHRAUBEN
HEX 1,27mm

		EV/3.0	EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	EV/5.4
		3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
TiN		19.071	19.059	19.060	19.061	19.061
		19.671*	19.659*	19.660*	19.661*	19.661*
Empfohlenes Drehmoment			25 Ncm	25 Ncm	24 Ncm	
Auf Uniabutment®	19.058					
TiN	19.658*					
Empfohlenes Drehmoment			15 Ncm			



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.406	61.059	61.060	61.061	61.407
Ø 14mm	Ti		62.059	62.060	62.061	62.407
Ø 14mm	CoCr		71.059	71.060	71.061	71.407

NEU

ASC BLANK

Ø 10mm	Ti	A corner		61.357		
Ø 10mm	Ti	B flat		71.357		
Ø 14mm	Ti	A corner			61.359	61.360
Ø 14mm	Ti	B flat			71.359	71.360



KOBALT-CHROM-BASEN

			30.059	30.060	30.061
			31.059	31.060	31.061
Auf Uniabutment®		30.058			




KUNSTSTOFFZYLINDER

			28.059	28.060	28.061
Auf Uniabutment®		28.058			



Die nächste Generation der MUA-Abutments

Erleben Sie mit MUA+ eine verbesserte Präzision, eine sanftere Gingivaaanpassung und eine unübertroffene Langlebigkeit. periocoat® sorgt für eine hervorragende Implantatgesundheit.



Oberer Teil

Sicherere und stabilere Prothetik.
Kompatibel mit dem Nobel® System
und anderen Systemen

Vertikaler Schraubenzugang

Vereinfachte Platzierung und
verbesserte Stabilität durch vertikalen
Schraubenzugang für Multi-Unit-Abutments

Anatomisches Profil

Verbessert die Anpassung des
Zahnfleisches und fördert eine
bessere Integration des Weichgewebes



periocoat®

DESS® patentierte ZrN-Beschichtung

- Weniger Entzündungen.
- Weniger Plaque-Anhaftung.
- Höhere Korrosionsbeständigkeit.
- Leichter zu reinigen.
- 6x härter als Titanoxid.

Vollständige Verbindung

Durchgehend geformte Verbindung
für hervorragende Stabilität

Sind Sie bereit, Ihre AOX-Restaurationen
zu verbessern?

Nutzen Sie MUA+ für bessere Ergebnisse



INTERNAL HEX CONIC

kompatibel mit
Astra Tech Osseospeed™

- ohne Rotationsschutz
- mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

			NP	RP	WP
			3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
	GH 3,0mm			20.024/3	20.025/3
	GH 4,0mm			20.024/4	20.025/4
	GH 5,0mm			20.024/5	20.025/5
Anatomic	GH 4,0mm	Ø 4,5		20.424/4	
	GH 4,0mm	Ø 5,5		20.524/4	20.525/4
	GH 4,0mm	Ø 6,5			20.625/4



SCAN ABUTMENTS

			52.023	52.024	52.025
Auf uniabutment®	20°	52.036			
	45°	52.037			



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

			17.023	17.024	17.025
Auf uniabutment®	20°	17.036			
	45°	17.037			

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGUE

			NP	RP	WP
			3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5			14.023/D	14.024/D	14.025/D
Auf uniabutment®	20°	14.036/D			
	45°	14.037/D			



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGUE

			14.023	14.024	14.025
10 Pack.				14.024-P10	14.025-P10
Auf uniabutment®	20°	14.036			
	45°	14.037			



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

			○	24.023	24.024	24.025
			○	25.023	25.024	25.025
Auf uniabutment®	20°	○	24.028			
	45°	○	24.029			



DESSLoc®

		NP	RP	WP
		3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
GH 1,0mm		88.023/1	88.024/1	88.025/1
GH 2,0mm		88.023/2	88.024/2	88.025/2
GH 3,0mm		88.023/3	88.024/3	88.025/3
GH 4,0mm		88.023/4	88.024/4	88.025/4

UNIABUTMENT®

GH 0,5mm	20°		40.013/0	40.015/0
GH 1,0mm	20°		40.013/1	40.015/1
GH 2,0mm	20°		40.013/2	40.015/2
GH 4,0mm	20°		40.013/4	40.015/4
GH 6,0mm	20°		40.013/6	40.015/6
GH 0,5mm	45°		40.014/0	40.016/0
GH 1,0mm	45°		40.014/1	40.016/1
GH 2,0mm	45°		40.014/2	40.016/2
GH 4,0mm	45°		40.014/4	40.016/4
GH 6,0mm	45°		40.014/6	40.016/6

MULTI-UNIT
ABUTMENTS

GH 1,5mm	0°	○	40.024/1	40.025/1
GH 2,5mm	0°	○	40.024/2	40.025/2
GH 3,5mm	0°	○	40.024/3	40.025/3
GH 3,5mm	17°	○	41.724/3	41.725/3
GH 4,5mm	17°	○	41.724/4	41.725/4
GH 4,5mm	30°	○	43.024/4	43.025/4
GH 5,5mm	30°	○	43.024/5	43.025/5

4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM



TITANBASEN

			NP	RP	WP
			3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
GH 0,8mm	○		15.477		
GH 0,9mm	○				15.025
GH 1,1mm	○			15.024	
GH 1,5mm	○		15.423		
GH 2,0mm	○			15.024/2	15.025/2
GH 3,0mm	○			15.324	15.325
GH 0,8mm	○		16.477		
GH 0,9mm	○				16.025
GH 1,1mm	○			16.024	
GH 1,5mm	○		16.423		
GH 2,0mm	○			16.024/2	16.025/2
GH 3,0mm	○			16.324	16.325
Auf uniabutment®	20°	○	15.036		
	45°	○	15.037		



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○		32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	○		33.001-P5	33.001-P5
Auf uniabutment®			32.001-P5	


ANGLEBase®

	○		36.024	36.025
	○		37.024	37.025

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°		33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°		33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°		33.102-P5	33.102-P5



C-Base®		NP	RP	WP
		3.0	3.5-4.0	4.5-5.0
GH 0,8mm	○		58.024	
GH 0,9mm	○			58.025
GH 3,0mm	○		58.024/3	58.025/3
GH 0,8mm	○		59.024	
GH 0,9mm	○			59.025
GH 3,0mm	○		59.024/3	59.025/3

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)

Empfohlenes Drehmoment

19.441

19.425

20 Ncm

25 Ncm

Torx BALL
SCHRAUBENDREHER




20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TITANABUTMENTS

0°	13.024	13.025
15°	22.024*	22.025*
25°	23.024*	



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm

Auf uniabutment®

TiN

Empfohlenes Drehmoment

19.018

10 Pack.

TiN

Empfohlenes Drehmoment

15 Ncm

NP	RP	WP
3.0	3.5-4.0	4.5-5.0

19.015

19.016

19.017

19.615*

19.616*

19.617*

15 Ncm

20 Ncm

25 Ncm

VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.023	61.024	61.025
Ø 14mm	Ti		62.024	62.025
Ø 14mm	CoCr		71.024	

KOBALT-CHROM-BASEN

		○		30.024	30.025
		○		31.024	31.025
Auf uniabutment®	20°	○	30.036		
	45°	○	30.037		

KUNSTSTOFFZYLINDER

		○		28.024	28.025
		○		29.024	29.025
Auf uniabutment®	20°	○	28.036		
Auf uniabutment®	45°	○	28.037		



INTERNAL HEX FD

kompatibel mit
Xive®

○ ohne Rotationsschutz

⬡ mit Rotationsschutz



Der INTERNAL HEX FD-Anschluss ist erhältlich, solange der Vorrat reicht.



GINGIVAFORMER

	NP	RP	WP	5.5
	3.4	3.8	4.5	5.5
GH 3,0mm	20.036/3	20.037/3	20.038/3	
GH 4,0mm	20.036/4	20.037/4	20.038/4	
GH 5,0mm	20.036/5	20.037/5	20.038/5	



SCAN ABUTMENTS

	52.038	52.039	52.040	52.071
 EXTISA Extender für 52.xxx.				
 52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.				



ABFORMPFOSTEN

	17.038	17.039	17.040	17.071
Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).				



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGUE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5

NP	RP	WP	5.5
3.4	3.8	4.5	5.5
14.038/D	14.039/D	14.040/D	14.071/D



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGUE

	14.038	14.039	14.040	14.071
10 Pack.		14.039-P10		



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

	24.038	24.039	24.040
○	24.038	24.039	24.040
⬡	25.038	25.039	25.040




DESSLoc®

GH 1,0mm	88.036/1	88.037/1
GH 2,0mm	88.036/2	88.037/2
GH 3,0mm	88.036/3	88.037/3
GH 4,0mm	88.036/4	88.037/4



			NP	RP	WP	5.5
			3.4	3.8	4.5	5.5
TITANBASEN						
	GH 0,3mm		15.038	15.039	15.040	15.071
	GH 1,5mm		15.238	15.239	15.240	
	GH 3,0mm		15.338	15.339	15.340	15.371
	GH 0,3mm		16.038	16.039	16.040	16.071
	GH 1,5mm		16.238	16.239	16.240	16.271
	GH 3,0mm		16.338	16.339	16.340	16.371
KUNSTSTOFFZYLINDER						
	5 Pack.		32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
	5 Pack.		33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



ANGLEBase®						
			36.038	36.039	36.040	
			37.038	37.039	37.040	
KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®						
	5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5	
	5 Pack.	10°	33.100-P5	33.101-P5	33.101-P5	
	5 Pack.	20°	33.100-P5	33.102-P5	33.102-P5	



			NP	RP	WP	5.5
			3.4	3.8	4.5	5.5
C-Base®						
GH 0,3mm	○	58.038	58.039			
GH 0,6mm	○			58.040	58.071	
GH 1,5mm	○	58.038/2	58.039/2	58.040/2	58.071/2	
GH 3,0mm	○	58.038/3	58.039/3	58.040/3	58.071/3	
GH 0,3mm	⬡	59.038	59.039			
GH 0,6mm	⬡			59.040	59.071	
GH 1,5mm	⬡	59.038/2	59.039/2	59.040/2	59.071/2	
GH 3,0mm	⬡	59.038/3	59.039/3	59.040/3	59.071/3	

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive. Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.




		NP	RP	WP	5.5
		3.4	3.8	4.5	5.5
Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®					
(Ersatzschraube)		19.438	19.438	19.438	
Empfohlenes Drehmoment		24 Ncm	24 Ncm	24 Ncm	



		20mm	24mm	30mm	35mm
Torx BALL SCHRAUBENDREHER					
		DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



		NP	RP	WP	5.5
		3.4	3.8	4.5	5.5
TITANABUTMENTS					
0°		13.038	13.039	13.040	
15°		22.038*	22.039*	22.040*	
25°			23.039*		



ABUTMENTSCHRAUBEN
HEX 1,22mm

	NP	RP	WP	5.5
	3.4	3.8	4.5	5.5
	19.024	19.024	19.024	19.024
TiN	19.624*	19.624*	19.624*	19.624*
Empfohlenes Drehmoment	24 Ncm	24 Ncm	24 Ncm	24 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.038	61.039	61.040	61.071
Ø 14mm	Ti		62.039	62.040	62.071
Ø 14mm	CoCr	71.038	71.039		71.071



KOBALT-CHROM-BASEN

○	30.038	30.039	30.040
⬡	31.038		31.040



KUNSTSTOFFZYLINDER

○	28.038	28.039	
⬡	29.038	29.039	29.040

DESSLoc®

Die ultimative Lösung für Deckprothesen Präzision, Flexibilität und Kontrolle

Entwickelt für nahtlose Integration und einfache Handhabung,
mit vielseitigen Optionen für jede klinische Anforderung.

100%ige Kompatibilität
Perfekt abgestimmt auf die
zuverlässigen Deckprothesensysteme.

Leichte Entnahme
Eine kleine Entlüftungsöffnung
reduziert den Vakuumeffekt und
erleichtert die Entfernung für
mehr Patientenkomfort

Inklusive Träger
Erleichtert die Platzierung und
verbessert die Handhabung
während des Eingriffs

Mehrere Gingivahöhen
Erhältlich in Höhen von 1 mm bis 6
mm für maximale Anpassungsfähigkeit
an unterschiedliche Systeme und
Szenarien

periocoat®
DESS® patentierte ZrN-Beschichtung
• Weniger Entzündungen.
• Weniger Plaque-Anhaftung.
• Höhere Korrosionsbeständigkeit.
• Leichter zu reinigen.
• 6x härter als Titanoxid.

Zwei Retentionskits
Ermöglicht eine Divergenz von 20° bis
40° und bietet eine ideale Lösung für
ein breites Spektrum klinischer Fälle

Rüsten Sie Ihre Deckprothesenlösungen mit DESSLoc® auf Kontaktieren
Sie uns noch heute, um Ihre Bestellung aufzugeben oder mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihre
Zahnarztpraxis verbessern können.



INTERNAL ANK

kompatibel mit
Dentsply Ankylos® C/X

- ohne Rotationsschutz
- ⬡ mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

GH 1,5mm	20.046/1
GH 2,5mm	20.046/3



SCAN ABUTMENTS

52.049



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

GH 1,5mm	17.049
GH 2,5mm	17.250

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGUE

Ø 3,5	14.048/D
-------	----------

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGUE

Ø 3,5	14.048
10 Pack.	14.048-P10
Ø 4,5	14.049
10 Pack.	14.049-P10



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

GH 1,5mm	○	24.048
GH 2,5mm	○	24.250
GH 1,5mm	⬡	25.048
GH 2,5mm	⬡	25.250



DESSLoc®

GH 2,0mm	88.046/2
GH 3,0mm	88.046/3
GH 4,0mm	88.046/4



TITANBASEN

GH 1,5mm	○	15.050
GH 2,5mm	○	15.250
GH 1,5mm	⬡	16.050
GH 2,5mm	⬡	16.250



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5



C-Base®

GH 1,4mm	○	58.050
GH 2,5mm	○	58.050/2
GH 1,4mm	⬡	59.050
GH 2,5mm	⬡	59.050/2

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.




Replacement ABUTMENTSCHRAUBEN for C-Base®

	19.702
Empfohlenes Drehmoment	15 Ncm



TITANABUTMENTS

GH 1,5mm	0°	13.047
GH 2,5mm	0°	13.250
GH 1,5mm	15°	22.048*
GH 2,5mm	15°	22.250*
GH 1,5mm	25°	23.048*
GH 2,5mm	25°	23.250*



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,00mm

GH 1,5mm	19.048
TiN	19.648*
GH 2,5mm	19.050

Empfohlenes Drehmoment

15 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.250
--------	----	--------



KOBALT-CHROM-BASEN

GH 1,5mm	○	30.050
GH 2,5mm	○	30.250
GH 1,5mm	⬡	31.050
GH 2,5mm	⬡	31.250



KUNSTSTOFFZYLINDER

GH 1,5mm	○	28.048
GH 2,5mm	○	28.250



CONIC OSS

kompatibel mit

Osstem® TS / HIOSSEN® ET

○ ohne Rotationsschutz

○ mit Rotationsschutz



DESS

PURE SWITCH
"simple switch, perfect connection"

periocoat®

SelectGrip®



SCAN ABUTMENTS

Mini

STD

Mini

Regular

52.072

52.073



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.072

17.073

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGUE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5

14.072/D

14.073/D



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGUE

14.072

14.073



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS



24.072

24.073



25.072

25.073



MULTI-UNIT ABUTMENTS

GH 1,5mm

0°



40.072/1

40.073/1

GH 2,5mm

0°



40.072/2

40.073/2

GH 3,5mm

0°



40.072/3

40.073/3

GH 2,5mm

17°



41.772/2*

41.773/2*

GH 3,5mm

17°



41.772/3*

41.773/3*

GH 3,5mm

30°



43.072/3*

43.073/3*

GH 4,5mm

30°



43.072/4*

43.073/4*

4.8

MULTI-UNIT PLATFORM



TITANBASEN

GH 0,8mm



15.472

GH 1,0mm



15.073

GH 1,5mm



15.472/2

GH 3,0mm



15.373

GH 0,8mm



16.472

GH 1,0mm



16.073

GH 1,5mm



16.472/2

GH 3,0mm



16.373



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.



32.001-P5

32.001-P5

5 Pack.




33.001-P5

33.001-P5



ANGLEDBase®

		Mini	STD	
		Mini	Regular	
		36.072	36.073	
		37.072	37.073	
KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®				
	5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
	5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
	5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5



C-Base®

GH 1,0mm		58.072	58.073
GH 3,0mm		58.072/3*	58.073/3*
GH 1,0mm		59.072	59.073
GH 3,0mm		59.072/3	59.073/3

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEDBase®

(Ersatzschraube)	19.444	19.461
Empfohlenes Drehmoment	20 Ncm	25 Ncm




Torx BALL
SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,22mm

		Mini	STD
		Mini	Regular
		19.072	19.073
TiN		19.672*	19.673*
Empfohlenes Drehmoment		20 Ncm	30 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.072	61.073
Ø 14mm	Ti	62.072	62.073
Ø 14mm	CoCr	71.072	



A B

NEU
ASC BLANK

Ø 14mm	Ti	A corner		61.345	61.348
Ø 14mm	Ti	B flat		71.345	71.348



KOBALT-CHROM-BASEN

	30.072	30.073
	31.072	31.073



INTERNAL CAM

kompatibel mit
Camlog®

- ohne Rotationsschutz
- ⦿ mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER	3.3	3.8	4.3	5.0
	3.3	3.8	4.3	5.0
GH 3,0mm		20.065/3	20.066/3	
GH 4,0mm		20.065/4	20.066/4	
GH 5,0mm		20.065/5	20.066/5	



SCAN ABUTMENTS

	52.064	52.065	52.066	52.067
 EXTISA Extender für 52.xxx.		52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.		



ABFORMPFOSTEN

	17.064	17.065	17.066	17.067
Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).				



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection"  periocoat®  SelectGrip®




Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE	3.3	3.8	4.3	5.0
	3.3	3.8	4.3	5.0
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5	14.064/D	14.065/D	14.066/D	14.067/D




Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE				
	14.064	14.065	14.066	14.067



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

○	24.065	24.066
⦿	25.065	25.066




DESSLoc®		
	GH 1,0mm	88.065/1 88.066/1
	GH 2,0mm	88.065/2 88.066/2
	GH 3,0mm	88.065/3 88.066/3
	GH 4,0mm	88.065/4 88.066/4



		3.3	3.8	4.3	5.0
TITANBASEN		3.3	3.8	4.3	5.0
GH 0,3mm	○		15.065	15.066	15.067
GH 0,5mm	○	15.064			
GH 1,5mm	○		15.265	15.266	
GH 3,0mm	○		15.365	15.366	
GH 0,3mm	⦿		16.065	16.066	16.067
GH 0,5mm	⦿	16.064			
GH 1,5mm	⦿		16.265	16.266	
GH 3,0mm	⦿		16.365	16.366	



KUNSTSTOFFZYLINDER					
5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	⦿	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



ANGLEBase®				
	○		36.065	36.066
	⦿		37.065	37.066



KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®				
5 Pack.	0°		33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°		33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°		33.102-P5	33.102-P5



Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®			
(Ersatzschraube)		19.444	19.444
Empfohlenes Drehmoment		20 Ncm	20 Ncm



Torx BALL SCHRAUBENDREHER		20mm	24mm	30mm	35mm
		DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm		3.3	3.8	4.3	5.0
		19.044	19.044	19.044	19.045
	TiN	19.644*	19.644*	19.644*	19.645*
Empfohlenes Drehmoment		20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE					
Ø 10mm	Ti	61.064	61.065	61.066	61.067
Ø 14mm	Ti		62.065	62.066	62.067
Ø 14mm	CoCr	71.064		71.066	71.067



KOBALT-CHROM-BASEN				
	○		30.065	30.066
	⦿		31.065	31.066



KUNSTSTOFFZYLINDER				
	○		28.065	28.066



INTERNAL CON

kompatibel mit
Conelog®

- ohne Rotationsschutz
- ⦿ mit Rotationsschutz



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



SCAN ABUTMENTS



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.

NP RP WP

3.3 3.8/4.3 5.0

52.074 52.075 52.076



ABFORMPFOSTEN

17.074 17.075 17.076

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



DIGITAL LABORANALOGE



Plattform Farbkodierung

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5

14.074/D 14.075/D 14.076/D



LABORANALOGE



Plattform Farbkodierung

14.074 14.075 14.076



TITANBASEN

GH 1,4mm ○

15.074* 15.075* 15.076*

GH 3,0mm ○

15.074/3* 15.075/3*

GH 1,4mm ⦿

16.074* 16.075* 16.076*

GH 3,0mm ⦿

16.074/3* 16.075/3* 16.076/3*




KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack. ○

32.001-P5 32.001-P5 32.001-P5

5 Pack. ⦿

33.001-P5 33.001-P5 33.001-P5



ANGLEBase®

○

36.074* 36.075* 36.076*

⦿

37.074* 37.075* 37.076*

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack. 0°

33.100-P5 33.100-P5 33.100-P5

5 Pack. 10°

33.101-P5 33.101-P5 33.101-P5

5 Pack. 20°

33.102-P5 33.102-P5 33.102-P5



			NP	RP	WP
C-Base®			3.3	3.8/4.3	5.0
GH 1,0mm			58.074*	58.075*	58.076*
GH 2,1mm			58.074/2*	58.075/2*	58.076/2*
GH 1,0mm			59.074*	59.075*	59.076*
GH 2,1mm			59.074/2*	59.075/2*	59.076/2*
Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.			Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.		



Replacement ABUTMENTSCHRAUBEN for C-Base®			
	19.052*	19.052*	19.053*
Empfohlenes Drehmoment	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm



Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®			
(Ersatzschraube)	19.474*	19.474*	19.476*
Empfohlenes Drehmoment	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm



Torx BALL SCHRAUBENDREHER	20mm	24mm	30mm	35mm
	DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



	NP	RP	WP
ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm	3.3	3.8/4.3	5.0
	19.074*	19.074*	19.076*
TiN	19.674*	19.674*	19.676*
Empfohlenes Drehmoment	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE				
Ø 10mm	Ti	61.074*	61.075*	61.076*
Ø 14mm	Ti	62.074*	62.075*	62.076*
Ø 14mm	CoCr	71.074*	71.075*	71.076*



INTERNAL HEX BH

kompatibel mit
BioHorizons® internal

○ ohne Rotationsschutz

⬡ mit Rotationsschutz



DESS

PURE SWITCH
"simple switch, perfect connection"

periocoat®

SelectGrip®



	3.0	NP	RP	WP
	3.0	3.5	4.5	5.7
GINGIVAFORMER				
GH 3,0mm		20.087/3	20.088/3	20.089/3
GH 4,0mm		20.087/4	20.088/4	20.089/4
GH 5,0mm		20.087/5	20.088/5	20.089/5



SCAN ABUTMENTS

	52.099	52.087	52.088	52.089
SCAN ABUTMENTS				
EXTISA Extender für 52.xxx.				
52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.				



ABFORMPFOSTEN

	17.087	17.088	17.089
ABFORMPFOSTEN			
Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).			



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGUE

	14.099/D	14.087/D	14.088/D	14.089/D
DIGITAL LABORANALOGUE				
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5				



Plattform Farbkodierung

	3.0	NP	RP	WP
	3.0	3.5	4.5	5.7
LABORANALOGUE				
	14.099	14.087	14.088	14.089



DESSLoc®

	88.087/1	88.088/1
DESSLoc®		
GH 1,0mm		
GH 2,5mm	88.087/2	88.088/2
GH 3,5mm	88.087/3	88.088/3
GH 4,5mm	88.087/4	88.088/4
GH 5,5mm	88.087/5	






TITANBASEN

	○	15.088	15.089
TITANBASEN			
GH 0,3mm			
GH 0,8mm		15.087	
GH 0,3mm	⬡	16.088	16.089
GH 0,8mm	⬡	16.087	



KUNSTSTOFFZYLINDER

	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
KUNSTSTOFFZYLINDER				
5 Pack.				
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5



MULTI-UNIT ABUTMENTS			3.0	NP	RP	WP
			3.0	3.5	4.5	5.7
GH 1,0mm	0°	◯		40.087/1	40.088/1	
GH 2,0mm	0°	◯		40.087/2	40.088/2	
GH 3,0mm	0°	◯		40.087/3	40.088/3	
GH 4,0mm	0°	◯		40.087/4		
GH 5,0mm	0°	◯		40.087/5		
GH 2,5mm	17°	⬡		41.787/2*	41.788/2*	
GH 3,5mm	17°	⬡		41.787/3*	41.788/3*	
GH 3,5mm	30°	⬡		43.087/3*	43.088/3*	
GH 4,5mm	30°	⬡		43.087/4*	43.088/4*	

4.8
MULTI-UNIT PLATTFORM

ANGLEBase®

	◯	36.087	36.088	
	⬡	37.087	37.088	37.089

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®

	5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
	5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
	5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5

ELLIPTIBase®


A corner	⬡	56.099
B flat	⬡	57.099

C-Base®

GH 0,5mm	◯	58.087	58.088	58.089
GH 3,0mm	◯	58.087/3		58.089/3
GH 0,5mm	⬡	59.087	59.088	59.089
GH 3,0mm	⬡	59.087/3	59.088/3	59.089/3

Gleiche Schraube wie Standardschraube inklusive.

Bibliotheken für EXOCAD und 3Shape verfügbar.



Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase® & ELLIPTIBase®	3.0	NP	RP	WP
	3.0	3.5	4.5	5.7
(Ersatzschraube)	19.400	19.417	19.417	19.417
Empfohlenes Drehmoment	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm

Torx BALL
SCHRAUBENDREHER

20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06

ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm

		19.043	19.043	19.043	19.043
TiN		19.643*	19.643*	19.643*	19.643*
Empfohlenes Drehmoment		30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm

VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.099	61.087	61.088	61.089
Ø 14mm	Ti			62.088	62.089

NEU
ASC BLANK

Ø 10mm	Ti	A corner	⬡	61.311		
Ø 10mm	Ti	B flat	⬡	71.311		
Ø 14mm	Ti	A corner	⬡		61.312	61.313
Ø 14mm	Ti	B flat	⬡		71.312	71.313



EXTERNAL HEX BH

kompatibel mit
BioHorizons® External

- ohne Rotationsschutz
- ⬡ mit Rotationsschutz



GINGIVAFORMER

	NP	RP	WP
	3.7	4.2	5.2
GH 3,0mm	20.020/3*	20.021/3*	
GH 4,0mm		20.021/4*	20.022/4*
GH 5,0mm	20.020/5*	20.021/5*	



SCAN ABUTMENTS

	52.020	52.021	52.022
 EXTISA Extender für 52.xxx.			
 52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.			



ABFORMPFOSTEN

	17.020	17.021	17.022
Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).			



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGUE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5

NP	RP	WP
3.7	4.2	5.2
14.020/D	14.021/D	14.022/D



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGUE

14.020	14.021	14.022
--------	--------	--------



PROVISORISCHE TITANABUTMENTS



24.020*	24.021*	24.022*
25.020*	25.021*	25.022*



TITANBASEN

GH 0,3mm	○	15.051*	15.052*	15.053*
GH 0,3mm	⬡	16.051*	16.052*	16.053*



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.003-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.003-P5




TITANABUTMENTS

		NP	RP	WP
		3.7	4.2	5.2
	0°	13.020*	13.021*	13.022*
	15°		22.021*	



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm

	19.013*	19.014*	19.014*
10 Pack.		19.014-P10*	19.014-P10*
Empfohlenes Drehmoment	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.020*	61.021*	61.022*
Ø 14mm	Ti	62.020*	62.021*	



KUNSTSTOFFZYLINDER

		28.020	28.021	
		29.020	29.021	29.022



Präzision trifft auf Stärke
Fräsen mit Vertrauen

Ausgestattet mit einem abgewinkelten Schraubenkanal, innovativem Design und hochwertige Materialien für hervorragende prothetische Ergebnisse

Pull Down and Lock System

Entwickelt von DESS® im Jahr 2012, um eine sichere und präzise Positionierung des vorgefrästen Rohlings zugewährleisten

Branchenführende Fräslänge

Erreichen Sie maximale Designflexibilität beim Fräsen Ihrer individuellen Abutments. 20 mm fräsbare Gesamtlänge (eine der längsten auf dem Markt verfügbaren Längen)



25° abgewinkelter Schraubenkanal

Optimiert die Ästhetik Ihrer Zahnrestorationen



Titan Grad V

Außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit




Minimale Höhe des Gingivaübergangs

Nur 0,3 mm, was ein Maximum an Designflexibilität und Präzision ermöglicht

DESS® Verbindungspräzision

Garantiert in allen vorgefrästen Rohlingen für gleichbleibende Leistung



Ecke Flach

Ausrichtung der Welle

Position des Implantats

Bringen Sie Ihre Fräspräzision auf die nächste Stufe! Bestellen Sie ASC Blank noch heute und liefern Sie Ihren Patienten die besten Ergebnisse. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Bestellungen.



INTERNAL HEX MI

kompatibel mit
Mis® Seven

○ ohne Rotationsschutz

⬡ mit Rotationsschutz



	NP	SP	WP	Multi-Unit
GINGIVAFORMER	3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	4.8
GH 3,0mm		20.095/3	20.096/3	
GH 4,0mm		20.095/4	20.096/4	
GH 5,0mm		20.095/5	20.096/5	



SCAN ABUTMENTS

NP	SP	WP	MIS MUA
3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	mis 4.8
52.056	52.095	52.096	52.085



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



	NP	SP	WP	Multi-Unit
ABFORMPFOSTEN	3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	4.8
	17.056	17.095	17.096	

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plattform Farbkodierung

	NP	SP	WP	DESS MUA	MIS MUA
DIGITAL LABORANALOGUE	3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	DESS 4.8	mis 4.8
	14.056/D	14.095/D	14.096/D	14.007/D	14.085/D

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5



Plattform Farbkodierung

	NP	SP	WP	DESS MUA	MIS MUA
LABORANALOGUE	14.056	14.095	14.096	14.007	14.085
10 Pack.		14.095-P10		14.007-P10	



	NP	SP	WP	Multi-Unit
PROVISORISCHE TITANABUTMENTS	3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	4.8
	○	24.095	24.096	
	⬡	25.095	25.096	



	NP	SP	WP	Multi-Unit
DESSLoc®				
GH 1,0mm		88.095/1	88.096/1	
GH 2,5mm		88.095/2	88.096/2	
GH 3,5mm		88.095/3	88.096/3	
GH 4,5mm		88.095/4	88.096/4	
GH 5,5mm		88.095/5		



		NP		SP	WP	MIS MUA
		3.3	3.75-4.2	5.0-6.0		MIS 4.8
TITANBASEN						
GH 0,3mm	○				15.096	15.085*
GH 0,8mm	○	15.056	15.095			
GH 1,5mm	○	15.256	15.295	15.296		
GH 3,0mm	○	15.356	15.395	15.396		
GH 0,3mm	⬡				16.096	
GH 0,8mm	⬡	16.056	16.095			
GH 1,5mm	⬡	16.256	16.295	16.296		
GH 3,0mm	⬡	16.356	16.395	16.396		




KUNSTSTOFFZYLINDER						
5 Pack.	○	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	
5 Pack.	⬡	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	33.001-P5	



MULTI-UNIT ABUTMENTS						
GH 1,0mm	0°	○		40.095/1	40.096/1	
GH 2,0mm	0°	○		40.095/2	40.096/2	
GH 3,0mm	0°	○		40.095/3	40.096/3	
GH 4,0mm	0°	○		40.095/4		
GH 5,0mm	0°	○		40.095/5		
GH 2,5mm	17°	⬡		41.795/2	41.796/2	
GH 3,5mm	17°	⬡		41.795/3	41.796/3	
GH 3,5mm	30°	⬡		43.095/3	43.096/3	
GH 4,5mm	30°	⬡		43.095/4	43.096/4	

4.8
MULTI-UNIT PLATFORM



ANGLEBase®		NP	SP	WP	Multi-Unit
		3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	4.8
	○		36.095*	36.096*	
	⬡		37.095*	37.096*	

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5



Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®			
(Ersatzschraube)		19.417	19.417
Empfohlenes Drehmoment		30 Ncm	30 Ncm


Torx BALL SCHRAUBENDREHER



20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



TITANABUTMENTS				
	0°	13.095*	13.096*	
	15°	22.095*	22.096*	
	25°	23.095*	23.096*	



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm	NP	SP	WP	DESS MUA	MIS MUA
	3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	DESS 4.8	MIS 4.8
	19.056	19.081	19.081	19.110 M1,4	19.085 M1,6
TiN	19.656*	19.681*	19.681*		19.685* M1,6
Empfohlenes Drehmoment	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm	15 Ncm	15 Ncm

VORGEFRÄSTE ROHLINGE		NP	SP	WP	Multi-Unit
		3.3	3.75-4.2	5.0-6.0	4.8
Ø 10mm	Ti	61.056	61.095	61.096	
Ø 14mm	CoCr			71.096	


KOBALT-CHROM-BASEN				
	○	30.056	30.095	30.096
	⬡	31.056	31.095	31.096

KUNSTSTOFFZYLINDER				
		28.056	28.095	28.096
		29.056	29.095	29.096



Die perfekte Lösung für schmale Interdentalräume

Die Kombination aus fortschrittlichem Design und innovativer Oberflächenbehandlung sorgt für eine hervorragende Ästhetik, Haltbarkeit und Beständigkeit in engen Räumen.



Enhanced 20° Angulation for Superior Aesthetics

This feature minimizes visual discrepancies and enhances the final result, particularly in incisor and narrow space cases

SelectGrip®

500% mehr Haftungsvermögen

Ecke und Wohnung

Die ELLIPTIBase® ist sowohl in einer Eck- als auch in einer Flachkonfiguration erhältlich und ermöglicht so eine flexible Anpassung an die Implantatausrichtung.




Ecke



Flac

Mit einem Verbindungswinkel von 45° minimiert das Eckdesign den Endwinkel der Welle für bessere Ergebnisse.



Perfekt für Schneidezahn-Restorationen

ELLIPTIBase® sorgt für optimale Ästhetik und Festigkeit bei 3,0 und 3,5 Implantatversorgungen

Fußabdruck



pericoat®

- DESS® patentierte ZrN-Beschichtung
- Weniger Entzündungen.
 - Weniger Plaque-Anhaftung.
 - Höhere Korrosionsbeständigkeit.
 - Leichter zu reinigen.
 - 6x härter als Titanoxid.

Optimieren Sie Ihre Restorationen in engen Räumen mit ELLIPTIBase®
Erleben Sie die perfekte Kombination aus Ästhetik, Stabilität und herausragendem Halt. Entwickelt für maximale Leistung in schmalen Bereichen, sorgt ELLIPTIBase® für präzise und langlebige Ergebnisse.



CONIC MC

kompatibel mit
Mis® C1 internal

- ohne Rotationsschutz
- ⬡ mit Rotationsschutz



SCAN ABUTMENTS

NP SP WP MIS MUA

52.081 52.082 52.083 52.085



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

NP SP WP Multi-Unit

17.081 17.082 17.083

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

NP SP WP DESS MUA MIS MUA

14.081/D 14.082/D 14.083/D 14.007/D 14.085/D

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

NP SP WP DESS MUA MIS MUA

14.081 14.082 14.083 14.007 14.085



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



TITANBASEN

NP SP WP MIS MUA

GH 0,3mm
GH 1,0mm
GH 1,0mm

15.081* 15.082* 15.083*
16.081* 16.082* 16.083*



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.
5 Pack.

32.001-P5 32.001-P5 32.001-P5 32.007-P5
33.001-P5 33.001-P5 33.001-P5




ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm

19.056 19.081 19.081 19.085

TiN 19.656* 19.681* 19.681* 19.685*

Empfohlenes Drehmoment 30 Ncm 30 Ncm 30 Ncm 25 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

NP SP WP Multi-Unit

Ø 10mm Ti 61.081* 61.082* 61.083*



SCAN ABUTMENTS

	NP	SP	MIS MUA <i>Mis</i> 4.8
	52.084	52.082	52.085
 <i>EXTISA Extender für 52.xxx.</i>			
 <i>52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.</i>			



ABFORMPFOSTEN

	NP	SP	Multi-Unit 4.8
	17.084	17.082	
Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).			




Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGE

	NP	SP	DESS MUA <i>DESS</i> 4.8	MIS MUA <i>Mis</i> 4.8
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5	14.084/D	14.082/D	14.007/D	14.085/D




Plattform Farbkodierung

LABORANALOGE

	NP	SP	DESS MUA <i>DESS</i> 4.8	MIS MUA <i>Mis</i> 4.8
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5	14.084	14.082	14.007	14.085/D



TITANBASEN

		NP	SP	MIS MUA <i>Mis</i> 4.8
GH 0,3mm				15.085*
GH 1,0mm		15.084*	15.082*	
GH 1,0mm		16.084*	16.082*	




KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.		32.001-P5	32.001-P5	32.007-P5
5 Pack.		33.001-P5	33.001-P5	



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm

	19.056	19.081	19.085
TiN	19.656*	19.681*	19.685*
Empfohlenes Drehmoment	30 Ncm	30 Ncm	25 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

	NP	SP	Multi-Unit 4.8
Ø 10mm Ti	61.084*	61.082*	



CONIC ANYR

kompatibel mit
Megagen AnyRidge®

- ohne Rotationsschutz
- ⬡ mit Rotationsschutz



DESS

PURE SWITCH
"simple switch, perfect connection"

periocoat®

SelectGrip®



SCAN
ABUTMENTS

52.057



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.057

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



DIGITAL
LABORANALOGUE



Plattform Farbkodierung

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5

14.057/D



LABORANALOGUE



Plattform Farbkodierung

14.057




TITANBASEN

GH 2,0mm	○	15.057
GH 3,0mm	○	15.357
GH 2,0mm	⬡	16.057
GH 3,0mm	⬡	16.357



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5



ANGLEBase®

○	36.057
⬡	37.057



KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®

5 Pack.	0°	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5




Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.460
Empfohlenes Drehmoment	35 Ncm

Torx BALL
SCHRAUBENDREHER



20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,20mm

		19.057
	TiN	19.657*
Empfohlenes Drehmoment		35 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE


Ø 10mm	Ti	61.057
Ø 14mm	CoCr	71.057

periocoat®

ZrN

Verbesserte Oberflächenbehandlung

- Weniger Entzündungen.
- Weniger Plaque Anhaftung.
- Erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
- Leichter zu reinigen.
- 6x härter als Titaniumoxid.



Weniger Biofilmgene-se auf der Oberfläche

Je weniger Biofilm und Plaque vorhanden sind, desto geringer ist die Quantität und Qualität der Bakterien, die Weichteil-entzündungen verursachen können.



Erhöhte Kollagenstabilität

ZrN bewirkt eine geringere Entzündungsbelastung und einen geringeren Kollagenabbau im Zahnfleischgewebe, was durch einen geringeren aMMP8-Biomarker in der Zahnfleischflüssigkeit nachgewiesen ist.



Die Oberfläche ist korrosionsbeständiger

Zahnbelag produziert Säure, wodurch die Oberfläche korrodiert und die Rauheit erhöht wird. ZrN ist härter und hat einen geringeren Reibungskoeffizienten, wodurch es resistenter gegen Korrosion ist.



Erhöhte Adhäsion von Fibroblasten

Eine erhöhte Adhäsion der Fibroblasten verschließt den Weg zwischen der Oberfläche und dem Weichgewebe und verhindert, dass Bakterien in den Zahnfleischrand eindringen können.



Sechsmal härter als Standard-Titan

Kratzt bei der Reinigung mit Küretten, Ultraschall oder anderen Instrumenten überhaupt nicht.



ZrN hat einen warmen Goldton

Ein wärmerer goldfarbener Farbton hat ästhetische Vorteile gegenüber dem Titangrau.



kompatibel mit
Anthogyr AXIOM® BL

- ohne Rotationsschutz
- △ mit Rotationsschutz



SCAN
ABUTMENTS

52.077



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.077

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



Plattform Farbkodierung

DIGITAL
LABORANALOGUE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5

14.077/D



Plattform Farbkodierung

LABORANALOGUE

14.077



TITANBASEN

GH 2,9mm	○	15.077*
GH 2,9mm	△	16.077*




KUNSTSTOFFZYLINDER		
5 Pack.	○	32.001-P5
5 Pack.	△	33.001-P5



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,18mm

	19.077*
TiN	19.677*
Empfohlenes Drehmoment	25 Ncm
Auf Abutment®	19.062*
TiN	19.662*
Empfohlenes Drehmoment	15 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.077*
--------	----	---------



SCAN
ABUTMENTS



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.

52.080



ABFORMPFOSTEN

17.080

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



DIGITAL
LABORANALOGE



Plattform Farbkodierung

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5

14.080/D



LABORANALOGE



Plattform Farbkodierung

14.080



TITANBASEN



15.080*



16.080*

KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.




32.001-P5

5 Pack.



33.001-P5



ANGLEBase®

GH 2,2mm



36.080*

GH 0,9mm



36.180*

GH 2,2mm



37.080*

GH 0,9mm



37.180*

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®

5 Pack.

0°

33.100-P5

5 Pack.

10°

33.101-P5

5 Pack.

20°

33.102-P5

Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

2,2mm

19.444

(Ersatzschraube)

0,9mm

19.443

Empfohlenes Drehmoment

30 Ncm

Torx BALL
SCHRAUBENDREHER

20mm

24mm

30mm

35mm


DT20TB06

DT24TB06

DT30TB06

DT35TB06





ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,40mm

		19.080*
	TiN	19.680*
Empfohlenes Drehmoment		30 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.080*
Ø 14mm	Ti	62.080*
Ø 14mm	CoCr	71.080*

Die Bedeutung eines präzisen Bildes

DESS® Scan-Abutments: Präzision, der Sie vertrauen können

Optimiertes Design für präzises Scannen, hervorragende Haltbarkeit und einfache Anwendung in jedem Schritt der Zahnrestauration.

Innovatives Schraubenkopfdesign

Neue Kerben mit „Klick“-Effekt für eine sichere und mühelose Befestigung und Stabilität beim Scannen

SelectGrip®

Für einen perfekten Scan ohne Glitzereffekte

Titan-V-Konstruktion

Titan Grad V für außergewöhnliche Haltbarkeit und Langlebigkeit

Keine Schraubenlöcher

Keine Scanverzerrungen, liefert präzisere Bildgebungsergebnisse

Hohe Position Orientierung

Bietet maximale Sichtbarkeit für optimale Scangenaugigkeit

pericoat®

Erhöht die Festigkeit und Haltbarkeit:
· Höhere Korrosionsbeständigkeit
· 6x härter als Standard-Titan

EXTISA

Abgestimmt auf alle Scanabutments für tief versenkte Implantate

Inklusive Gepäckträger

Für eine einfache und präzise Platzierung

Erzielen Sie maximale Präzision bei Ihren Scans mit DESS® Scan Abutments. Entwickelt für Langlebigkeit, Stabilität und makellose Ergebnisse.



SCAN
ABUTMENTS

52.086



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.086

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



DIGITAL
LABORANALOGE



Plattform Farbkodierung

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5

14.086/D



LABORANALOGE



Plattform Farbkodierung

14.086



TITANBASEN



15.086*



16.086*



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.



32.001-P5

5 Pack.



33.001-P5



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,22mm

TiN

19.086*

19.686*

Auf Abutment®

0°

19.035*

17° / 30°

19.036*

TiN

0°

19.635*


TiN

17° / 30°

19.636*

Empfohlenes Drehmoment

15 Ncm





CONIC DENT

kompatibel mit
Dentium Superline™ & Implantium®

- ohne Rotationsschutz
- ⬡ mit Rotationsschutz



DESS

PURE SWITCH
"simple switch, perfect connection"

periocoat®

SelectGrip®



SCAN
ABUTMENTS

RP				
3.6	3.8	4.0	4.5	5.0

52.090



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.090

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



DIGITAL
LABORANALOGUE



Plattform Farbkodierung

14.090/D




LABORANALOGUE

RP				
3.6	3.8	4.0	4.5	5.0

14.090



Plattform Farbkodierung



NEU

PROVISORISCHE
TITANABUTMENTS



24.090



25.090



TITANBASEN

GH 0,9mm	○	15.090*
GH 1,5mm	○	15.190* (15.090/2*)
GH 3,0mm	○	15.390* (15.090/3*)
GH 0,9mm	⬡	16.090*
GH 1,5mm	⬡	16.190* (16.090/2*)
GH 3,0mm	⬡	16.390* (16.090/3*)




KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.001-P5
5 Pack.	⬡	33.001-P5



MULTI-UNIT
ABUTMENTS

		RP				
		3.6	3.8	4.0	4.5	5.0
GH 1,5mm	0°			40.090/1		
GH 2,5mm	0°			40.090/2		
GH 3,5mm	0°			40.090/3		
GH 2,5mm	17°			41.790/2*		
GH 3,5mm	17°			41.790/3*		
GH 2,5mm	30°			43.090/2*		
GH 3,5mm	30°			43.090/3*		



ANGLEBase®

		○	36.090
		⬡	37.090

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5




Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.405
Empfohlenes Drehmoment	30 Ncm

Torx BALL
SCHRAUBENDREHER



20mm	24mm	30mm	35mm
DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,28mm

		RP				
		3.6	3.8	4.0	4.5	5.0
				19.090*		
	TiN			19.690*		
Empfohlenes Drehmoment				30 Ncm		
Auf Abutment®				19.066*		
	TiN			19.666*		
Empfohlenes Drehmoment				10 Ncm		



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm	Ti	61.090*
Ø 14mm	Ti	62.090*
Ø 14mm	CoCr	71.090*



KOBALT-CHROM-BASEN

	○	30.090*
	⬡	31.090*



KUNSTSTOFFZYLINDER

	⬡	29.090
--	---	--------



INTERNAL SEM

kompatibel mit
Bego Semados®

- ohne Rotationsschutz
- ⬡ mit Rotationsschutz



DESS

PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



SCAN ABUTMENTS	3.25/3.75	4.1	4.5	5.5
	52.091	52.092	52.093	52.094



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN	17.091	17.092	17.093	17.094
Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).				



DIGITAL LABORANALOGUE	14.091/D	14.092/D	14.093/D	14.094/D
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5				



Plattform Farbkodierung



LABORANALOGUE	14.091	14.092	14.093	14.094
---------------	--------	--------	--------	--------



Plattform Farbkodierung




TITANBASEN	3.25/3.75	4.1	4.5	5.5
GH 0,7mm	○		15.091*	15.094*
GH 0,9mm	○	15.091*		
GH 1,1mm	○	15.091*		
GH 0,7mm	⬡		16.091*	16.094*
GH 0,9mm	⬡	16.091*		
GH 1,1mm	⬡	16.091*		



KUNSTSTOFFZYLINDER	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5	32.001-P5
5 Pack.	○			
5 Pack.	⬡			



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,27mm	19.091*	19.091*	19.091*	19.091*
TiN	19.691*	19.691*	19.691*	19.691*
Empfohlenes Drehmoment	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE	61.091*	61.092*	61.093*	61.094*
Ø 10mm Ti				
Ø 14mm Ti				62.094*
Ø 14mm CoCr				71.094*



CONIC BIO
kompatibel mit
Biotech KONTACT®

- ohne Rotationsschutz
- ⬠ mit Rotationsschutz



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



SCAN ABUTMENTS

NP

RP

52.078



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.078

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



DIGITAL LABORANALOGUE



Plattform Farbkodierung

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5

14.078/D



LABORANALOGUE



Plattform Farbkodierung

14.078



TITANBASEN

NP

RP



15.078*



16.078*



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.



32.001-P5

5 Pack.



33.001-P5



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,22mm

TiN

19.078*

19.063*

19.064*

19.678*

19.663*


19.664*

Empfohlenes Drehmoment

20 Ncm

20 Ncm

20 Ncm



VORGEFRÄSTE ROHLINGE

Ø 10mm

Ti

61.078*

Ø 14mm

Ti

62.078*





INTERNAL BT

kompatibel mit
BTI®

- ohne Rotationsschutz
- ◊ mit Rotationsschutz



DESS

PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



SCAN ABUTMENTS

4.1 MULTI IM®

52.079



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.



ABFORMPFOSTEN

17.079

Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).



DIGITAL LABORANALOGUE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5

14.079/D

Plattform Farbkodierung



LABORANALOGUE

4.1 MULTI IM®

14.079



Plattform Farbkodierung



TITANBASEN



15.079*



16.079*



KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.



32.001-P5

5 Pack.



33.001-P5



ABUTMENTSCHRAUBEN HEX 1,22mm

TiN

19.079*

19.065


19.679*

19.665*

Empfohlenes Drehmoment

35 Ncm

10 Ncm





EXTERNAL HEX PH

kompatibel mit
PHIBO® TSH®

- ohne Rotationsschutz
- mit Rotationsschutz



SCAN ABUTMENTS

	NP	SP	WP
	S2	S3-S4	S5
		52.031	52.032
 <i>EXTISA Extender für 52.xxx.</i>			
 <i>52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.</i>			



ABFORMPFOSTEN

	NP	SP	WP
	17.030	17.031	17.032
Abformpfosten beinhalten zwei Abutmentschrauben (für offenen und geschlossenen Löffel).			




Plattform Farbkodierung

DIGITAL LABORANALOGUE

	NP	SP	WP
Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5	14.030/D	14.031/D	14.032/D





Plattform Farbkodierung

LABORANALOGUE

	NP	SP	WP
	14.030	14.031	14.032



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



ANGLEBase®

	NP	SP	WP
	S2	S3-S4	S5
	36.030*	36.031*	36.032*
		37.031*	37.032*
		37.031/2*	37.032/2*

KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®



5 Pack.	0°	33.100-P5	33.100-P5	33.100-P5
5 Pack.	10°	33.101-P5	33.101-P5	33.101-P5
5 Pack.	20°	33.102-P5	33.102-P5	33.102-P5



Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.403*	19.402	19.402
Empfohlenes Drehmoment	35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm

Torx BALL SCHRAUBENDREHER



	20mm	24mm	30mm	35mm
	DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06

MULTI-UNIT CONNECTION

○ ohne Rotationschutz



GINGIVAFORMER

		RP 4.8	WP 6
Uni Grip	○	20.100	20.054
Hex 1,20mm	○	20.100H120	
Hex 1,22mm	○	20.100H122	
Hex 1,27mm	○	20.100H127	
Torx Ball	○	20.100TB*	

SCAN ABUTMENTS



EXTISA Extender für 52.xxx.



52.xxx enthält das Handwerkzeug DTPEIPEEK.

NEU

TREUHANDMARKER FÜR DIE PHOTOGRAMMETRIE

Schraubenlänge: 6mm	2 Pack.	BFS226 – P2
Schraubenlänge: 6mm	4 Pack.	BFS226 – P4
Schraubenlänge: 8mm	2 Pack.	BFS228 – P2
Schraubenlänge: 8mm	4 Pack.	BFS228 – P4

ABFORMPFOSTEN


		RP 4.8	WP 6
5,0mm		17.007	17.050
5,0mm	4 Pack.	17.507	
5,0mm		17.507-P4	
8,0mm		17.807	
8,0mm	4 Pack.	17.807-P4	



Plattform Farbkodierung



Plattform Farbkodierung



DIGITAL LABORANALOGUE

Sicherungsschraube Sechskant 1,27 mm 19.712-P5

LABORANALOGUE

PROVISORISCHE TITANABUTMENTS

Uni Grip	○	24.007	24.030
Hex 1,20mm	○	24.007H120 19.055	
Hex 1,22mm	○	24.007H122 19.065	
Hex 1,27mm	○	24.007H127 19.110	
Torx	○	24.007TB* 19.306	

PROVISORISCHE PEEK TITANABUTMENTS

Uni Grip	○	25.707	25.754
Hex 1,20mm	○	24.757* 19.055	
Hex 1,22mm	○	24.767* 19.065	
Hex 1,27mm	○	24.777* 19.110	
Torx	○	24.787* 19.306	

TITANBASEN

6,0mm	Uni Grip	○	15.007	15.054
6,0mm	Uni Grip	○	15.007-P10	
6,0mm	Hex 1,20mm	○	15.007H120 19.055	
6,0mm	Hex 1,22mm	○	15.007H122 19.065	
6,0mm	Hex 1,27mm	○	15.007H127 19.110	
6,0mm	Torx	○	15.007TB* 19.306	
8,0mm	Uni Grip	○	15.007/8	

KUNSTSTOFFZYLINDER

5 Pack.	○	32.007-P5	32.054-P5
5 Pack.	○	32.007/8-P5	



ANGLEBase®

			RP MULTI-UNIT 4.8	WP MULTI-UNIT 6
		○	36.007	36.054
10 Pack.		○	36.007-P10	
KUNSTSTOFFZYLINDER FÜR ANGLEBase®				
	5 Pack.	10°	33.701-P5	
	5 Pack.	20°	33.702-P5	

Torx ABUTMENTSCHRAUBEN ANGLEBase®

(Ersatzschraube)	19.306	19.331*
Empfohlenes Drehmoment	15 Ncm	15 Ncm

Torx BALL
SCHRAUBENDREHER





	20mm	24mm	30mm	35mm
	DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06

SCREWS FOR SUPERSTRUCTURES

			10 Pack.				
			10 Pack.	DLC		Torx	19.069-P10
			10 Pack.			Hex 1,20mm	19.093-P10
			10 Pack.			Hex 1,22mm	19.094-P10
			10 Pack.			Hex 1,27mm	19.095-P10
			10 Pack.			UG	19.096-P10
			10 Pack.			NG	19.022-P10

Empfohlenes Drehmoment

20 Ncm



ABUTMENTSCHRAUBEN UG

			RP MULTI-UNIT 4.8	WP MULTI-UNIT 6
			19.006	19.031
10 Pack.			19.006-P10	
DLC			19.206	19.231
TiN			19.606*	19.631*
		Hex 1,20mm	19.055	
		Hex 1,22mm	19.065	
		Hex 1,27mm	19.110	
Empfohlenes Drehmoment			15 Ncm	15 Ncm

DESSLoc®

	88.007
--	--------

KOBALT-CHROM-BASEN

6,0mm	○		30.007	30.054
6,0mm	○		Hex 1,20mm	30.007H120* 19.055
6,0mm	○		Hex 1,22mm	30.007H122* 19.065
6,0mm	○		Hex 1,27mm	30.007H127* 19.110
6,0mm	○		Torx	30.007TB* 19.306
Für Webetechniken			30.107*	

KUNSTSTOFFZYLINDER

	○	28.007	28.054
10 Pack.	○	11.007-P10	11.054-P10



SCAN ABUTMENTS

10 Pack.

53.153-P10



ABFORMPFOSTEN

17.054



LABORANALOGUE



Plattform Farbkodierung

10 Pack.

14.054

14.054-P10



BAR ATTACHMENT

88.100

DESSLoc® ENTNAHME - UND EINSETZWERKZEUG

PHLOC



LABORSETS



0° - 20° x1

DLRK-P1*
DLRKL-P1



0° - 20° x2

DLRK-P2*
DLRKL-P2



0° - 40° x1

DLER-P1*
DLERL-P1



0° - 40° x2

DLER-P2*
DLERL-P2

RETENSIONSEINSÄTZE



0° - 20° x4

1.5 lbs / 680g

DLN2-P4*
DLN2L-P4



0° - 20° x4

3.0 lbs / 1360g

DLN3-P4*
DLN3L-P4



0° - 20° x4

5.0 lbs / 2270g

DLN4-P4*
DLN4L-P4



0° - 40° x4

1.5 lbs / 450g

DLN1-P4*
DLN1L-P4



0° - 40° x4

2.0 lbs / 910g

DLN6-P4*
DLN6L-P4



0° - 40° x4

4.0 lbs / 1810g

DLN7-P4*
DLN7L-P4



WERKZEUGE

Direkt zum Nobel Biocare™ Drehmomentschlüssel

DTACTLOC



Direkt zum Straumann® Drehmomentschlüssel

DTSTRLOC



DESSLoc®

DTLOC



Adapter für Straumann® Drehmomentschlüssel auf Vierkantanschluss

DTSTSQ



Adapter für Nobel Biocare™ 8mm auf Vierkantanschluss

DTNBSQ



DESS CLEAN FIT

DESS CLEAN FIT


	1x Entnahmemechanismus (inkl. Entnahmestift) 3x Sicherungskappen	1611
	2x Entnahmemechanismus (einschließlich Entnahmestift) 2x Haltekappen	1611A
	2x Haltekappen	1611B
	1x Entnahmestift	1611C

DESS CLEAN FIT Abutments

Festsitzend und dennoch herausnehmbar

Das Beste aus beiden Welten

- Fühlt sich an wie eine festsitzende Versorgung.
- Friktionspassung, einfach herauszunehmen.
- Keine Kunststoffeinsätze.
- Kein Knochenverlust.*
- periocoat® Oberflächentechnologie mit der patentierten ZrN-Beschichtung von DESS.
- Patentierte Matrizen mit Entriegelungssystem.
- Kompatibel mit dem Atlantis® Konus-Konzept und Syncone®.



*Im Vergleich zu herausnehmbaren Standardprothesen.



PURE SWITCH

“simple switch, perfect connection”

Müheleose Kompatibilität, perfekte Verbindungen

Nahtlos austauschbare Abutments für unübertroffene Effizienz und Zuverlässigkeit bei allen Implantatsystemen.



• Garantierte Qualität:

Zertifiziert nach den höchsten Standards



• Lebenslange Garantie:

Unterstützt durch eine Verpflichtung zu Zuverlässigkeit und Langlebigkeit*.

• 100 % Kompatibilität:

Funktioniert nahtlos mit jedem Implantatsystem und spart Zeit und Ressourcen.

• CAD/CAM-Bibliotheken verfügbar:

Unterstützung effizienter digitaler Arbeitsabläufe für moderne Zahnarztpraxen.

• Umfangreiche Optionen:

Mehr als 30 Verbindungen von einem einzigen, vertrauenswürdigen Anbieter.

*Um mehr über die lebenslange DESS-Garantie zu erfahren, laden Sie sie auf unserer Website herunter.

Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf mit DESS® noch heute!
Informieren Sie sich über die Vorteile von PURE SWITCH und kontaktieren Sie uns für Bestellungen oder weitere Informationen.

HALTER



HLDSTD
Für Standard
98mm Discmaschinen

Jede Maschine mit 98mm
Disk Halter:
Arum
Dmg
Datron
Haas
Robodril



HLDVHFR5
Für VHF®
VHF® R5



HLD3R
Für Maschinen mit
Support / Wechsler 3R
D14P



HLDIMES
Für Imes-Icore® Maschinen
Coritec 150i pro
Coritec 245i touch
Coritec 250i touch
Coritec 350i / Coritec 250i Loader
Coritec 450i
Coritec 550i
Coritec 650i / Coritec 650i Loader



HLDYENA
Für Yenadent®
D6
D15
D43N



AMANN GIRRBACH
DESS-Pre-mills sind kompatibel
mit: Matron/Matron Core,
Matik, Motion 3/Motion 3 Air,
Motion 2.



HLDVHF
Für VHF®
VHF® S1
VHF® S2
VHF® S5



HLDVHFZ4
Für VHF®
VHF® Z4



HLDVHFN4
Für VHF®
VHF® N4 & VHF® N4+




AK-1 ROLAND
DESS-Pre-mills sind kompatibel
mit AK-1 Halter, entwickelt und
geliefert von ROLAND.




ERSATZSCHRAUBENHALTER



REF:	Kompatibles Modell:
THLDM4X20-P2	HLDVHFN4
ESPHLDM5X75-P3	HLDVHFN4 HLDVHFZ4 HLD3R
TMSV TMSV-P3	HLDSTD HLDIMES HLDVHF HLDVHFR5 HLDYENA HLDVHFN4
THLD THLD-P3	HLDSTD HLDIMES HLDVHF HLDVHFR5 HLDYENA
PMCAL	



ANGLE FRÄSWERKZEUG



	ØA	ØB	ØC	L1	L2	L3	R
MT3D16L5	3	1,6	0,95	5	51	0,5	0,1
MT4D16L5	4	1,6	0,95	5	51	0,5	0,1
MT6D16L5	6	1,6	0,95	5	51	0,5	0,1

VORGEFRÄSTE BLÖCKE




Ti	□ 15mm	L 20mm	63.020
Ti	□ 15mm	L 40mm	63.040
CoCr	□ 15mm	L 20mm	73.020
CoCr	□ 15mm	L 40mm	73.040



SCHRAUBENDREHER SPITZE

HEX	18mm	20mm	24mm	30mm	35mm	kompatibel mit
0,90mm		DTC20H090	DTC24H090			Neodent® CM
1,00mm			DTC24H100		DTC35H100	Dentsply Ankylos® C/X
1,20mm	DTC18H120	DTC20H120	DTC24H120	DTC30H120	DTC35H120	3i Osseotite®, 3iCertain®, Megagen AnyRidge®
1,22mm		DTC20H122	DTC24H122		DTC35H122	Dentsply Friadent Xive®, Osstem® TS, GlobalD®, BTI®, Biotech Kontakt®
1,25mm		DTC20H125	DTC24H125			
1,27mm		DTC20H127	DTC24H127	DTC30H127	DTC35H127	Astra tech™, OsseosSpeed™, Zimmer Screw-Vent® & Mis® Seven/ C1 & V3, BioHorizons®, AstraTech Implants System EV™, Camlog®, Bego Semados®, Conelog®
1,30mm		DTC20H130	DTC24H130			
1,50mm		DTC20H150	DTC24H150			
1,70mm		DTC20H170	DTC24H170			
1,75mm		DTC20H175	DTC24H175			Astra tech™EV, Uniabutment®




Torx 06



Torx ball




UG



	DT20TC06	DT24TC06	DT30TC06	DT35TC06	Straumann® Soft Tissue Level & synOcta® Straumann® Bone Level
	DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06	ANGLEBase®, ELLIPTIBase®
	DT20U	DT24U	DT30U	DT35U	Nobel Brånemark®, NobelReplace® Select™, NobelActive™ & NobelReplace® CC, Multi-unit®


NEO 18mm 20mm 24mm 30mm 35mm kompatibel mit



DT24NG DT30NG DT35NG Grand Morse® Neodent®

Platz

1,30mm DT20S130 DT24S130



Schraubendreher-Kit



Nobel® WSDNBKIT

Straumann® WSDSTKIT

Im Kit von Nobel® enthalten Im Kit von Straumann® enthalten (Drehmomentschlüssel nicht enthalten).

ZAHNARZTGRIFF



HEX 1,20mm
HEX 1,25mm
UG
Torx 06
Torx ball

21mm		28mm	
Straumann® Ratsche ø7mm	Nobel® Ratsche ø8mm	Straumann® Ratsche ø7mm	Nobel® Ratsche ø8mm
WSDSTL21H120	WSDNBL21H120	WSDSTL28H120	WSDNBL28H120
WSDSTL21H125	WSDNBL21H125	WSDSTL28H125	WSDNBL28H125
WSDSTL21UG	WSDNBL21UG	WSDSTL28UG	WSDNBL28UG
WSDSTL21TC06	WSDNBL21TC06	WSDSTL28TC06	WSDNBL28TC06
WSDSTL21TB06	WSDNBL21TB06	WSDSTL28TB06	WSDNBL28TB06

HOCHWERTIGER LABORGRIFF



PHLABGOLD
PHLABBLACK

TITANBASEN AUSZIEHWERKZEUG

	Für Conelog® NP/RP	DCCON
	Für Conelog® WP	DCCON50
	Für ZIMMER Screw-vent®	DCZIM
	Für Medentis ICX®	DCICX

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

	Typ Straumann® 7mm	DTSTTWC
	Typ Nobel® 8mm	DTNBTW

MEHRZWECKBOX

	BOX1
--	------

SPEZIELLE WERKZEUGE

	Multi-unit® RP	DTMURP
	Multi-unit® WP	DTMUWP
	UniAbutment® (Astra Tech osseospeed™)	DTUNI
	Octagon	DTSYN
	Drehmomentschlüssel Adapter	TWADAP
	DESSLoc®	DTLOC
	Adapter für Straumann® Drehmomentschlüssel auf Vierkantanschluss	DTSTSQ
	Straumann® adapter von 7mm auf Vierkantanschluss	DTSTWH
	Direkt zum Nobel Biocare™ Drehmomentschlüssel	DTACTLOC
	Direkt zum Straumann® Drehmomentschlüssel	DTSTRLOC
	Adapter für Schraubendrehereinsätze von Straumann® Drehmomentschlüsseln	DTSTCAC
	Nobel Biocare™ Winkelstück-Adapter	DTNBSQ
	Adapter für Schraubendrehereinsätze von Nobel Biocare™ Drehmomentschlüssel	DTNBWH
	Nobel Biocare™ Winkelstück-Adapter	DTNBCA
	Handstückadapter für Winkelanschluss	DTANGSQ
	Manueller Treiber für Intraorale Scan-Abutments	DTPEI
	Manueller Treiber für Intraorale Scan-Abutments	DTPEIPEEK-P2

SCHRAUBE FÜR STRUKTUREN



Nobel Brånemark®
External Hex Universal

NP/3.5
Screw UG

Für Strukturen

19.101

19.101-P10
Pack of 10



**Straumann® Soft
Tissue Level &
SynOcta®**
Octagon

RN/WN
Screw Torx

Für Strukturen auf Implantat

19.102

19.102-P10
Pack of 10

**Straumann® Soft
Tissue Level &
SynOcta®**
Octagon

RN/WN
Screw Torx

Für Strukturen auf abutment

19.103

19.103-P10
Pack of 10



**Straumann®
Bone Level**
Conical BL

NC/RC
Screw Torx

Für Strukturen

19.104

19.104-P10
Pack of 10

**Straumann®
Bone Level**
Conical BL

NC/RC
Screw Torx

Für Strukturen
auf Multi-Base

19.105

19.105-P10
Pack of 10



MULTI-UNIT
3i

Multi-Unit
connection
Screw Hex 1,20

For 3i

19.106

19.106-P10
Pack of 10



Dentsply ANKYLOS® C/X
Internal ANK

Screw Torx

Für Strukturen

19.349



MULTI-UNIT



RP/4.8
Screw Torx

Für Strukturen

19.069-P10
Pack of 10

19.269-P10
DLC Pack of 10



MULTI-UNIT



RP/4.8
Hex 1,20mm

RP/4.8
Hex 1,22mm

RP/4.8
Hex 1,27mm

Für Strukturen

19.093-P10
Pack of 10

19.094-P10
Pack of 10

19.095-P10
Pack of 10



MULTI-UNIT



RP/4.8
Screw UG

Für Strukturen

19.096-P10
Pack of 10



MULTI-UNIT



RP/4.8
Screw NEO

Für Strukturen

19.022-P10
Pack of 10

DESS® DESIGN:

FLACHSITZ VORTEILE

- Ermöglicht eine höhere Vorspannung/Spannkraft zwischen der Prothese und dem MUA.
- Besitzt eine höhere Toleranz gegenüber Ungenauigkeiten beim Fräsen des Schraubensitzes.
- Version mit DLC-Beschichtung erhältlich für reduzierte Reibung und zusätzlich verbesserte Vorspannung/Spannkraft.
- Die Schraubenlänge gestattet mehr Prothetikmaterial unter dem Schraubensitz und sorgt somit für eine verbesserte Festigkeit sowohl von Zirkondioxid- als auch von provisorischen Versorgung.
- Die selbstzentrierende Flachsitz-Schraube besitzt eine höhere Toleranz, um Divergenzen zwischen den Längsachsen der Versorgung und des MUA auszugleichen.
- Die Torx-Verbindung ist mit dem DESS® Torx Kugelpf-Schraubendreher für abgewinkelte Schraubenkanäle kompatibel.



Zirkoniodioxid-
Prothese

Vorläufige
Materialien

Metallprothese



SCHRAUBEN EMPFOHLENE DREHMOMENTE

NOBELACTIVE® &
NOBELREPLACE® CC
ACTIVE HEX



PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. N°	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. N°
3.0	19.068	15	Nobel Biocare® 36805
3.0	19.268*	15	Nobel Biocare® 37890
3.0	19.668*	15	
NP	19.027	35	Nobel Biocare® 31168
NP	19.227	35	Nobel Biocare® 29282
NP	19.101	35	
NP	19.327	35	
NP	19.627*	35	
NP ANGLEBase®	19.441	35	
RP	19.030	35	Nobel Biocare® 28815
RP	19.230	35	Nobel Biocare® 36918
RP	19.328	35	
RP	19.630*	35	
RP ANGLEBase®	19.442	35	
On1®	19.021	35	Nobel Biocare® 38751
On1®	19.221	35	Nobel Biocare® 38750
On1®	19.621*	35	
NP auf implantat for Multi-unit®	19.507	35	
RP auf implantat for Multi-unit®	19.508	35	

NP	19.004	35	Nobel Biocare® 31170
NP	19.204	35	Nobel Biocare® 36818
NP	19.304	35	
NP	19.604*	35	
NP ANGLEBase®	19.404	35	
RP/WP/6.0	19.005	35	Nobel Biocare® 29293
RP/WP/6.0	19.205	35	Nobel Biocare® 29475
RP/WP/6.0	19.305	35	
RP/WP/6.0	19.605*	35	
RP/WP ANGLEBase®	19.405	35	
NP auf implantat for Multi-unit®	19.504	35	
RP auf implantat for Multi-unit®	19.505	35	

NOBELREPLACE
SELECT™
TRI-LOBE



NOBEL BRÄNEMARK®
EXT HEX UNIVERSAL



3i CERTAIN®
EXT HEX USA



3i OSSEOTITE®
INT HEX CLICK



STRAUMANN® SOFT
TISSUE LEVEL &
SynOcta®
OCTAGON



PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. N°	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. N°
NP	19.027	35	Nobel Biocare® 31168
NP	19.227	35	Nobel Biocare® 29282
NP	19.327	35	
NP	19.101	35	
NP	19.627*	35	
NP ANGLEBase®	19.401	35	
RP	19.028	35	Nobel Biocare® 29290
RP	19.228	35	Nobel Biocare® 29283
RP	19.328	35	
RP	19.628*	35	
RP ANGLEBase®	19.402	35	
WP	19.029	35	Nobel Biocare® 31169
WP	19.229	35	Nobel Biocare® 29284
WP	19.329	35	
WP	19.629*	35	
NP auf implantat for Multi-unit®	19.501	35	
RP auf implantat for Multi-unit®	19.502	35	

NP/RP/WP	19.034	20	Biomet 3i® UNIHT
NP/RP/WP	19.634	20	
NP/RP/WP ANGLEBase®	19.402	20	
RP auf implantat for Multi-unit®	19.512	20	
Low Profile® Abutment ø4.8	19.106	10	Biomet 3i® LPCTSH

NP/RP/WP	19.011	20	Biomet 3i® IUNIHT
NP/RP/WP	19.311	20	
NP/RP/WP	19.611	20	
NP/RP/WP ANGLEBase®	19.438	20	
Low Profile® Abutment ø4.8	19.106	10	Biomet 3i® LPCTSH

NNC	19.070	35	Straumann® AG 048.314
NNC	19.670	35	
RN/WN auf implantat	19.026	35	Straumann® AG 048.356
RN/WN auf implantat	19.102	35	Straumann® AG 049.181
RN/WN auf implantat	19.328	35	
RN/WN auf implantat	19.626*	35	
RN/WN ANGLEBase®	19.446	35	
RN/WN auf synOcta® abutment	19.009	15	Straumann® AG 048.350
RN/WN auf synOcta® abutment	19.103*	15	
RN/WN auf synOcta® abutment	19.609*	15	

STRAUMANN®
BONE LEVEL
CONICAL BL



PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. N°	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. N°
NC auf implantat	19.032	35	Straumann® AG 025.2908
NC auf implantat	19.632*	35	
RC auf implantat	19.033	35	
RC auf implantat	19.633*	35	
NC/RC auf implantat	19.037	35	Straumann® VarioBase
NC/RC auf implantat	19.104	35	
NC/RC auf implantat	19.311	20	Straumann® AG 025.4906
NC/RC ANGLEBase®	19.443	35	
NC/RC auf implantat for Multi-unit®	19.544	35	
NC/RC auf Multi-base® abutment	19.041	15	
NC/RC auf Multi-base® abutment	19.105	15	Straumann® AG 023.4763
NC/RC auf SRA® abutment	19.098	15	

STRAUMANN®
BLX
CONICAL BLX



RB/WB	19.054	35	
RB/WB	19.700*	35	
RB/WB ANGLEBase®	19.441	35	

NEODENT®
GRAND MORSE®
NEO GM



GM	19.575	20	
GM ANGLEBase®	19.444	20	

ZIMMER
SCREW-VENT®
INT HEX USA



NP/RP/WP	19.012	30	Zimmer® URS2
NP/RP/WP	19.012L *	30	
NP/RP/WP	19.042	30	Zimmer® MHLAS
NP/RP/WP	19.642*	30	
NP/RP/WP	19.312	30	
NP/RP/WP ANGLEBase®	19.417	30	
NP (MIS®)	19.327	35	
NP auf implantat for Multi-unit®	19.519	30	
RP auf Multi-unit® abutment ø4.8	19.110	15	
RP auf Multi-unit® abutment ø4.8	19.300	15	

ASTRA TECH
IMPLANT
SYSTEM™ EV
CONIC EVO



PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. N°	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. N°
3.6 auf implant	19.059*	25	
3.6 auf implant	19.659*	25	
3.6 ANGLEBase®	19.441	25	
4.2 auf implantat	19.060*	25	
4.2 auf implantat	19.660*	25	Astra Tech® 25.205
4.2 ANGLEBase®	19.460	25	
4.8 auf implantat	19.061*	25	
4.8 auf implantat	19.661*	25	
4.8 ANGLEBase®	19.461	25	
UniAbutment® EV	19.058	15	
UniAbutment® EV	19.658*	15	

ASTRA TECH
OSSEOSPEED™
INT HEX CONIC



NP auf implantat	19.015	15	Dentsply® 24189
NP auf implantat	19.615*	15	
RP auf implantat	19.016	20	Dentsply® 24449
RP auf implantat	19.616*	20	
RP ANGLEBase®	19.441	20	
WP auf implantat	19.017	25	Dentsply® 24209
WP auf implantat	19.617*	25	
WP ANGLEBase®	19.425	25	
UniAbutment® 20°/45°	19.018	15	Dentsply® 22435
UniAbutment® 20°/45°	19.618*	15	

DENTSPLY
FRIADENT XIVE®
INT HEX FD



NP/RP/WP	19.024	24	Dentsply® 454305
NP/RP/WP	19.624*	24	
NP/RP/WP ANGLEBase®	19.438	24	

DENTSPLY
ANKYLOS® C/X
INT ANK



Alle Plattformen	19.048	15	
Alle Plattformen	19.050	15	
Alle Plattformen	19.648*	15	

	PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. N°	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. N°
OSSTEM® TS CONIC OSS 	Mini auf implantat	19.072	20	Osstem® GSABSST
	Mini auf implantat	19.672*	20	
	Mini ANGLEBase®	19.444	20	
	Standard auf implantat	19.073	30	
	Standard auf implantat	19.673*	30	
	Standard ANGLEBase®	19.461	30	
CAMLOG® INT CAM 	3,3 / 3,8 / 4,3 auf implantat	19.044	20	Camlog® J4005. 1601
	3,3 / 3,8 / 4,3 auf implantat	19.644*	20	
	3,8 / 4,3 ANGLEBase®	19.444	20	Camlog® J4005. 2001
	5.0 auf implantat	19.045	20	
	5.0 auf implantat	19.645*	20	
CONELOG® INT CON 	3,3 / 3,8 / 4,3 auf implantat	19.074*	20	Camlog® C4005. 1601
	3,3 / 3,8 / 4,3 auf implantat	19.674*	20	Camlog® C4005. 2001
	5.0 auf implantat	19.076*	20	
	5.0 auf implantat	19.676*	20	
BIOHORIZONS® INTERNAL INT HEX BH 	Auf implantat	19.043	30	BioHorizons® PXAS
	Auf implantat	19.043	30	Nobel Biocare® 29287
	Multi-unit® RP ø4.8	19.006	15	
	Low Profile® abutment ø4.8	19.106	10	Biommet 3i® LPCTSH
	Multi-unit® RP ø4.8	19.110	15	Nobel Biocare® 29285
	Multi-unit® RP ø4.8	19.206	15	
	Multi-unit® RP ø4.8 ANGLEBase®	19.306	15	
	Multi-unit® RP ø4.8	19.606	15	
	MIS® Multi-unit® RP ø4.8	19.300	15	Nobel Biocare® 31163
	Multi-unit® WP ø6.0	19.031	15	
	Multi-unit® WP ø6.0	19.231	15	Nobel Biocare® 29286
	Multi-unit® WP ø6.0 ANGLEBase®	19.331	15	
	Multi-unit® WP ø6.0	19.631	15	

	PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. N°	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. N°
BIOHORIZONS® EXTERNAL EXT HEX BH 	NP	19.013*	30	BioHorizons® 130-050
	NP	19.312	30	BioHorizons® 140-050
	RP/WP	19.014*	30	
	RP/WP	19.328	35	
MIS® SEVEN INT HEX MI 	NP	19.056	30	MIS® MN-S0160
	NP	19.656*	30	
	SP/WP	19.081	30	MIS® MD-S0220
	SP/WP	19.681	30	MIS® MU-S0220
	SP/WP ANGLEBase®	19.417	30	
	Multi-unit® MIS®	19.085	15	
	Multi-unit® MIS®	19.685	15	
MIS® C1 CONIC MC 	NP	19.056	30	MIS® MN-S0160
	NP	19.656	30	
	SP/WP	19.081	30	MIS® MD-S0220
	SP/WP	19.681	30	MIS® MU-S0220
	Multi-unit® MIS®	19.085	15	
	Multi-unit® MIS®	19.685	15	
MIS® V3 CONIC MV 	NP	19.056	30	MIS® MN-S0160
	NP	19.656	30	
	SP	19.081	30	MIS® MD-S0220
	SP	19.681	30	MIS® MU-S0220
	Multi-unit® MIS®	19.085	15	
	Multi-unit® MIS®	19.685	15	
MEGAGEN AnyRidge® CONIC ANYR 	Alle plattformen	19.057	35	Megagen® AANMSF
	Alle plattformen	19.657*	35	
	Alle plattformen ANGLEBase®	19.460	35	

	PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. N°	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. N°
Anthogyr AXIOM® BL CONIC AXIO 	Auf implantat	19.077*	25	Anthogyr® OPTS161
	Auf implantat	19.677*	25	
	Multi-unit® abutment	19.062*	15	
	Multi-unit® abutment	19.662*	15	

MEDENTIS ICX® CONIC IC 	Auf implantat	19.080*	30	Medentis® C-007-000001-01
	Auf implantat	19.680*	30	
	Auf implantatt ANGLEBase® H2.2	19.444	30	
	Auf implantat ANGLEBase® H0.9	19.443	30	

GLOBALD IN-KONE® CONIC INK 	Auf implantat	19.086*	15	GlobalID® DVPCI
	Auf implantat	19.686*	15	
	Konisches Abutment Geradeaus weiter	19.035*	15	GlobalID® DVPIINK
	Konisches Abutment Geradeaus weiter	19.635	15	
	Conical abutment Abgewinkelt	19.036*	15	
	Conical abutment Abgewinkelt	19.636	15	

DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM® CONIC DENT 	Auf implantat	19.090*	30	Dentium® ASC 2045
	Auf implantat	19.690*	30	
	Auf implantat	19.066*	10	Dentium® SRS 18T
	Auf implantat	19.666*	10	

BEGO SEMADOS® INTERNAL SEM 	Auf implantat	19.091	30	Bego® 57.031
	Auf implantat	19.691	30	

	PLATTFORM-GRÖSSE	DESS REF. N°	DESS EMPFOKLENES DREHMOMENT (Ncm)	ORIGINALÄQUIVALENT REF. N°
BIOTECH KONTACT® CONIC BIO 	Auf implantat	19.078*	20	Biotech® KVP
	Auf implantat	19.678*	20	
	Konisches Sekundärteil Schmal	19.063*	20	
	Konisches Sekundärteil Schmal	19.663*	20	Biotech® KECGMV
	Konisches Abutment Stundard	19.064*	20	
	Konisches Abutment Stundard	19.664*	20	

BTI® INTERNAL BT 	Auf implantat	19.079*	35	
	Auf implantat	19.679*	35	
	Multi IM®	19.065	10	
	Multi IM®	19.665*	10	

PHIBO® TSH® EXTERNAL HEX PH 	NP ANGLEBase®	19.403	35	
	SP/WP ANGLEBase®	19.402	35	

MULTI-UNIT 	NP	19.006	15	
	NP	19.206	15	
	NP	19.606*	15	
	WP	19.031	15	
	WP	19.231	15	
	WP	19.631*	15	
	RP ANGLEBase®	19.306	15	
	WP ANGLEBase®	19.631*	15	





Alle DESS-Produkte werden gemäß und ISO 13485 mit CE-Kennzeichnung für alle Produkte der Klasse IIb, IIa hergestellt.

Alle DESS® ANGLEBase® Schrauben und Schraubendreher basieren auf der Norm ISO 10664 3i® und 3i Certain®, Miniplant®, MicroMiniplantTM und Osseotite® sind eingetragene Warenzeichen von 3i Implant Innovations, USA

ASTRA TECHTM, OsseoSpeedTM, ANKYLOS® C/X, XiVE®, FRIADENT®, ASTRATECH Implantat systemTM EV und UniAbutment® Cerec® sind eingetragene Marken von DENTSPLY SIRONA Implants

BioHorizons® ist ein eingetragenes Warenzeichen von BioHorizons, INC.

Brånemark System®, NobelReplace® und Replace® SelectTM, NobelActiveTM, NobelReplace® CC, NobelSpeedy™ und Multi-unit® sind eingetragene Marken von Nobel Biocare AB,

Neodent®, Grand Morse®, Straumann® und synOcta® sind eingetragene Marken der Straumann Holding AG, Schweiz.

MIS® ist ein eingetragenes Warenzeichen von MIS Implant Technologies Ltd.

Zimmer Screw-Vent® und SwissPlus® sind eingetragene Warenzeichen von Zimmer Dental INC, USA

Dyna® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Dyna Dental Engineering BV

Locator® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ZEST IP Holdings

Camlog® und Conelog® sind eingetragene Marken der CAMLOG Biotechnologies AG

Megagen® ist ein eingetragenes Warenzeichen von MEGAGEN IMPLANT CO. LTD

Torx ist ein Warenzeichen von ACUMENT INTELLECTUAL PROPERTIES, LLC

Bego Semados® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BEGO GmbH & Co. KG

Anthogyr® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Anthogyr SAS

Medentis ICX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der medentis medical GmbH

Osstem®, Hiossen® ist ein eingetragenes Warenzeichen von OSSTEM IMPLANT CO. LTD

Dentium® ist ein Warenzeichen von Dentium Co. Ltd.

GOBALD® ist ein Warenzeichen von Global D SASU.

Biotech Kontakt® ist ein Warenzeichen von Biotech Dental SAS.

BTI® ist eine Marke des BTI Biotechnology Institute.

PHIBO® ist eine Marke des PHIBO Dental Solutions S.L.

DESS-Produkte können nur von zugelassenen Zahnärzten, Ärzten und Laboren verwendet werden. Bitte beachten Sie immer die Gebrauchsanweisung auf der Website:

www.dessdental.com

oder mit dem Produkt geliefert.

Einige Produkte sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar.



DESS-DECATALOG2025/2

¹Scan Abutments, Abformpfosten, Digital Laboranaloge, Laboranaloge und Werkzeuge

