



**CATALOGUE 2025**

# LISTE DES PRODUITS



|  |                                                               |    |
|--|---------------------------------------------------------------|----|
|  | <b>NOBELACTIVE® &amp; NOBELREPLACE® CC</b><br>ACTIVE HEX      | 04 |
|  | <b>NOBEL REPLACE SELECT™</b><br>TRI-LOBE                      | 10 |
|  | <b>NOBEL BRÅNEMARK®</b><br>EXTERNAL HEX UNIVERSAL             | 16 |
|  | <b>3i OSSEOTITE®</b><br>EXTERNAL HEX USA                      | 22 |
|  | <b>3i CERTAIN®</b><br>INTERNAL HEX "CLICK"                    | 28 |
|  | <b>STRAUMANN® SOFT TISSUE LEVEL &amp; synOcta®</b><br>OCTAGON | 34 |
|  | <b>STRAUMANN® BONE LEVEL</b><br>CONICAL BL                    | 40 |
|  | <b>STRAUMANN® BLX</b><br>CONICAL BLX                          | 46 |
|  | <b>NEODENT® GRAND MORSE</b><br>NEO GM                         | 50 |

|  |                                                     |    |
|--|-----------------------------------------------------|----|
|  | <b>ZIMVIE SCREW-VENT®</b><br>INTERNAL HEX USA       | 54 |
|  | <b>ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM™ EV</b><br>CONIC EVO   | 60 |
|  | <b>ASTRA TECH OSSEOSPEED™</b><br>INTERNAL HEX CONIC | 66 |
|  | <b>DENTSPLY FRIADENT XIVE®</b><br>INTERNAL HEX FD   | 72 |
|  | <b>DENTSPLY ANKYLOS® C/X</b><br>INTERNAL ANK        | 78 |
|  | <b>OSSTEM® TS</b><br>CONIC OSS                      | 82 |
|  | <b>CAMLOG®</b><br>INTERNAL CAM                      | 86 |
|  | <b>CONELOG®</b><br>INTERNAL CON                     | 90 |
|  | <b>BIOHORIZONS® INTERNAL</b><br>INTERNAL HEX BH     | 94 |

|  |                                                          |     |
|--|----------------------------------------------------------|-----|
|  | <b>BIOHORIZONS® EXTERNAL</b><br>EXTERNAL HEX BH          | 98  |
|  | <b>MIS® SEVEN</b><br>INTERNAL HEX MI                     | 102 |
|  | <b>MIS® C1</b><br>CONIC MC                               | 108 |
|  | <b>MIS® V3</b><br>CONIC MV                               | 110 |
|  | <b>MEGAGEN AnyRidge®</b><br>CONIC ANYR                   | 112 |
|  | <b>Anthogyr AXIOM® BL</b><br>CONIC AXIO                  | 116 |
|  | <b>MEDENTIS ICX®</b><br>CONIC IC                         | 118 |
|  | <b>GLOBALD IN-KONE®</b><br>CONIC INK                     | 122 |
|  | <b>DENTIUM SUPERLINE™ &amp; IMPLANTUM®</b><br>CONIC DENT | 124 |

|  |                                                                |     |
|--|----------------------------------------------------------------|-----|
|  | <b>BEGO SEMADOS®</b><br>INTERNAL SEM                           | 128 |
|  | <b>BIOTECH KONTACT®</b><br>CONIC BIO                           | 130 |
|  | <b>BTI®</b><br>INTERNAL BT                                     | 132 |
|  | <b>PHIBO® TSH®</b><br>EXTERNAL HEX PH                          | 134 |
|  | <b>CONNEXION MULTI-UNIT</b>                                    | 136 |
|  | <b>SYSTÈMES DE PROTHÈSES</b><br>DESSLoc® & DESS CLEAN FIT      | 140 |
|  | <b>PRE-MILLED BLANKS &amp; HOLDERS</b>                         | 144 |
|  | <b>OUTILS</b>                                                  | 146 |
|  | <b>VIS POUR LES STRUCTURES ET COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ</b> | 150 |





ACTIVE HEX

compatible avec  
NobelActive® / Replace® CC

- rotationnel
- ⬡ anti-rotationnel



| PILIERS DE CICATRISATION | 3.0      | NP       | RP       | WP       |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                          | 3.0      | 3.5      | 4.3/5.0  | 5.5      |
| GH 3,0mm <sup>A</sup>    | 20.068/3 | 20.039/3 | 20.040/3 | 20.069/3 |
| GH 3,0mm <sup>B</sup>    |          | 20.047/3 | 20.048/3 | 20.070/3 |
| GH 4,0mm <sup>A</sup>    | 20.068/4 | 20.039/4 | 20.040/4 | 20.069/4 |
| GH 4,0mm <sup>B</sup>    |          | 20.047/4 | 20.048/4 | 20.070/4 |
| GH 5,0mm <sup>A</sup>    | 20.068/5 | 20.039/5 | 20.040/5 | 20.069/5 |
| GH 5,0mm <sup>B</sup>    |          | 20.047/5 | 20.048/5 | 20.070/5 |

<sup>A</sup> pour la restauration de couronnes unitaires

<sup>B</sup> pour la restauration de ponts et structures



PILIERS DE SCANNAGE

|                                                                                                                  |        |                                                                                      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                  | 52.068 | 52.041                                                                               | 52.042 | 52.069 |
|  EXTISA extender pour 52.xxx. |        |                                                                                      |        |        |
|                                                                                                                  |        |  |        |        |
|                                                                                                                  |        | 52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.                                              |        |        |



TRANSFERTS

|                                                                                |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                | 17.068 | 17.044 | 17.045 | 17.069 |
| Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé). |        |        |        |        |



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plate-forme avec code couleur

ANALOGUES DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5



Plate-forme avec code couleur

ANALOGUES

|          |        |            |            |            |
|----------|--------|------------|------------|------------|
|          | 14.068 | 14.041     | 14.042     | 14.069     |
| 10 Pack. |        | 14.041-P10 | 14.042-P10 | 14.069-P10 |



PILIERS PROVISOIRES

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| ○ | 24.068 | 24.041 | 24.042 | 24.069 |
| ⬡ | 25.068 | 25.041 | 25.042 | 25.069 |



DESSLoc®

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| GH 1,0mm | 88.039/1 | 88.040/1 |
| GH 2,0mm | 88.039/2 | 88.040/2 |
| GH 3,0mm | 88.039/3 | 88.040/3 |
| GH 4,0mm | 88.039/4 | 88.040/4 |



NOUVEAU

| PILIERS<br>MULTIUNIT |     |  | 3.0 | NP       | RP       | WP  |
|----------------------|-----|--|-----|----------|----------|-----|
|                      |     |  | 3.0 | 3.5      | 4.3/5.0  | 5.5 |
| GH 1,5mm             | 0°  |  |     | 40.007/1 | 40.008/1 |     |
| GH 2,5mm             | 0°  |  |     | 40.007/2 | 40.008/2 |     |
| GH 3,5mm             | 0°  |  |     | 40.007/3 | 40.008/3 |     |
| GH 4,5mm             | 0°  |  |     |          | 40.008/4 |     |
| GH 2,5mm             | 17° |  |     | 41.404/2 | 41.405/2 |     |
| GH 3,5mm             | 17° |  |     | 41.404/3 | 41.405/3 |     |
| GH 3,5mm             | 30° |  |     | 43.404/3 | 43.405/3 |     |
| GH 4,5mm             | 30° |  |     | 43.404/4 | 43.405/4 |     |

4.8  
PLATEFORME MULTIUNIT



| MUA+     |     |  |          |          |  |  |
|----------|-----|--|----------|----------|--|--|
| GH 1,5mm | 0°  |  | 42.404/1 | 42.405/1 |  |  |
| GH 2,5mm | 0°  |  | 42.404/2 | 42.405/2 |  |  |
| GH 3,5mm | 0°  |  | 42.404/3 | 42.405/3 |  |  |
| GH 4,5mm | 0°  |  |          | 42.405/4 |  |  |
| GH 2,5mm | 17° |  | 46.404/2 | 46.405/2 |  |  |
| GH 3,5mm | 17° |  | 46.404/3 | 46.405/3 |  |  |
| GH 3,5mm | 30° |  | 47.404/3 | 47.405/3 |  |  |
| GH 4,5mm | 30° |  | 47.404/4 | 47.405/4 |  |  |


4.8  
PLATEFORME MULTIUNIT



| TI BASES |   |  | 3.0    | NP     | RP       | WP     |
|----------|---|--|--------|--------|----------|--------|
|          |   |  | 3.0    | 3.5    | 4.3/5.0  | 5.5    |
| GH 0,8mm | ○ |  | 15.479 | 15.492 |          |        |
| GH 1,2mm | ○ |  |        |        | 15.042   |        |
| GH 1,5mm | ○ |  | 15.468 | 15.441 |          | 15.069 |
| GH 2,0mm | ○ |  |        |        | 15.042/2 |        |
| GH 3,0mm | ○ |  |        |        | 15.342   |        |
| GH 0,8mm | ⬡ |  | 16.479 | 16.492 |          |        |
| GH 1,2mm | ⬡ |  |        |        | 16.042   |        |
| GH 1,5mm | ⬡ |  | 16.468 | 16.441 |          | 16.069 |
| GH 2,0mm | ⬡ |  |        |        | 16.042/2 |        |
| GH 3,0mm | ⬡ |  |        |        | 16.342   |        |




| CALCINABLES TI BASE |   |  |  |  |           |           |
|---------------------|---|--|--|--|-----------|-----------|
| 5 Pack.             | ○ |  |  |  | 32.001-P5 | 32.001-P5 |
| 5 Pack.             | ⬡ |  |  |  | 33.001-P5 | 33.001-P5 |



| ANGLEBase® |   |  |  |        |        |  |
|------------|---|--|--|--------|--------|--|
|            | ○ |  |  | 36.041 | 36.042 |  |
|            | ⬡ |  |  | 37.041 | 37.042 |  |



| CALCINABLES ANGLEBase® |     |  |  |           |           |  |
|------------------------|-----|--|--|-----------|-----------|--|
| 5 Pack.                | 0°  |  |  | 33.100-P5 | 33.100-P5 |  |
| 5 Pack.                | 10° |  |  | 33.101-P5 | 33.101-P5 |  |
| 5 Pack.                | 20° |  |  | 33.102-P5 | 33.102-P5 |  |



| ELLIPTIBase® |   |  |        |  |  |  |
|--------------|---|--|--------|--|--|--|
| A corner     | ⬡ |  | 56.068 |  |  |  |
| B flat       | ⬡ |  | 57.068 |  |  |  |

| C-Base®  |                                                                                   | 3.0 | 3.5      | 4.3/5.0  | 5.5 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----|
| GH 0,8mm |  |     | 58.041   | 58.042   |     |
| GH 3,0mm |  |     | 58.041/3 | 58.042/3 |     |
| GH 0,8mm |  |     | 59.041   | 59.042   |     |
| GH 3,0mm |  |     | 59.041/3 | 59.042/3 |     |

*Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.*

**VIS Torx**  
**ANGLEBase® ELLIPTIBase® & ASC BLANK**

|                       |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.468 | 19.441 | 19.442 |
| Couple recommandé     | 15 Ncm | 35 Ncm | 35 Ncm |

## Torx TOURNEVIS BOULE

| Torx TOURNEVIS BOULE | 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
|                      | DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |



## PILIERS

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| 0°  | 13.041  | 13.042  |
| 15° | 22.041* | 22.042* |
| 25° |         | 23.042* |

**VIS UG**

|                          |               |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                          | 19.068        | 19.027        | 19.030        | 19.030        |
| <b>10 Pack.</b>          |               | 19.027-P10    | 19.030-P10    | 19.030-P10    |
| <b>DLC</b>               | 19.268*       | 19.227        | 19.230        | 19.230        |
| <b>TiN</b>               | 19.668*       | 19.627*       | 19.630*       | 19.630*       |
| <i>Couple recommandé</i> | <i>15 Ncm</i> | <i>35 Ncm</i> | <i>35 Ncm</i> | <i>35 Ncm</i> |



B

## BLOCS PRÉ-USINÉS

|                  |      | 3.0    | NP     | RP      | WP     |
|------------------|------|--------|--------|---------|--------|
| BLOCS PRÉ-USINÉS |      | 3.0    | 3.5    | 4.3/5.0 | 5.5    |
| Ø 10mm           | Ti   | 61.068 | 61.041 | 61.042  | 61.069 |
| Ø 14mm           | Ti   |        | 62.041 | 62.042  | 62.069 |
| Ø 14mm           | CoCr |        | 71.041 |         | 71.069 |

## ASC BLANK

|        |    |                 |                                                                                     |        |        |        |
|--------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Ø 10mm | Ti | <b>A corner</b> |  | 61.349 |        |        |
| Ø 10mm | Ti | <b>B flat</b>   |  | 71.349 |        |        |
| Ø 14mm | Ti | <b>A corner</b> |  |        | 61.341 | 61.342 |
| Ø 14mm | Ti | <b>B flat</b>   |  |        | 71.341 | 71.342 |

## INTERFACES CrCo

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| ○ | 30.041 | 30.042 |
| ◡ | 31.041 | 31.042 |

## CALCINABLES

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| ○ | 28.041 | 28.042 |
| ⬡ | 29.041 | 29.042 |





### PILIERS DE CICATRISATION

|          | NP       | RP       | WP       | 6.0 |
|----------|----------|----------|----------|-----|
|          | NP/3.5   | RP/4.3   | WP/5.0   | 6.0 |
| GH 3,0mm | 20.004/3 | 20.005/3 | 20.006/3 |     |
| GH 4,0mm | 20.004/4 | 20.005/4 | 20.006/4 |     |
| GH 5,0mm | 20.004/5 | 20.005/5 | 20.006/5 |     |




### PILIERS DE SCANNAGE

|                                                                                                                         |                                                                                                                                     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 52.004                                                                                                                  | 52.005                                                                                                                              | 52.006 | 52.097 |
|  <i>EXTISA extender pour 52.xxx.</i> |  <i>52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.</i> |        |        |




### TRANSFERTS

|                                                                                       |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 17.004                                                                                | 17.005 | 17.006 | 17.097 |
| <i>Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).</i> |        |        |        |



### ANALOGUES DIGITAUX

|                                        |          |          |          |          |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5 | 14.004/D | 14.005/D | 14.006/D | 14.097/D |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|



### ANALOGUES

|          | NP         | RP         | WP     | 6.0    |
|----------|------------|------------|--------|--------|
|          | NP/3.5     | RP/4.3     | WP/5.0 | 6.0    |
|          | 14.004     | 14.005     | 14.006 | 14.097 |
| 10 Pack. | 14.004-P10 | 14.005-P10 |        |        |



### PILIERS PROVISOIRES

|                                                                                       |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|  | 24.004 | 24.005 | 24.006 |
|  | 25.004 | 25.005 | 25.006 |



### DESSLoc®

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| GH 1,0mm | 88.004/1 | 88.005/1 |
| GH 2,0mm | 88.004/2 | 88.005/2 |
| GH 3,0mm | 88.004/3 | 88.005/3 |
| GH 4,0mm | 88.004/4 | 88.005/4 |



**PILIERS  
MULTIUNIT**

|          |     |   | NP       | RP         | WP       | 6.0 |
|----------|-----|---|----------|------------|----------|-----|
| T        |     |   | NP/3.5   | RP/4.3     | WP/5.0   | 6.0 |
| GH 1,0mm | 0°  | ○ | 40.004/1 | 40.005/1   | 40.006/1 |     |
| GH 2,0mm | 0°  | ○ | 40.004/2 | 40.005/2   | 40.006/2 |     |
| GH 3,0mm | 0°  | ○ | 40.004/3 | 40.005/3   | 40.006/3 |     |
| GH 4,0mm | 0°  | ○ |          | 40.005/4   |          |     |
| GH 5,0mm | 0°  | ○ |          | 40.005/5   |          |     |
| GH 2,0mm | 17° | ◐ | 41.704/2 | 41.705/2   |          |     |
| GH 3,0mm | 17° | ◐ | 41.704/3 | 41.705/3   |          |     |
| GH 4,0mm | 17° | ◐ |          | 41.705/4   |          |     |
| GH 4,0mm | 30° | ◐ |          | 43.005/4   |          |     |
| GH 5,0mm | 30° | ◐ |          | 43.005/5   |          |     |
| GH 5,0mm | 30° | ○ |          | 43.005/5R* |          |     |

## 4.8 PLATEFORME MULTIUNIT



## TI BASES

|          |                                                                                     |        |        |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| GH 0,3mm |  | 15.004 | 15.005 | 15.006 | 15.097 |
| GH 1,5mm |  | 15.204 | 15.205 | 15.206 |        |
| GH 3,0mm |  | 15.304 | 15.305 | 15.306 |        |
| GH 0,3mm |  | 16.004 | 16.005 | 16.006 | 16.097 |
| GH 1,5mm |  | 16.204 | 16.205 |        |        |
| GH 3,0mm |  | 16.304 | 16.305 |        |        |



## CALCINABLES TI BASE

|         |                                                                                     |           |           |           |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack. |  | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 |
| 5 Pack. |  | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 |



**ANGLEBase®**

|                                                                                     |                                                                                     | NP     | RP     | WP     | 6.0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| ANGLEBase®                                                                          |                                                                                     | NP/3.5 | RP/4.3 | WP/5.0 | 6.0 |
|  |                                                                                     | 36.004 | 36.005 | 36.006 |     |
|                                                                                     |  | 37.004 | 37.005 | 37.006 |     |

## CALCINABLES ANGLEBase®



|                                                                                     |         |     |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------|-----------|
|  | 5 Pack. | 0°  | 33.100-P5 | 33.100-P5 | 33.100-P5 |
|                                                                                     | 5 Pack. | 10° | 33.101-P5 | 33.101-P5 | 33.101-P5 |
|                                                                                     | 5 Pack. | 20° | 33.102-P5 | 33.102-P5 | 33.102-P5 |

**C-Base®**

|          |                                                                                       |          |          |          |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| GH 0,4mm |    | 58.004   |          | 58.006   | 58.097 |
| GH 0,5mm |    |          | 58.005   |          |        |
| GH 1,5mm |    | 58.004/2 | 58.005/2 | 58.006/2 |        |
| GH 3,0mm |    | 58.004/3 | 58.005/3 | 58.006/3 |        |
| GH 0,4mm |    | 59.004   |          | 59.006   | 59.097 |
| GH 0,5mm |   |          | 59.005   |          |        |
| GH 1,5mm |  | 59.004/2 | 59.005/2 | 59.006/2 |        |
| GH 3,0mm |  | 59.004/3 | 59.005/3 | 59.006/3 |        |

*Vis incluse, identique à la vis standard.*

*Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.*

**VIS Torx ANGLEBase®**





|                       |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.404 | 19.405 | 19.405 |
| Couple recommandé     | 35 Ncm | 35 Ncm | 35 Ncm |

**Torx TOURNEVIS BOULE**



| Torx TOURNEVIS BOULE | 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
|                      | DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |





| PILIERS |     | NP      | RP      | WP      | 6.0 |
|---------|-----|---------|---------|---------|-----|
|         |     | NP/3.5  | RP/4.3  | WP/5.0  | 6.0 |
|         | 0°  | 13.004  | 13.005  | 13.006  |     |
|         | 15° | 22.004* | 22.005* | 22.006* |     |
|         | 25° |         | 23.005* |         |     |

| VIS UG            |          |            |            |            |            |
|-------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                   |          | 19.004     | 19.005     | 19.005     | 19.005     |
|                   | 10 Pack. | 19.004-P10 | 19.005-P10 | 19.005-P10 | 19.005-P10 |
|                   | DLC      | 19.204     | 19.205     | 19.205     | 19.205     |
|                   | TiN      | 19.604*    | 19.605*    | 19.605*    | 19.605*    |
| Couple recommandé |          | 35 Ncm     | 35 Ncm     | 35 Ncm     | 35 Ncm     |

| BLOCS PRÉ-USINÉS |      |        |        |        |        |
|------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Ø 10mm           | Ti   | 61.004 | 61.005 | 61.006 | 61.097 |
| Ø 14mm           | Ti   |        | 62.005 | 62.006 | 62.097 |
| Ø 14mm           | CoCr | 71.004 | 71.005 | 71.006 | 71.097 |

| INTERFACES CrCo |                                                                                     |        |        |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                 |  | 30.004 | 30.005 | 30.006 |
|                 |  | 31.004 | 31.005 | 31.006 |

| CALCINABLES |                                                                                     |        |        |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|             |  | 28.004 | 28.005 | 28.006 |
|             |  | 29.004 | 29.005 | 29.006 |



“Les grandes choses s’accomplissent grâce à une série de petites étapes réunies.”

Une entreprise sans qualité ne peut pas durer. Chez Terrats Medical, maintenant à sa troisième génération, nous honorons notre héritage en maintenant les normes de qualité les plus élevées dans tout ce que nous faisons.





# EXTERNAL HEX UNIVERSAL

compatible avec  
Nobel Brånemark®

○ rotationnel  
⬡ anti-rotationnel



## PILIERS DE CICATRISATION

|          | NP       | RP       | WP       |
|----------|----------|----------|----------|
|          | NP/3.5   | RP/4.1   | WP/5.1   |
| GH 3,0mm | 20.001/3 | 20.002/3 | 20.003/3 |
| GH 4,0mm | 20.001/4 | 20.002/4 | 20.003/4 |
| GH 5,0mm | 20.001/5 | 20.002/5 | 20.003/5 |



## PILIERS DE SCANNAGE

|                                                                                                                         |                                                                                                                                     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                         | 52.001                                                                                                                              | 52.002 | 52.003 |
|  <i>EXTISA extender pour 52.xxx.</i> |  <i>52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.</i> |        |        |



## TRANSFERTS

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 17.041 | 17.042 | 17.043 |
|--------|--------|--------|

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES

|  | NP       | RP         | WP       |
|--|----------|------------|----------|
|  | NP/3.5   | RP/4.1     | WP/5.1   |
|  | 14.001/D | 14.002/D   | 14.003/D |
|  |          | 14.002     | 14.003   |
|  |          | 14.002-P10 |          |

10 Pack.



## PILIERS PROVISOIRES

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| ○ | 24.001 | 24.002 | 24.003 |
| ⬡ | 25.001 | 25.002 | 25.003 |

## DESSLoc®

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| GH 1,0mm | 88.001/1 | 88.002/1 |
| GH 2,0mm | 88.001/2 | 88.002/2 |
| GH 3,0mm | 88.001/3 | 88.002/3 |
| GH 4,0mm |          | 88.002/4 |
| GH 5,0mm |          | 88.002/5 |





PILIER  
MULTIUNIT

|                                                                                  |          |     |   | NP                                | RP        | WP       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---|-----------------------------------|-----------|----------|
|                                                                                  |          |     |   | NP/3.5                            | RP/4.1    | WP/5.1   |
|  | GH 1,0mm | 0°  | ○ | 40.001/1                          | 40.002/1  | 40.003/1 |
|                                                                                  | GH 2,0mm | 0°  | ○ | 40.001/2                          | 40.002/2  | 40.003/2 |
|                                                                                  | GH 3,0mm | 0°  | ○ | 40.001/3                          | 40.002/3  | 40.003/3 |
|                                                                                  | GH 4,0mm | 0°  | ○ |                                   | 40.002/4  |          |
|                                                                                  | GH 5,0mm | 0°  | ○ |                                   | 40.002/5  |          |
|  | GH 2,0mm | 17° | ⬡ | 41.701/2*                         | 41.702/2* |          |
|                                                                                  | GH 3,0mm | 17° | ⬡ | 41.701/3*                         | 41.702/3* |          |
|                                                                                  | GH 4,0mm | 17° | ⬡ |                                   | 41.702/4* |          |
|                                                                                  | GH 4,0mm | 30° | ⬡ |                                   | 43.002/4* |          |
|                                                                                  | GH 5,0mm | 30° | ⬡ |                                   | 43.002/5* |          |
|                                                                                  |          |     |   | 4.8   6.5<br>PLATEFORME MULTIUNIT |           |          |

TI BASES

|                                                                                     |          |   |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
|   | GH 0,3mm | ○ | 15.001    | 15.002    | 15.003    |
|                                                                                     | GH 1,5mm | ○ | 15.201    | 15.202    | 15.203    |
|                                                                                     | GH 3,0mm | ○ | 15.301    | 15.302    | 15.303    |
|  | GH 0,3mm | ⬡ | 16.001    | 16.002    | 16.003    |
|                                                                                     | GH 1,5mm | ⬡ | 16.201    | 16.202    | 16.203    |
|                                                                                     | GH 3,0mm | ⬡ | 16.301    | 16.302    | 16.303    |
| CALCINABLES TI BASE                                                                 |          |   |           |           |           |
|  | 5 Pack.  | ○ | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.003-P5 |
|                                                                                     | 5 Pack.  | ⬡ | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.003-P5 |

|                                                                                             |     |  | NP        | RP        | WP     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|-----------|--------|
|                                                                                             |     |  | NP/3.5    | RP/4.1    | WP/5.1 |
| ANGLEBase®                                                                                  |     |  |           |           |        |
| GH 0,3mm                                                                                    | ○   |  | 36.001    | 36.002    |        |
| GH 1,5mm                                                                                    | ○   |  | 36.001/2  | 36.002/2  |        |
| GH 2,5mm                                                                                    | ○   |  | 36.001/3  | 36.002/3  |        |
| GH 0,3mm                                                                                    | ⬡   |  | 37.001    | 37.002    |        |
| GH 1,5mm                                                                                    | ⬡   |  | 37.001/2  | 37.002/2  |        |
| GH 2,5mm                                                                                    | ⬡   |  | 37.001/3  | 37.002/3  |        |
| CALCINABLES ANGLEBase®                                                                      |     |  |           |           |        |
|  5 Pack. | 0°  |  | 33.100-P5 | 33.100-P5 |        |
| 5 Pack.                                                                                     | 10° |  | 33.101-P5 | 33.101-P5 |        |
| 5 Pack.                                                                                     | 20° |  | 33.102-P5 | 33.102-P5 |        |

C-Base®

|          |   |          |          |
|----------|---|----------|----------|
| GH 1,5mm | ○ | 58.001/2 | 58.002/2 |
| GH 3,0mm | ○ | 58.001/3 | 58.002/3 |
| GH 0,6mm | ⬡ | 59.001   | 59.002   |
| GH 1,5mm | ⬡ | 59.001/2 | 59.002/2 |
| GH 3,0mm | ⬡ | 59.001/3 | 59.002/3 |

Vis incluse, identique à la vis standard.

Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.

VIS Torx ANGLEBase®

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.401 | 19.402 |
| Couple recommandé     | 35 Ncm | 35 Ncm |

Torx TOURNEVIS BOULE

|                                                                                       |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                       | 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
|  | DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |





PILIER S

|     | NP      | RP      | WP      |
|-----|---------|---------|---------|
|     | NP/3.5  | RP/4.1  | WP/5.1  |
| 0°  | 13.001  | 13.002  | 13.003  |
| 15° | 22.001* | 22.002* | 22.003* |
| 25° |         | 23.002* |         |



VIS UG

|                   |  |            |            |         |
|-------------------|--|------------|------------|---------|
|                   |  | 19.027     | 19.028     | 19.029  |
| 10 Pack.          |  | 19.027-P10 | 19.028-P10 |         |
| DLC               |  | 19.227     | 19.228     | 19.229  |
| TiN               |  | 19.627*    | 19.628*    | 19.629* |
| Couple recommandé |  | 35 Ncm     | 35 Ncm     | 35 Ncm  |



BLOCS PRÉ-USINÉS

|        |      |        |        |        |
|--------|------|--------|--------|--------|
| Ø 10mm | Ti   | 61.001 | 61.002 | 61.003 |
| Ø 14mm | CoCr | 71.001 | 71.002 | 71.003 |



INTERFACES CrCo

|  |   |        |         |        |
|--|---|--------|---------|--------|
|  | ○ | 30.001 | 30.002  | 30.003 |
|  | ⬡ | 31.001 | 31.002  | 31.003 |
|  | ○ |        | 30.102* |        |



POUR LES TECHNIQUES DE SOUDURE



CALCINABLES

|  |   |        |        |        |
|--|---|--------|--------|--------|
|  | ○ | 28.001 | 28.002 | 28.003 |
|  | ⬡ | 29.001 | 29.002 | 29.003 |



“Il n'existe aucune bonne idée qui ne puisse être améliorée.”

Chez DESS®, l'innovation et la qualité sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous analysons les solutions existantes et les repensons pour proposer des alternatives plus efficaces et plus fiables.

Notre engagement envers l'amélioration se reflète dans des produits tels que notre pilier de scan intra-oral sans trou de vis, qui améliore considérablement la précision de l'image, ou notre pilier Multi-Unit angulé avec une connexion entièrement formée et un accès vertical, garantissant une meilleure stabilité et réduisant le desserrage des vis. De plus, notre solution ANGLEBase® permet un angle de 25° avec une rotation complète de 360°, offrant une flexibilité et une précision maximales.

Ce ne sont que quelques exemples de notre engagement à repousser les limites pour proposer des solutions supérieures.





EXTERNAL  
HEX USA

compatible avec  
3i® Osseotite®

○ rotationnel  
⬡ anti-rotationnel



#### PILIERS DE CICATRISATION

|          | NP       | RP       | WP       |
|----------|----------|----------|----------|
|          | 3.4      | 4.1      | 5.0      |
| GH 3,0mm | 20.011/3 | 20.012/3 | 20.013/3 |
| GH 4,0mm | 20.011/4 | 20.012/4 | 20.013/4 |
| GH 5,0mm | 20.011/5 | 20.012/5 | 20.013/5 |



#### PILIERS DE SCANNAGE

|                                                                                                                                     | 52.011 | 52.012 | 52.013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|  <i>EXTISA extender pour 52.xxx.</i>             |        |        |        |
|  <i>52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.</i> |        |        |        |



#### TRANSFERTS

|                                                                                       | 17.011 | 17.012 | 17.013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <i>Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).</i> |        |        |        |



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plate-forme avec  
code couleur

#### ANALOGUES DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

|  | NP       | RP       | WP       |
|--|----------|----------|----------|
|  | 3.4      | 4.1      | 5.0      |
|  | 14.011/D | 14.012/D | 14.013/D |



Plate-forme avec  
code couleur

#### ANALOGUES

|  | 14.011 | 14.012     | 14.013 |
|--|--------|------------|--------|
|  |        | 14.012-P10 |        |

10 Pack.




#### PILIERS PROVISOIRES

|  | 24.011 | 24.012 | 24.013 |
|--|--------|--------|--------|
|  | 25.011 | 25.012 | 25.013 |

#### DESSLoc®

|  | GH 1,0mm | 88.011/1                         | 88.012/1 |                                  |
|--|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|
|  | GH 2,0mm | 88.011/2                         | 88.012/2 | 88.013/2                         |
|  | GH 3,0mm | 88.011/3                         | 88.012/3 | 88.013/3                         |
|  | GH 4,0mm | 88.011/4                         | 88.012/4 |                                  |
|  | GH 5,0mm | 88.011/5                         | 88.012/5 | 88.013/5                         |
|  | GH 6,0mm | 88.011/6<br>FDA & Canada<br>only |          | 88.013/6<br>FDA & Canada<br>only |





PILIER  
MULTIUNIT

|          |     |                                                                                   | NP       | RP       | WP  |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|
|          |     |                                                                                   | 3.4      | 4.1      | 5.0 |
| GH 1,0mm | 0°  |  | 40.009/1 | 40.017/1 |     |
| GH 2,0mm | 0°  |  | 40.009/2 | 40.017/2 |     |
| GH 3,0mm | 0°  |  | 40.009/3 | 40.017/3 |     |
| GH 4,0mm | 0°  |  |          | 40.017/4 |     |
| GH 5,0mm | 0°  |  |          | 40.017/5 |     |
| GH 2,0mm | 17° |  |          | 41.712/2 |     |
| GH 3,0mm | 17° |  |          | 41.712/3 |     |
| GH 4,0mm | 17° |  |          | 41.712/4 |     |
| GH 3,0mm | 30° |  |          | 43.012/3 |     |
| GH 4,0mm | 30° |  |          | 43.012/4 |     |
| GH 5,0mm | 30° |  |          | 43.012/5 |     |


4.8  
PLATEFORME MULTIUNIT

TI BASES

|          |                                                                                     |        |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| GH 0,3mm |  | 15.011 | 15.012 | 15.013 |
| GH 1,5mm |  | 15.211 | 15.212 | 15.213 |
| GH 3,0mm |  | 15.311 | 15.312 | 15.313 |
| GH 0,3mm |  | 16.011 | 16.012 | 16.013 |
| GH 1,5mm |  | 16.211 | 16.212 | 16.213 |
| GH 3,0mm |  | 16.311 | 16.312 | 16.313 |

CALCINABLES TI BASE

|         |                                                                                     |           |           |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack. |  | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 |
| 5 Pack. |  | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 |



ANGLEBase®

|          |                                                                                     | NP       | RP       | WP     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
|          |                                                                                     | 3.4      | 4.1      | 5.0    |
| GH 0,3mm |  | 36.011   | 36.012   | 36.013 |
| GH 1,5mm |  | 36.011/2 | 36.012/2 |        |
| GH 2,5mm |  | 36.011/3 | 36.012/3 |        |
| GH 0,3mm |  | 37.011   | 37.012   | 37.013 |
| GH 1,5mm |  | 37.011/2 | 37.012/2 |        |
| GH 2,5mm |  | 37.011/3 | 37.012/3 |        |

CALCINABLES ANGLEBase®



|         |     |           |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack. | 0°  | 33.100-P5 | 33.100-P5 | 33.100-P5 |
| 5 Pack. | 10° | 33.101-P5 | 33.101-P5 | 33.101-P5 |
| 5 Pack. | 20° | 33.102-P5 | 33.102-P5 | 33.102-P5 |

C-Base®

|          |                                                                                       |          |          |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| GH 1,5mm |  | 58.011/2 | 58.012/2 | 58.013/2 |
| GH 3,0mm |  | 58.011/3 | 58.012/3 | 58.013/3 |
| GH 0,6mm |  | 59.011   | 59.012   | 59.013   |
| GH 1,5mm |  | 59.011/2 | 59.012/2 | 59.013/2 |
| GH 3,0mm |  | 59.011/3 | 59.012/3 | 59.013/3 |

Vis incluse, identique à la vis standard.

Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.

VIS Torx ANGLEBase®

|                       |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.402 | 19.402 | 19.402 |
| Couple recommandé     | 20 Ncm | 20 Ncm | 20 Ncm |



Torx TOURNEVIS BOULE

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
| DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |






PILIER

|  |     | NP      | RP      | WP      |
|--|-----|---------|---------|---------|
|  |     | 3.4     | 4.1     | 5.0     |
|  | 0°  | 13.011  | 13.012  | 13.013  |
|  | 15° | 22.011* | 22.012* | 22.013* |



VIS HEX 1,20mm

|                   |  |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
|                   |  | 19.034     | 19.034     | 19.034     |
| 10 Pack.          |  | 19.034-P10 | 19.034-P10 | 19.034-P10 |
| TiN               |  | 19.634*    | 19.634*    | 19.634*    |
| Couple recommandé |  | 20 Ncm     | 20 Ncm     | 20 Ncm     |



BLOCS PRÉ-USINÉS

|        |      |        |        |        |
|--------|------|--------|--------|--------|
| Ø 10mm | Ti   | 61.011 | 61.012 | 61.013 |
| Ø 14mm | CoCr | 71.011 | 71.012 | 71.013 |



INTERFACES CrCo

|  |   |        |        |        |
|--|---|--------|--------|--------|
|  | ○ | 30.011 | 30.012 | 30.013 |
|  | ⬡ | 31.011 | 31.012 | 31.013 |




CALCINABLES

|  |   |        |        |        |
|--|---|--------|--------|--------|
|  | ○ | 28.011 | 28.012 | 28.013 |
|  | ⬡ | 29.011 | 29.012 | 29.013 |

CONICAL BLT IMPLANT


Conçu pour une stabilité et une préservation osseuse maximales

Conception innovante et technologie de surface avancée pour une performance supérieure de l'implant.



La connexion

La connexion conique à double fonction de 15° améliore la stabilité et minimise le risque de desserrage de la vis.




Implant conique au niveau de l'os

La conception conique optimise la préservation de l'os crétal et minimise la résorption pour un succès à long terme.




Le collier

Favorise l'intégration des tissus mous et une cicatrisation plus rapide, réduisant ainsi la nécessité de recourir à des interventions chirurgicales secondaires.



Technologie des surfaces d'ostéointégration

La surface doublement traitée accélère la croissance osseuse et garantit la conformité aux normes SLA.



Titane travaillé à froid de Grade 4

Offre une résistance mécanique exceptionnelle pour une performance de longue durée



Conception apicale conique et auto-coupante

La conception auto-coupante assure une insertion facile et une stabilité primaire, idéale pour les os mous.



Découvrez comment l'IMPLANT CONICAL BLT peut améliorer votre pratique. Contactez nous dès maintenant !



# INTERNAL HEX "CLICK"

compatible avec  
3i Certain®

- rotationnel
- ⬡ anti-rotationnel



## PILIERS DE CICATRISATION

|          | NP       | RP       | WP       |
|----------|----------|----------|----------|
|          | 3.4      | 4.1      | 5.0      |
| GH 3,0mm | 20.014/3 | 20.015/3 | 20.016/3 |
| GH 4,0mm | 20.014/4 | 20.015/4 | 20.016/4 |
| GH 5,0mm | 20.014/5 | 20.015/5 | 20.016/5 |



## PILIERS DE SCANNAGE

|                                                                                                                                     |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                     | 52.014 | 52.015 | 52.016 |
|  <i>EXTISA extender pour 52.xxx.</i>             |        |        |        |
|  <i>52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.</i> |        |        |        |



## TRANSFERTS

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 17.014 | 17.015 | 17.016 |
|--------|--------|--------|

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES

|          |        |            |        |
|----------|--------|------------|--------|
|          | 14.014 | 14.015     | 14.016 |
|          |        | 14.015-P10 |        |
| 10 Pack. |        |            |        |



## PILIERS PROVISOIRES



|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 24.014 | 24.015 | 24.016 |
| 25.014 | 25.015 | 25.016 |



## DESSLoc®

|          |                                  |                                  |                                  |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| GH 1,0mm | 88.014/1                         | 88.015/1                         |                                  |
| GH 2,0mm | 88.014/2                         | 88.015/2                         | 88.016/2                         |
| GH 3,0mm | 88.014/3                         | 88.015/3                         | 88.016/3                         |
| GH 4,0mm | 88.014/4                         | 88.015/4                         | 88.016/4                         |
| GH 5,0mm | 88.014/5                         | 88.015/5                         | 88.016/5                         |
| GH 6,0mm | 88.014/6<br>FDA & Canada<br>only | 88.015/6<br>FDA & Canada<br>only | 88.016/6<br>FDA & Canada<br>only |





PILIER  
MULTIUNIT

|          |     |   | NP        | RP        | WP  |
|----------|-----|---|-----------|-----------|-----|
|          |     |   | 3.4       | 4.1       | 5.0 |
| GH 1,0mm | 0°  | ○ | 40.022/1* | 40.023/1* |     |
| GH 2,0mm | 0°  | ○ | 40.022/2* | 40.023/2* |     |
| GH 3,0mm | 0°  | ○ | 40.022/3* | 40.023/3* |     |
| GH 4,0mm | 0°  | ○ | 40.022/4* | 40.023/4* |     |
| GH 5,0mm | 0°  | ○ | 40.022/5* | 40.023/5* |     |
| GH 2,5mm | 17° | ⬡ | 41.422/2* | 41.423/2* |     |
| GH 3,5mm | 17° | ⬡ | 41.422/3* | 41.423/3* |     |
| GH 3,5mm | 30° | ⬡ | 43.422/3* | 43.423/3* |     |
| GH 4,5mm | 30° | ⬡ | 43.422/4* | 43.423/4* |     |


4.8  
PLATEFORME MULTIUNIT

TI BASES

|          |   |        |        |        |
|----------|---|--------|--------|--------|
| GH 0,3mm | ○ | 15.014 | 15.015 | 15.016 |
| GH 1,5mm | ○ | 15.214 | 15.215 | 15.216 |
| GH 3,0mm | ○ | 15.314 | 15.315 | 15.316 |
| GH 0,3mm | ⬡ | 16.014 | 16.015 | 16.016 |
| GH 1,5mm | ⬡ | 16.214 | 16.215 | 16.216 |
| GH 3,0mm | ⬡ | 16.314 | 16.315 | 16.316 |

CALCINABLES TI BASE

|         |   |           |           |           |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack. | ○ | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 |
| 5 Pack. | ⬡ | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 |



ANGLEBase®

|   |  |  | NP     | RP     | WP     |
|---|--|--|--------|--------|--------|
|   |  |  | 3.4    | 4.1    | 5.0    |
| ○ |  |  | 36.014 | 36.015 | 36.016 |
| ⬡ |  |  | 37.014 | 37.015 | 37.016 |

CALCINABLES ANGLEBase®



|         |     |           |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack. | 0°  | 33.100-P5 | 33.100-P5 | 33.100-P5 |
| 5 Pack. | 10° | 33.101-P5 | 33.101-P5 | 33.101-P5 |
| 5 Pack. | 20° | 33.102-P5 | 33.102-P5 | 33.102-P5 |

C-Base®

|          |   |          |          |          |
|----------|---|----------|----------|----------|
| GH 0,4mm | ○ | 58.014   | 58.015   |          |
| GH 0,5mm | ○ |          |          | 58.016   |
| GH 1,5mm | ○ | 58.014/2 | 58.015/2 | 58.016/2 |
| GH 3,0mm | ○ | 58.014/3 | 58.015/3 | 58.016/3 |
| GH 0,4mm | ⬡ | 59.014   | 59.015   |          |
| GH 0,5mm | ⬡ |          |          | 59.016   |
| GH 1,5mm | ⬡ | 59.014/2 | 59.015/2 | 59.016/2 |
| GH 3,0mm | ⬡ | 59.014/3 | 59.015/3 | 59.016/3 |

Vis incluse, identique à la vis standard.

Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.

VIS Torx ANGLEBase®


|                       |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.438 | 19.438 | 19.438 |
| Couple recommandé     | 20 Ncm | 20 Ncm | 20 Ncm |



Torx TOURNEVIS BOULE

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
| DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |





PILIER

|     | NP      | RP      | WP      |
|-----|---------|---------|---------|
|     | 3.4     | 4.1     | 5.0     |
| 0°  | 13.014  | 13.015  | 13.016  |
| 15° | 22.014* | 22.015* | 22.016* |
| 25° |         | 23.015* |         |

VIS HEX 1,20mm

|                   | 19.011     | 19.011     | 19.011     |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 10 Pack.          | 19.011-P10 | 19.011-P10 | 19.011-P10 |
| TiN               | 19.611*    | 19.611*    | 19.611*    |
| Couple recommandé | 20 Ncm     | 20 Ncm     | 20 Ncm     |

BLOCS PRÉ-USINÉS

|        |      |        |        |        |
|--------|------|--------|--------|--------|
| Ø 10mm | Ti   | 61.014 | 61.015 | 61.016 |
| Ø 14mm | Ti   |        | 62.015 | 62.016 |
| Ø 14mm | CoCr |        |        | 71.016 |

INTERFACES CrCo

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| ○ | 30.014 | 30.015 | 30.016 |
| ⬡ | 31.014 | 31.015 | 31.016 |

CALCINABLES

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| ○ | 28.014 | 28.015 | 28.016 |
| ⬡ | 29.014 | 29.015 | 29.016 |

ACTIVE HEX IMPLANT

Stabilité et précision pour une intégration optimale

L'implant ACTIVE HEX® assure une bonne tenue, et une excellente stabilité primaire, même dans les os mous.




La connexion

Une connexion conique interne à 12° assure une étanchéité supérieure et minimise les micromouvements, tandis qu'un système d'emboîtement hexagonal (6 positions) renforce la résistance mécanique pour une connexion plus ferme et plus stable.




Stabilité accrue et entretien facile grâce à un collier lisse usiné

Un collier lisse usiné crée un espace pour l'os marginal supplémentaire, ce qui favorise une meilleure intégration. En cas de filetages exposés, il facilite le nettoyage et l'entretien, garantissant ainsi la santé à long terme de l'implant.




Technologie des surfaces d'ostéointégration

Le double traitement (gravure à l'acide et sablage) assure une croissance osseuse optimale conforme aux normes SLA



Conception optimisée du filetage pour un compactage osseux supérieur

Épaisseur variable du filetage<sup>1</sup>, coupe et pénétration plus rapides dans une zone apicale avec un filetage supérieur plus épais pour améliorer les caractéristiques de compactage de l'os.



Amélioration du contrôle de la mise en place grâce à la conception du filetage apical

Le filetage apical agressif et les cannelures de coupe inversées permettent des ajustements précis lors de la mise en place, garantissant un positionnement et une stabilité optimaux.



Stabilité primaire optimale

En particulier dans les os plus fragiles.



<sup>1</sup> Kolinski ML, Cherry JE, McAllister BS, et al. Évaluation d'un implant conique à filetage variable dans les sites d'extraction avec temporisation immédiate : une étude clinique multicentrique de 3 ans. J Perio dontol 2014 ; 85(3) : 386-394.

Commencez à faire l'expérience d'une stabilité et d'une précision inégalées avec l'IMPLANT ACTIVE HEX®



OCTAGON

compatible avec  
Straumann® Tissue level  
& synOcta®

- rotationnel
- anti-rotationnel



PILIER DE  
CICATRISATION

|               | NNC | RN       | WN       |
|---------------|-----|----------|----------|
|               | 3.5 | 4.1/4.8  | 4.8/6.5  |
| GH 2,0mm      |     | 20.009/2 | 20.045/2 |
| GH 3,0mm      |     | 20.009/3 | 20.045/3 |
| GH 4,0mm      |     | 20.009/4 | 20.045/4 |
| Sur le pilier |     | 20.010   | 20.049   |



PILIER DE  
CONVERSION

|  |   |        |        |
|--|---|--------|--------|
|  | ○ | 35.001 |        |
|  | ○ | 34.001 | 34.002 |



PILIER DE  
SCANNAGE

|               |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
|               | 52.070 | 52.009 | 52.045 |
| Sur le pilier |        | 52.010 | 52.048 |



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



DESS

PURE SWITCH  
"simple switch, perfect connection"

periocoat®

SelectGrip®



TRANSFERTS

|               | NNC    | RN      | WN      |
|---------------|--------|---------|---------|
|               | 3.5    | 4.1/4.8 | 4.8/6.5 |
|               | 17.070 | 17.009  | 17.053  |
| Sur le pilier |        | 17.010  | 17.048  |

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



Plate-forme avec  
code couleur

ANALOGUES  
DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
|               | 14.070/D | 14.009/D | 14.045/D |
| Sur le pilier |          | 14.010/D | 14.046/D |



Plate-forme avec  
code couleur

ANALOGUES


|               |        |            |        |
|---------------|--------|------------|--------|
|               | 14.070 | 14.009     | 14.045 |
| 10 Pack.      |        | 14.009-P10 |        |
| Sur le pilier |        | 14.010     | 14.046 |



PILIER  
PROVISOIRES

|               |   |        |        |
|---------------|---|--------|--------|
|               | ○ | 24.026 | 24.045 |
|               | ○ | 25.009 | 25.045 |
| Sur le pilier | ○ | 24.010 | 24.047 |
|               | ○ | 25.026 | 25.047 |






DESSLoc®

|          | NNC | RN       | WN      |
|----------|-----|----------|---------|
|          | 3.5 | 4.1/4.8  | 4.8/6.5 |
| GH 1,0mm |     | 88.009/1 |         |
| GH 2,0mm |     | 88.009/2 |         |
| GH 3,0mm |     | 88.009/3 |         |
| GH 4,0mm |     | 88.009/4 |         |

TI BASES




|                        |   |        |        |
|------------------------|---|--------|--------|
| GH 0,3mm               | ○ |        | 15.045 |
| GH 0,4mm               | ○ | 15.046 |        |
| GH 0,5mm               | ○ | 15.070 |        |
| GH 0,3mm               | ⬡ |        | 16.045 |
| GH 0,4mm               | ⬡ | 16.009 |        |
| GH 0,5mm               | ⬡ | 16.070 |        |
| Sur le pilier GH 0,3mm | ○ | 15.010 | 15.048 |
| GH 0,3mm               | ⬡ | 16.010 | 16.048 |



CALCINABLES TI BASE

|                       |   |           |           |           |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack.               | ○ | 32.001-P5 | 32.046-P5 | 32.045-P5 |
| 5 Pack.               | ⬡ | 33.001-P5 | 33.009-P5 | 33.045-P5 |
| Sur le pilier 5 Pack. | ○ |           | 32.010-P5 | 32.045-P5 |
| 5 Pack.               | ⬡ |           | 33.010-P5 | 33.045-P5 |




ANGLEBase®

|  |   |        |        |
|--|---|--------|--------|
|  | ○ | 36.046 | 36.047 |
|  | ⬡ | 37.009 | 37.045 |

CALCINABLES ANGLEBase®



|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 5 Pack. | 0°  | 33.200-P5 |           |
| 5 Pack. | 10° | 33.201-P5 |           |
| 5 Pack. | 20° | 33.202-P5 | 33.302-P5 |




C-Base®

|          | NNC | RN      | WN      |
|----------|-----|---------|---------|
|          | 3.5 | 4.1/4.8 | 4.8/6.5 |
| GH 1,0mm | ○   | 58.009  |         |
| GH 1,2mm | ○   |         | 58.045  |
| GH 1,0mm | ⬡   | 59.009  |         |
| GH 1,2mm | ⬡   |         | 59.045  |

Vis incluse, identique à la vis standard.

Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.



A

B

ELLIPTIBase®

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| A corner | ⬡ | 56.070 |
| B flat   | ⬡ | 57.070 |



VIS Torx  
ANGLEBase® ELLIPTIBase®

|                       |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.441 | 19.446 | 19.446 |
| Couple recommandé     | 35 Ncm | 35 Ncm | 36 Ncm |



Torx TOURNEVIS BOULE

| 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
|----------|----------|----------|----------|
| DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |




|          |     | NNC | RN      | WN      |
|----------|-----|-----|---------|---------|
| PILIER S |     | 3.5 | 4.1/4.8 | 4.8/6.5 |
|          | 0°  |     | 13.009  |         |
|          | 15° |     | 22.009* |         |
|          | 25° |     | 23.009* |         |

\*avec vis captive



| VIS Torx          |          |         |            |            |
|-------------------|----------|---------|------------|------------|
|                   |          | 19.070  | 19.026     | 19.026     |
|                   | 10 Pack. |         | 19.026-P10 | 19.026-P10 |
|                   | TiN      | 19.670* | 19.626*    | 19.626*    |
| Couple recommandé |          | 35 Ncm  | 35 Ncm     | 35 Ncm     |
| Sur le pilier     |          |         | 19.009     | 19.009     |
|                   | TiN      |         | 19.609*    | 19.609*    |
| Couple recommandé |          |         | 15 Ncm     | 15 Ncm     |



| BLOCS PRÉ-USINÉS |      |        |        |        |
|------------------|------|--------|--------|--------|
| Ø 10mm           | Ti   | 61.070 | 61.009 | 61.045 |
| Ø 14mm           | Ti   |        | 62.009 | 62.045 |
| Ø 14mm           | CoCr | 71.070 |        |        |



|                                |   | NNC | RN      | WN      |
|--------------------------------|---|-----|---------|---------|
| INTERFACES CrCo                |   | 3.5 | 4.1/4.8 | 4.8/6.5 |
|                                | ○ |     | 30.009  | 30.045  |
|                                | ○ |     | 31.009  | 31.045  |
| Pour les techniques de soudage | ○ |     | 30.109* | 30.145* |
|                                | ○ |     | 31.109* | 31.145* |
| Sur le pilier                  | ○ |     | 30.010  | 30.048  |
|                                | ○ |     | 31.010  | 31.048  |
| Pour les techniques de soudage | ○ |     | 30.110* |         |



| CALCINABLES   |   |  |        |        |
|---------------|---|--|--------|--------|
|               | ○ |  |        | 28.045 |
|               | ○ |  | 29.009 | 29.045 |
| Sur le pilier | ○ |  | 28.010 | 28.046 |
| Sur le pilier | ○ |  | 29.010 | 29.046 |



# CONICAL BL

compatible avec  
Straumann® Bone level

- rotationnel
- anti-rotationnel



## PILIER DE CICATRISATION

|          | NP       | RP         | SRA |
|----------|----------|------------|-----|
|          | NC/3.3   | RC/4.1-4.8 | 4.6 |
| GH 3,0mm | 20.041/3 | 20.042/3   |     |
| GH 4,0mm | 20.041/4 | 20.042/4   |     |
| GH 5,0mm | 20.041/5 | 20.042/5   |     |



## PILIER DE SCANNAGE

|                   |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|
|                   | 52.043 | 52.044 |        |
| Sur le pilier SRA |        |        | 52.098 |



EXTISA extender pour 52.xxx.




52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



## TRANSFERTS

|  |        |        |  |
|--|--------|--------|--|
|  | 17.046 | 17.047 |  |
|--|--------|--------|--|

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



## TRANSFERTS

|        |        |        |  |
|--------|--------|--------|--|
| Court  | 17.146 | 17.147 |  |
| Longue | 17.246 | 17.247 |  |

Transferts pour le plateau ouvert.



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

DE SRA

|        | NP       | RP         | SRA      |
|--------|----------|------------|----------|
|        | NC/3.3   | RC/4.1-4.8 | 4.6      |
|        | 14.043/D | 14.044/D   |          |
| DE SRA |          |            | 14.098/D |



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES

DE SRA

|        |          |            |            |        |
|--------|----------|------------|------------|--------|
|        | 10 Pack. | 14.043     | 14.044     |        |
|        |          | 14.043-P10 | 14.044-P10 |        |
| DE SRA | 4,6 Ø    |            |            | 14.098 |



## PILIER PROVISOIRES

Sur le pilier SRA



|                   |   |        |        |        |
|-------------------|---|--------|--------|--------|
|                   | ○ | 24.043 | 24.044 |        |
|                   | ○ | 25.043 | 25.044 |        |
| Sur le pilier SRA | ○ |        |        | 24.098 |
|                   | ○ |        |        | 25.098 |



## DESSLoc®

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| GH 1,0mm |          | 88.042/1 |
| GH 2,0mm | 88.041/2 | 88.042/2 |
| GH 3,0mm | 88.041/3 | 88.042/3 |
| GH 4,0mm | 88.041/4 | 88.042/4 |





PILIER  
MULTIUNIT

|          |          |     | NP     | RP         | SRA      |
|----------|----------|-----|--------|------------|----------|
|          |          |     | NC/3.3 | RC/4.1-4.8 | 4.6      |
| NOUVEAU  | GH 1,5mm | 0°  |        | 40.043/1   | 40.044/1 |
|          | GH 2,5mm | 0°  | ◯      | 40.043/2   | 40.044/2 |
|          | GH 3,5mm | 0°  | ◯      | 40.043/3   | 40.044/3 |
|          | GH 4,5mm | 0°  | ◯      |            | 40.044/4 |
| A corner | GH 2,5mm | 17° | ⬇      | 41.443/2   | 41.444/2 |
| B flat   | GH 2,5mm | 17° | ⬇      | 41.491/2   | 41.492/2 |
| A corner | GH 3,5mm | 17° | ⬇      | 41.443/3   | 41.444/3 |
| B flat   | GH 3,5mm | 17° | ⬇      | 41.491/3   | 41.492/3 |
| A corner | GH 3,5mm | 30° | ⬇      | 43.443/3   | 43.444/3 |
| B flat   | GH 3,5mm | 30° | ⬇      | 43.491/3   | 43.492/3 |
| A corner | GH 4,5mm | 30° | ⬇      | 43.443/4   | 43.444/4 |
| B flat   | GH 4,5mm | 30° | ⬇      | 43.491/4   | 43.492/4 |

4.8  
PLATEFORME MULTIUNIT

MUA+

|          |          |     |   |          |          |
|----------|----------|-----|---|----------|----------|
|          | GH 1,5mm | 0°  | ◯ | 42.443/1 | 42.444/1 |
|          | GH 2,5mm | 0°  | ◯ | 42.443/2 | 42.444/2 |
|          | GH 3,5mm | 0°  | ◯ | 42.443/3 | 42.444/3 |
|          | GH 4,5mm | 0°  | ◯ |          | 42.444/4 |
| A corner | GH 2,5mm | 17° | ⬇ | 46.443/2 | 46.444/2 |
| B flat   | GH 2,5mm | 17° | ⬇ | 46.491/2 | 46.492/2 |
| A corner | GH 3,5mm | 17° | ⬇ | 46.443/3 | 46.444/3 |
| B flat   | GH 3,5mm | 17° | ⬇ | 46.491/3 | 46.492/3 |
| A corner | GH 3,5mm | 30° | ⬇ | 47.443/3 | 47.444/3 |
| B flat   | GH 3,5mm | 30° | ⬇ | 47.491/3 | 47.492/3 |
| A corner | GH 4,5mm | 30° | ⬇ | 47.443/4 | 47.444/4 |
| B flat   | GH 4,5mm | 30° | ⬇ | 47.491/4 | 47.492/4 |

4.8  
PLATEFORME MULTIUNIT



TI BASES

|         |          |   | NP     | RP         | SRA    |
|---------|----------|---|--------|------------|--------|
|         |          |   | NC/3.3 | RC/4.1-4.8 | 4.6    |
| NOUVEAU | GH 0,8mm | ◯ | 15.493 | 15.034     |        |
|         | GH 1,2mm | ◯ |        | 15.044     |        |
|         | GH 1,5mm | ◯ | 15.443 |            |        |
|         | GH 2,0mm | ◯ |        | 15.044/2   |        |
|         | GH 3,0mm | ◯ |        | 15.344     |        |
|         | GH 0,8mm | ⬇ | 16.493 | 16.034     |        |
| NOUVEAU | GH 1,2mm | ⬇ |        | 16.044     |        |
|         | GH 1,5mm | ⬇ | 16.443 |            |        |
|         | GH 2,0mm | ⬇ |        | 16.044/2   |        |
|         | GH 3,0mm | ⬇ |        | 16.344     |        |
|         | 4,6 Ø    | ◯ |        |            | 15.098 |
|         |          | ⬇ |        |            | 16.098 |



CALCINABLES TI BASE

|                 |   |  |           |
|-----------------|---|--|-----------|
| 5 Pack.         | ◯ |  | 32.001-P5 |
| 5 Pack.         | ⬇ |  | 33.001-P5 |
| 4,6 Ø / 5 Pack. | ◯ |  | 32.098-P5 |
| 5 Pack.         | ⬇ |  | 33.098-P5 |


ANGLEBase®

|  |   |        |        |
|--|---|--------|--------|
|  | ◯ | 36.043 | 36.044 |
|  | ⬇ | 37.043 | 37.044 |

CALCINABLES ANGLEBase®

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 5 Pack. | 0°  | 33.100-P5 | 33.100-P5 |
| 5 Pack. | 10° | 33.101-P5 | 33.101-P5 |
| 5 Pack. | 20° | 33.102-P5 | 33.102-P5 |






C-Base®

|          |   | NP       |          | RP         | SRA |
|----------|---|----------|----------|------------|-----|
|          |   | NC/3.3   |          | RC/4.1-4.8 | 4.6 |
| GH 0,7mm | ○ | 58.043*  |          |            |     |
| GH 0,8mm | ○ |          |          | 58.044     |     |
| GH 3,0mm | ○ | 58.043/3 | 58.044/3 |            |     |
| GH 0,7mm | □ | 59.043   |          |            |     |
| GH 0,8mm | □ |          |          | 59.044     |     |
| GH 3,0mm | □ | 59.043/3 | 59.044/3 |            |     |

Vis incluse, identique à la vis standard. Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.



ELLIPTIBase®

|          |   |        |  |
|----------|---|--------|--|
| A corner | ⬢ | 56.043 |  |
| B flat   | ⬢ | 57.043 |  |

VIS Torx  
ANGLEBase® ELLIPTIBase® & ASC BLANK

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.443 | 19.443 |
| Couple recommandé     | 35 Ncm | 35 Ncm |



PILIER

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| 0°  | 13.043  | 13.044  |
| 15° | 22.043* | 22.044* |

VIS Torx

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
|                   | 19.032     | 19.033     |
| 10 Pack.          | 19.032-P10 | 19.033-P10 |
| TiN               | 19.632*    | 19.633*    |
| Couple recommandé | 35 Ncm     | 35 Ncm     |

|                   |       |            |
|-------------------|-------|------------|
| Sur le pilier SRA | 4,6 Ø | 19.098     |
| 10 Pack.          |       | 19.098-P10 |
| TiN               |       | 19.698*    |

Couple recommandé 15 Ncm



BLOCS PRÉ-USINÉS

|        |      | NP     |  | RP         | SRA |
|--------|------|--------|--|------------|-----|
|        |      | NC/3.3 |  | RC/4.1-4.8 | 4.6 |
| Ø 10mm | Ti   | 61.043 |  | 61.044     |     |
| Ø 14mm | Ti   | 62.043 |  | 62.044     |     |
| Ø 14mm | CoCr |        |  | 71.044     |     |



ASC BLANK

|        |    |          |   |        |        |
|--------|----|----------|---|--------|--------|
| Ø 14mm | Ti | A corner | ⬢ | 61.343 | 61.344 |
| Ø 14mm | Ti | B flat   | ⬢ | 71.343 | 71.344 |



INTERFACES CrCo

|                   |   |        |        |
|-------------------|---|--------|--------|
|                   | ○ | 30.043 | 30.044 |
|                   | □ | 31.043 | 31.044 |
| Sur le pilier SRA | ○ |        | 30.098 |
|                   | □ |        | 31.098 |



CALCINABLES

|  |   |        |        |
|--|---|--------|--------|
|  | ○ | 28.043 | 28.044 |
|  | □ | 29.043 | 29.044 |



CONICAL BLX


compatible avec  
Straumann® BLX

- rotationnel
- anti-rotationnel



DESS

PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



PILIERS DE  
CICATRISATION

|                         | RB/WB    | WB       |
|-------------------------|----------|----------|
|                         | 3.5      | 4.5      |
| GH 0,8mm <sup>A/B</sup> |          | 20.463/1 |
| GH 1,5mm <sup>A</sup>   | 20.461/2 | 20.461/2 |
| GH 1,5mm <sup>B</sup>   | 20.462/2 | 20.462/2 |
| GH 1,5mm <sup>A/B</sup> |          | 20.463/2 |
| GH 2,5mm <sup>A</sup>   | 20.461/3 | 20.461/3 |
| GH 2,5mm <sup>B</sup>   | 20.462/3 | 20.462/3 |
| GH 3,5mm <sup>A</sup>   | 20.461/4 | 20.461/4 |
| GH 3,5mm <sup>B</sup>   | 20.462/4 | 20.462/4 |

<sup>A</sup>pour la restauration d'une couronne unique

<sup>B</sup>pour les restaurations de ponts et de structures

PILIERS DE  
SCANNAGE

Sur le pilier SRA



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.

TRANSFERTS

|  | 17.062 | 17.062 |
|--|--------|--------|
|--|--------|--------|

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



Plate-forme avec  
code couleur

ANALOGUES  
DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

DE SRA



Plate-forme avec  
code couleur

ANALOGUES

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

DE SRA



PILIERS  
MULTIUNIT

|          |     |   |          |          |
|----------|-----|---|----------|----------|
| GH 1,5mm | 0°  | ○ | 40.062/1 | 40.062/1 |
| GH 2,5mm | 0°  | ○ | 40.062/2 | 40.062/2 |
| GH 3,5mm | 0°  | ○ | 40.062/3 | 40.062/3 |
| GH 2,5mm | 17° | ⬡ | 41.762/2 | 41.762/2 |
| GH 3,5mm | 17° | ⬡ | 41.762/3 | 41.762/3 |
| GH 3,5mm | 30° | ⬡ | 43.062/3 | 43.062/3 |
| GH 4,5mm | 30° | ⬡ | 43.062/4 | 43.062/4 |

4.8  
PLATEFORME MULTIUNIT





TI BASES

|  |          |  | RB/WB  | WB       |
|--|----------|--|--------|----------|
|  |          |  | 3.5    | 4.5      |
|  | GH 0,8mm |  | 15.486 | 15.063   |
|  | GH 1,5mm |  | 15.462 | 15.063/2 |
|  | GH 0,8mm |  | 16.486 | 16.063   |
|  | GH 1,5mm |  | 16.462 | 16.063/2 |

SUR SRA

|  |  |        |
|--|--|--------|
|  |  | 15.098 |
|  |  | 16.098 |



SUR SRA

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  |  | 32.001-P5 |
|  |  | 33.001-P5 |
|  |  | 32.098-P5 |
|  |  | 33.098-P5 |

ANGLEBase®

|          |  |        |        |
|----------|--|--------|--------|
| GH 1,5mm |  | 36.062 | 36.063 |
| GH 1,5mm |  | 37.062 | 37.063 |

CALCINABLES ANGLEBase®



|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 5 Pack. | 0°  | 33.100-P5 | 33.100-P5 |
| 5 Pack. | 10° | 33.101-P5 | 33.101-P5 |
| 5 Pack. | 20° | 33.102-P5 | 33.102-P5 |

VIS Torx ANGLEBase®



|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.441 | 19.441 |
| Couple recommandé     | 35 Ncm | 35 Ncm |

Torx TOURNEVIS BOULE



|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
| DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |



A

B

VIS Torx

|                   |                   | RB/WB      | WB     |
|-------------------|-------------------|------------|--------|
|                   |                   | 3.5        | 4.5    |
| TiN               |                   | 19.054     | 19.054 |
|                   | Couple recommandé | 35 Ncm     | 35 Ncm |
| Sur le pilier SRA | 4,6 Ø             | 19.098     |        |
| 10 Pack.          |                   | 19.098-P10 |        |
| TiN               |                   | 19.698*    |        |
| Couple recommandé |                   | 15 Ncm     |        |

BLOCS PRÉ-USINÉS

|        |      |        |        |
|--------|------|--------|--------|
| Ø 10mm | Ti   | 61.062 |        |
| Ø 14mm | Ti   |        | 62.063 |
| Ø 14mm | CoCr |        | 71.063 |

ASC BLANK

|        |    |          |  |        |
|--------|----|----------|--|--------|
| Ø 14mm | Ti | A corner |  | 61.367 |
| Ø 14mm | Ti | B flat   |  | 71.367 |



NEO GM  
compatible avec  
Neodent® Grand Morse

- rotationnel
- ⬡ anti-rotationnel



PILIERS DE  
SCANNAGE

GM

52.035



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



TRANSFERTS

17.035

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



ANALOGUES  
DIGITAUX



Plate-forme avec  
code couleur

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.035/D



ANALOGUES



Plate-forme avec  
code couleur

14.035



DESS

PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®

NOUVEAU

MUA+

GM

|          |     |   |          |
|----------|-----|---|----------|
| GH 0,8mm | 0°  | ○ | 42.454/1 |
| GH 1,5mm | 0°  | ○ | 42.435/1 |
| GH 2,5mm | 0°  | ○ | 42.435/2 |
| GH 3,5mm | 0°  | ○ | 42.435/3 |
| GH 4,5mm | 0°  | ○ | 42.435/4 |
| GH 5,5mm | 0°  | ○ | 42.435/5 |
| GH 1,5mm | 17° | ⬡ | 46.435/2 |
| GH 2,5mm | 17° | ⬡ | 46.435/3 |
| GH 3,5mm | 17° | ⬡ | 46.435/4 |
| GH 1,5mm | 30° | ⬡ | 47.435/3 |
| GH 2,5mm | 30° | ⬡ | 47.435/4 |
| GH 3,5mm | 30° | ⬡ | 47.435/5 |




NOUVEAU

PILIERS  
MULTIUNIT

|          |     |   |          |
|----------|-----|---|----------|
| GH 0,8mm | 0°  | ○ | 40.054/1 |
| GH 1,5mm | 0°  | ○ | 40.035/1 |
| GH 2,5mm | 0°  | ○ | 40.035/2 |
| GH 3,5mm | 0°  | ○ | 40.035/3 |
| GH 4,5mm | 0°  | ○ | 40.035/4 |
| GH 5,5mm | 0°  | ○ | 40.035/5 |
| GH 1,5mm | 17° | ⬡ | 41.485/2 |
| GH 2,5mm | 17° | ⬡ | 41.485/3 |
| GH 3,5mm | 17° | ⬡ | 41.485/4 |
| GH 1,5mm | 30° | ⬡ | 43.485/3 |
| GH 2,5mm | 30° | ⬡ | 43.485/4 |
| GH 3,5mm | 30° | ⬡ | 43.485/5 |






DESSLoc®

|          |          |
|----------|----------|
| GH 1,0mm | 88.035/1 |
| GH 2,0mm | 88.035/2 |
| GH 3,0mm | 88.035/3 |
| GH 4,0mm | 88.035/4 |
| GH 5,0mm | 88.035/5 |
| GH 6,0mm | 88.035/6 |



TI BASES

|  |          |   |        |
|--|----------|---|--------|
|  | GH 0,8mm | ○ | 15.435 |
|  | GH 1,5mm | ○ | 15.455 |
|  | GH 0,8mm | ⬡ | 16.435 |
|  | GH 1,5mm | ⬡ | 16.455 |



ANGLEBase®

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| GH 2,5mm | ○ | 36.035/3 |
| GH 2,5mm | ⬡ | 37.035/3 |

CALCINABLES ANGLEBase®



|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| 5 Pack. | 0°  | 33.100-P5 |
| 5 Pack. | 10° | 33.101-P5 |
| 5 Pack. | 20° | 33.102-P5 |

GM



C-Base®

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| GH 0,8mm | ○ | 58.035 |
| GH 0,8mm | ⬡ | 59.035 |


Vis incluse, identique à la vis standard.

Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.



VIS Torx ANGLEBase®

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.444 |
| Couple recommandé     | 20 Ncm |



VIS NEO

|                   |        |
|-------------------|--------|
|                   | 19.575 |
| <hr/>             |        |
| Couple recommandé | 20 Ncm |



BLOCS PRÉ-USINÉS

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Ø 10mm | Ti   | 61.035 |
| Ø 14mm | Ti   | 62.035 |
| Ø 14mm | CoCr | 71.035 |



ASC BLANK

|        |    |          |     |        |
|--------|----|----------|-----|--------|
| Ø 14mm | Ti | A corner | 18° | 64.435 |
| Ø 14mm | Ti | B flat   | 18° | 74.435 |
| Ø 14mm | Ti | A corner | 25° | 61.340 |
| Ø 14mm | Ti | B flat   | 25° | 71.340 |

A

B

GM





# INTERNAL HEX USA

compatible avec  
Zimvie Screw-Vent®

○ rotationnel  
⬡ anti-rotationnel



## PILIERS DE CICATRISATION

|          | NP       | RP       | WP       |
|----------|----------|----------|----------|
|          | 3.5      | 4.5      | 5.7      |
| GH 3,0mm | 20.017/3 | 20.018/3 | 20.019/3 |
| GH 4,0mm | 20.017/4 | 20.018/4 | 20.019/4 |
| GH 5,0mm | 20.017/5 | 20.018/5 | 20.019/5 |



## PILIERS DE SCANNAGE

|                                                                                                                                    | 52.017 | 52.018 | 52.019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|  <i>EXTISA extender pour 52.xxx.</i>             |        |        |        |
|  <i>52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.</i> |        |        |        |



## TRANSFERTS

17.017 17.018 17.019

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.017/D 14.018/D 14.019/D



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES

14.017 14.018 14.019  
14.017-P10 14.018-P10

10 Pack.



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



## PILIERS PROVISOIRES

|   | NP     | RP     | WP     |
|---|--------|--------|--------|
|   | 3.5    | 4.5    | 5.7    |
| ○ | 24.017 | 24.018 | 24.019 |
| ⬡ | 25.017 | 25.018 | 25.019 |



## DESSLoc®

|          |                                  |                                  |                                  |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| GH 1,0mm | 88.017/1                         | 88.018/1                         | 88.019/1                         |
| GH 2,5mm | 88.017/2                         | 88.018/2                         | 88.019/2                         |
| GH 3,5mm | 88.017/3                         | 88.018/3                         |                                  |
| GH 4,5mm | 88.017/4                         | 88.018/4                         |                                  |
| GH 5,5mm | 88.017/5                         | 88.018/5                         |                                  |
| GH 6,5mm | 88.017/6<br>FDA & Canada<br>only | 88.018/6<br>FDA & Canada<br>only | 88.019/6<br>FDA & Canada<br>only |




## PILIERS MULTIUNIT

|          |     |   |          |          |
|----------|-----|---|----------|----------|
| GH 1,0mm | 0°  | ○ | 40.019/1 | 40.020/1 |
| GH 2,0mm | 0°  | ○ | 40.019/2 | 40.020/2 |
| GH 3,0mm | 0°  | ○ | 40.019/3 | 40.020/3 |
| GH 4,0mm | 0°  | ○ | 40.019/4 | 40.020/4 |
| GH 5,0mm | 0°  | ○ | 40.019/5 | 40.020/5 |
| GH 2,5mm | 17° | ⬡ | 41.719/2 | 41.720/2 |
| GH 3,5mm | 17° | ⬡ | 41.719/3 | 41.720/3 |
| GH 3,5mm | 30° | ⬡ | 43.019/3 | 43.020/3 |
| GH 4,5mm | 30° | ⬡ | 43.019/4 | 43.020/4 |


4.8  
PLATEFORME MULTIUNIT



|                     |          |   | NP     | RP        | WP        |
|---------------------|----------|---|--------|-----------|-----------|
|                     |          |   | 3.5    | 4.5       | 5.7       |
| TI Bases            |          |   |        |           |           |
|                     | GH 0,3mm | ○ |        | 15.018    | 15.019    |
|                     | GH 0,8mm | ○ | 15.480 |           |           |
|                     | GH 1,5mm | ○ | 15.430 | 15.218    | 15.219    |
|                     | GH 3,0mm | ○ |        | 15.318    | 15.319    |
|                     | GH 0,3mm | ⬡ |        | 16.018    | 16.019    |
|                     | GH 0,8mm | ⬡ | 16.480 |           |           |
|                     | GH 1,5mm | ⬡ | 16.430 | 16.218    | 16.219    |
|                     | GH 3,0mm | ⬡ |        | 16.318    | 16.319    |
| CALCINABLES TI BASE |          |   |        |           |           |
|                     | 5 Pack.  | ○ |        | 32.001-P5 | 32.001-P5 |
|                     | 5 Pack.  | ⬡ |        | 33.001-P5 | 33.001-P5 |




|                        |         |     | NP        | RP        | WP        |
|------------------------|---------|-----|-----------|-----------|-----------|
| ANGLEBase®             |         |     |           |           |           |
|                        |         | ○   | 36.017    | 36.018    | 36.019    |
|                        |         | ⬡   | 37.017    | 37.018    | 37.019    |
| CALCINABLES ANGLEBase® |         |     |           |           |           |
|                        | 5 Pack. | 0°  | 33.100-P5 | 33.100-P5 | 33.100-P5 |
|                        | 5 Pack. | 10° | 33.101-P5 | 33.101-P5 | 33.101-P5 |
|                        | 5 Pack. | 20° | 33.102-P5 | 33.102-P5 | 33.102-P5 |



|         |          |   | NP       | RP       | WP       |
|---------|----------|---|----------|----------|----------|
| C-Base® |          |   |          |          |          |
|         | GH 0,5mm | ○ | 58.017   | 58.018   | 58.019   |
|         | GH 1,5mm | ○ | 58.017/2 | 58.018/2 | 58.019/2 |
|         | GH 3,0mm | ○ | 58.017/3 | 58.018/3 | 58.019/3 |
|         | GH 0,5mm | ⬡ | 59.017   | 59.018   | 59.019   |
|         | GH 1,5mm | ⬡ | 59.017/2 | 59.018/2 | 59.019/2 |
|         | GH 3,0mm | ⬡ | 59.017/3 | 59.018/3 | 59.019/3 |

Vis incluse, identique à la vis standard.

Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.



|              |          |   | NP     | RP  | WP  |
|--------------|----------|---|--------|-----|-----|
|              |          |   | 3.5    | 4.5 | 5.7 |
| ELLIPTIBase® |          |   |        |     |     |
|              | A corner | ⬡ | 56.017 |     |     |
|              | B flat   | ⬡ | 57.017 |     |     |

VIS Torx  
ANGLEBase® ELLIPTIBase®



|                       |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.417 | 19.417 | 19.417 |
| Couple recommandé     | 30 Ncm | 30 Ncm | 30 Ncm |

Torx TOURNEVIS BOULE



| 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
|----------|----------|----------|----------|
| DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |



|         |     |  | NP      | RP      | WP      |
|---------|-----|--|---------|---------|---------|
| PILIERS |     |  |         |         |         |
|         | 0°  |  | 13.017  | 13.018  | 13.019  |
|         | 15° |  | 22.017* | 22.018* | 22.019* |
|         | 25° |  | 23.017* | 23.018* |         |

VIS HEX 1,27mm



|                   |          |  | NP         | RP         | WP         |
|-------------------|----------|--|------------|------------|------------|
|                   |          |  | 19.042     | 19.042     | 19.042     |
|                   | 10 Pack. |  | 19.042-P10 | 19.042-P10 | 19.042-P10 |
|                   | TiN      |  | 19.642*    | 19.642*    | 19.642*    |
| Couple recommandé |          |  | 30 Ncm     | 30 Ncm     | 30 Ncm     |



BLOCS PRÉ-USINÉS

|        |      | NP     | RP     | WP     |
|--------|------|--------|--------|--------|
|        |      | 3.5    | 4.5    | 5.7    |
| Ø 10mm | Ti   | 61.017 | 61.018 | 61.019 |
| Ø 14mm | Ti   | 62.017 | 62.018 | 62.019 |
| Ø 14mm | CoCr | 71.017 | 71.018 | 71.019 |



A

B

ASC BLANK

|        |    |          |  |        |        |
|--------|----|----------|--|--------|--------|
| Ø 14mm | Ti | A corner |  | 61.317 | 61.318 |
| Ø 14mm | Ti | B flat   |  | 71.317 | 71.318 |



INTERFACES CrCo

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
|  | 30.017 | 30.018 | 30.019 |
|  | 31.017 | 31.018 | 31.019 |



CALCINABLES

|          |  |                  |                  |                  |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|
|          |  | 28.017<br>19.012 | 28.018<br>19.012 | 28.019<br>19.012 |
| 10 Pack. |  |                  | 11.018-P10       |                  |
|          |  | 29.017<br>19.012 | 29.018<br>19.012 | 29.019<br>19.012 |
| 10 Pack. |  | 12.017-P10       | 12.018-P10       |                  |

# ANGLEBase®

## Flexibilité et précision pour chaque cas

Résoudre les problèmes d'accès dans les positions complexes des implants grâce à une liberté de réglage maximale.

Ajustement illimité sur 360°  
Flexibilité totale de l'angulation

Angulation jusqu'à 25°  
Dans toutes les directions

### SelectGrip®

500% de rétention de collage en plus

Titane Grade V  
Durabilité et résistance inégalées

### Anodisé or

Pour des résultats  
esthétiques supérieurs

## Prêt à améliorer vos résultats ?

Essayez ANGLEBase® dès aujourd'hui  
et faites l'expérience d'une précision et  
d'une flexibilité inégalées.





# CONIC EVO

compatible avec

Astra Tech implant system™ EV

- rotationnel
- anti-rotationnel



## PILIERS DE CICATRISATION

|          | EV/3.0   | EV/3.6   | EV/4.2   | EV/4.8   | EV/5.4   |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          | 3.0      | 3.6      | 4.2      | 4.8      | 5.4      |
| GH 3,5mm | 20.406/3 | 20.059/3 | 20.060/3 | 20.061/3 | 20.407/3 |
| GH 4,5mm | 20.406/4 | 20.059/4 | 20.060/4 | 20.061/4 | 20.407/4 |
| GH 6,5mm | 20.406/6 | 20.059/6 | 20.060/6 | 20.061/6 | 20.407/6 |

## PILIERS DE SCANNAGE

|                  |        |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  | 52.406 | 52.059 | 52.060 | 52.061 | 52.407 |
| Sur uniabutment® | 52.058 |        |        |        |        |



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.

## TRANSFERTS

|                  |        |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  | 17.406 | 17.059 | 17.060 | 17.061 | 17.407 |
| Sur uniabutment® | 17.058 |        |        |        |        |

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plate-forme avec code couleur

## ANALOGUES DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

Sur uniabutment®

| EV/3.0   | EV/3.6   | EV/4.2   | EV/4.8   | EV/5.4   |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.0      | 3.6      | 4.2      | 4.8      | 5.4      |
| 14.406/D | 14.059/D | 14.060/D | 14.061/D | 14.407/D |

14.058/D



Plate-forme avec code couleur

## ANALOGUES

Sur uniabutment®

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 14.406 | 14.059 | 14.060 | 14.061 | 14.407 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

14.058




## PILIERS PROVISOIRES

|                  |   |        |        |        |        |        |
|------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  | ○ | 24.406 | 24.059 | 24.060 | 24.061 | 24.407 |
|                  | ○ | 25.406 | 25.059 | 25.060 | 25.061 | 25.407 |
| Sur uniabutment® | ○ | 24.058 |        |        |        |        |

## DESSLoc®

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| GH 1,0mm | 88.059/1 | 88.060/1 | 88.061/1 |
| GH 2,0mm | 88.059/2 | 88.060/2 | 88.061/2 |
| GH 3,0mm | 88.059/3 | 88.060/3 | 88.061/3 |
| GH 4,0mm | 88.059/4 | 88.060/4 | 88.061/4 |





UNIABUTMENT®

|          | EV/3.0 | EV/3.6   | EV/4.2   | EV/4.8   | EV/5.4 |
|----------|--------|----------|----------|----------|--------|
| GH 1,0mm |        | 40.059/1 | 40.060/1 | 40.061/1 |        |
| GH 2,0mm |        | 40.059/2 | 40.060/2 | 40.061/2 |        |
| GH 3,0mm |        | 40.059/3 | 40.060/3 | 40.061/3 |        |
| GH 5,0mm |        | 40.059/5 | 40.060/5 | 40.061/5 |        |

UniAbutment® nécessite un tournevis hexagonal de 1,75mm



PILIERS MULTIUNIT

|          |     |   |          |          |          |          |          |
|----------|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| GH 1,5mm | 0°  | ○ | 40.406/1 | 40.027/1 | 40.036/1 | 40.037/1 | 40.407/1 |
| GH 2,5mm | 0°  | ○ | 40.406/2 | 40.027/2 | 40.036/2 | 40.037/2 | 40.407/2 |
| GH 3,5mm | 0°  | ○ | 40.406/3 | 40.027/3 | 40.036/3 | 40.037/3 | 40.407/3 |
| GH 3,5mm | 17° | ⊗ |          | 41.727/3 | 41.736/3 | 41.737/3 |          |
| GH 4,5mm | 17° | ⊗ |          | 41.727/4 | 41.736/4 | 41.737/4 |          |
| GH 4,5mm | 30° | ⊗ |          | 43.027/4 | 43.036/4 | 43.037/4 |          |
| GH 5,5mm | 30° | ⊗ |          | 43.027/5 | 43.036/5 | 43.037/5 |          |

4.8  
PLATEFORME MULTIUNIT




TI BASES

|                  |   |        |        |        |        |        |
|------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| GH 0,8mm         | ○ | 15.491 |        |        |        |        |
| GH 1,0mm         | ○ |        | 15.059 | 15.060 | 15.061 | 15.407 |
| GH 1,5mm         | ○ | 15.406 |        |        |        |        |
| GH 3,0mm         | ○ |        | 15.359 | 15.360 | 15.361 |        |
| GH 0,8mm         | ⊗ | 16.491 |        |        |        |        |
| GH 1,0mm         | ⊗ |        | 16.059 | 16.060 | 16.061 | 16.407 |
| GH 1,5mm         | ⊗ | 16.406 |        |        |        |        |
| GH 3,0mm         | ⊗ |        | 16.359 | 16.360 | 16.361 |        |
| Sur uniabutment® | ○ | 15.058 |        |        |        |        |

CALCINABLES TI BASE



|         |   |           |           |           |           |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack. | ○ | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 |
| 5 Pack. | ⊗ | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 |
| 5 Pack. | ○ | 32.001-P5 |           |           |           |



ANGLEBase®

|                  | EV/3.0 | EV/3.6 | EV/4.2 | EV/4.8 | EV/5.4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  |        | 36.059 | 36.060 | 36.061 |        |
|                  |        | 37.059 | 37.060 | 37.061 |        |
| Sur uniabutment® | ○      | 36.058 |        |        |        |

CALCINABLES ANGLEBase®

|         |     |  |           |           |           |
|---------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack. | 0°  |  | 33.100-P5 | 33.100-P5 | 33.100-P5 |
| 5 Pack. | 10° |  | 33.101-P5 | 33.101-P5 | 33.101-P5 |
| 5 Pack. | 20° |  | 33.102-P5 | 33.102-P5 | 33.102-P5 |



Sur uniabutment®

|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| 5 Pack. | 0°  | 33.100-P5 |
| 5 Pack. | 10° | 33.101-P5 |
| 5 Pack. | 20° | 33.102-P5 |




C-Base®

|          |   |          |          |          |
|----------|---|----------|----------|----------|
| GH 1,0mm | ○ | 58.059   | 58.060   | 58.061   |
| GH 3,0mm | ○ | 58.059/3 | 58.060/3 | 58.061/3 |
| GH 1,0mm | ⊗ | 59.059   | 59.060   | 59.061   |
| GH 3,0mm | ⊗ | 59.059/3 | 59.060/3 | 59.061/3 |

Vis incluse, identique à la vis standard.

Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.




A

B

ELLIPTIBase®

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| A corner | ⊗ | 56.406 |
| B flat   | ⊗ | 57.406 |



VIS Torx  
ANGLEBase® ELLIPTIBase®

|                       |         |        |        |        |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.468  | 19.441 | 19.460 | 19.461 |
| Couple recommandé     | 25 Ncm  | 25 Ncm | 25 Ncm | 25 Ncm |
| Sur uniabutment®      | 19.331* |        |        |        |
| Couple recommandé     | 15 Ncm  |        |        |        |

Torx TOURNEVIS BOULE



|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
| DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |



| VIS HEX 1,27mm    |     | EV/3.0  | EV/3.6  | EV/4.2  | EV/4.8  | EV/5.4  |
|-------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |     | 3.0     | 3.6     | 4.2     | 4.8     | 5.4     |
|                   |     | 19.071  | 19.059  | 19.060  | 19.061  | 19.061  |
|                   | TiN | 19.671* | 19.659* | 19.660* | 19.661* | 19.661* |
| Couple recommandé |     | 25 Ncm  | 25 Ncm  | 25 Ncm  | 25 Ncm  | 25 Ncm  |
| Sur uniabutment®  |     | 19.058  |         |         |         |         |
|                   | TiN | 19.658* |         |         |         |         |
| Couple recommandé |     | 15 Ncm  |         |         |         |         |



| BLOCS PRÉ-USINÉS |      |        |        |        |        |        |
|------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø 10mm           | Ti   | 61.406 | 61.059 | 61.060 | 61.061 | 61.407 |
| Ø 14mm           | Ti   |        | 62.059 | 62.060 | 62.061 | 62.407 |
| Ø 14mm           | CoCr |        | 71.059 | 71.060 | 71.061 | 71.407 |



| ASC BLANK |    |          |  |        |        |  |
|-----------|----|----------|--|--------|--------|--|
| Ø 10mm    | Ti | A corner |  | 61.357 |        |  |
| Ø 10mm    | Ti | B flat   |  | 71.357 |        |  |
| Ø 14mm    | Ti | A corner |  | 61.359 | 61.360 |  |
| Ø 14mm    | Ti | B flat   |  | 71.359 | 71.360 |  |



| INTERFACES CrCo  |  |  |        |        |        |
|------------------|--|--|--------|--------|--------|
|                  |  |  | 30.059 | 30.060 | 30.061 |
|                  |  |  | 31.059 | 31.060 | 31.061 |
| Sur uniabutment® |  |  | 30.058 |        |        |



| CALCINABLES |                  |  |        |        |        |
|-------------|------------------|--|--------|--------|--------|
|             |                  |  | 28.059 | 28.060 | 28.061 |
|             | Sur uniabutment® |  | 28.058 |        |        |



## La nouvelle génération de piliers MUA

Une précision accrue, une adaptation gingivale plus douce et une durabilité inégalée avec MUA+, qui comprend une couche periocoat® pour une meilleure santé de l'implant.



**Partie supérieure**  
Prothèses plus sûres et plus stables.  
Compatible avec le système Nobel® et d'autres systèmes

**Accès aux vis verticales**  
Mise en place simplifiée et stabilité améliorée grâce à l'accès aux vis verticales pour les piliers à plusieurs unités

**Profil anatomique**  
Améliore l'adaptation gingivale en favorisant une meilleure intégration des tissus mous

**periocoat®**  
Traitement ZrN breveté DESS®  
• Moins d'inflammation.  
• Moins d'adhérence de la plaque.  
• Meilleure résistance à la corrosion.  
• Plus facile à nettoyer.  
• 6x plus dur que l'oxyde de titane.

**Connexion complète**  
Raccordement en forme intégrale pour une stabilité supérieure

Prêt à améliorer vos restaurations AOX?  
Commencez à utiliser MUA+ pour des résultats supérieurs





# INTERNAL HEX CONIC

compatible avec  
Astra Tech Osseospeed™

- rotationnel
- anti-rotationnel



## PILIERS DE CICATRISATION

|            |          |       | NP  | RP       | WP       |
|------------|----------|-------|-----|----------|----------|
|            |          |       | 3.0 | 3.5-4.0  | 4.5-5.0  |
| Anatomique | GH 3,0mm |       |     | 20.024/3 | 20.025/3 |
|            | GH 4,0mm |       |     | 20.024/4 | 20.025/4 |
|            | GH 5,0mm |       |     | 20.024/5 | 20.025/5 |
|            | GH 4,0mm | Ø 4,5 |     | 20.424/4 |          |
|            | GH 4,0mm | Ø 5,5 |     | 20.524/4 | 20.525/4 |
|            | GH 4,0mm | Ø 6,5 |     |          | 20.625/4 |



## PILIERS DE SCANNAGE

|                  |     |        | 52.023 | 52.024 | 52.025 |
|------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| Sur uniabutment® | 20° | 52.036 |        |        |        |
|                  | 45° | 52.037 |        |        |        |



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



## TRANSFERTS

|                  |     |        | 17.023 | 17.024 | 17.025 |
|------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| Sur uniabutment® | 20° | 17.036 |        |        |        |
|                  | 45° | 17.037 |        |        |        |

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES DIGITAUX

|                                        |     |          | NP       | RP       | WP       |
|----------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|
|                                        |     |          | 3.0      | 3.5-4.0  | 4.5-5.0  |
| Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5 |     |          | 14.023/D | 14.024/D | 14.025/D |
| de uniabutment®                        | 20° | 14.036/D |          |          |          |
|                                        | 45° | 14.037/D |          |          |          |



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES

|                 |     |        | 14.023 | 14.024     | 14.025     |
|-----------------|-----|--------|--------|------------|------------|
| 10 Pack.        |     |        |        | 14.024-P10 | 14.025-P10 |
| de uniabutment® | 20° | 14.036 |        |            |            |
|                 | 45° | 14.037 |        |            |            |



## PILIERS PROVISOIRES

|                  |     |   | ○      | 24.023 | 24.024 | 24.025 |
|------------------|-----|---|--------|--------|--------|--------|
|                  |     |   | ○      | 25.023 | 25.024 | 25.025 |
| Sur uniabutment® | 20° | ○ | 24.028 |        |        |        |
|                  | 45° | ○ | 24.029 |        |        |        |



DESSLoc®

|          |  | NP       | RP       | WP       |
|----------|--|----------|----------|----------|
|          |  | 3.0      | 3.5-4.0  | 4.5-5.0  |
| GH 1,0mm |  | 88.023/1 | 88.024/1 | 88.025/1 |
| GH 2,0mm |  | 88.023/2 | 88.024/2 | 88.025/2 |
| GH 3,0mm |  | 88.023/3 | 88.024/3 | 88.025/3 |
| GH 4,0mm |  | 88.023/4 | 88.024/4 | 88.025/4 |

UNIABUTMENT®

|          |     |  |          |          |
|----------|-----|--|----------|----------|
| GH 0,5mm | 20° |  | 40.013/0 | 40.015/0 |
| GH 1,0mm | 20° |  | 40.013/1 | 40.015/1 |
| GH 2,0mm | 20° |  | 40.013/2 | 40.015/2 |
| GH 4,0mm | 20° |  | 40.013/4 | 40.015/4 |
| GH 6,0mm | 20° |  | 40.013/6 | 40.015/6 |
| GH 0,5mm | 45° |  | 40.014/0 | 40.016/0 |
| GH 1,0mm | 45° |  | 40.014/1 | 40.016/1 |
| GH 2,0mm | 45° |  | 40.014/2 | 40.016/2 |
| GH 4,0mm | 45° |  | 40.014/4 | 40.016/4 |
| GH 6,0mm | 45° |  | 40.014/6 | 40.016/6 |

PILIERS  
MULTIUNIT

|          |     |   |          |          |
|----------|-----|---|----------|----------|
| GH 1,5mm | 0°  | ○ | 40.024/1 | 40.025/1 |
| GH 2,5mm | 0°  | ○ | 40.024/2 | 40.025/2 |
| GH 3,5mm | 0°  | ○ | 40.024/3 | 40.025/3 |
| GH 3,5mm | 17° | ○ | 41.724/3 | 41.725/3 |
| GH 4,5mm | 17° | ○ | 41.724/4 | 41.725/4 |
| GH 4,5mm | 30° | ○ | 43.024/4 | 43.025/4 |
| GH 5,5mm | 30° | ○ | 43.024/5 | 43.025/5 |

4.8  
PLATEFORME MULTIUNIT



TI BASES

|                  |     |   | NP     | RP       | WP       |
|------------------|-----|---|--------|----------|----------|
|                  |     |   | 3.0    | 3.5-4.0  | 4.5-5.0  |
| GH 0,8mm         | ○   |   | 15.477 |          |          |
| GH 0,9mm         | ○   |   |        |          | 15.025   |
| GH 1,1mm         | ○   |   |        | 15.024   |          |
| GH 1,5mm         | ○   |   | 15.423 |          |          |
| GH 2,0mm         | ○   |   |        | 15.024/2 | 15.025/2 |
| GH 3,0mm         | ○   |   |        | 15.324   | 15.325   |
| GH 0,8mm         | ○   |   | 16.477 |          |          |
| GH 0,9mm         | ○   |   |        |          | 16.025   |
| GH 1,1mm         | ○   |   |        | 16.024   |          |
| GH 1,5mm         | ○   |   | 16.423 |          |          |
| GH 2,0mm         | ○   |   |        | 16.024/2 | 16.025/2 |
| GH 3,0mm         | ○   |   |        | 16.324   | 16.325   |
| Sur uniabutment® | 20° | ○ | 15.036 |          |          |
|                  | 45° | ○ | 15.037 |          |          |



CALCINABLES TI BASE

|         |   |  |           |           |
|---------|---|--|-----------|-----------|
| 5 Pack. | ○ |  | 32.001-P5 | 32.001-P5 |
| 5 Pack. | ○ |  | 33.001-P5 | 33.001-P5 |

Sur uniabutment® 32.001-P5


ANGLEBase®

|   |  |        |        |
|---|--|--------|--------|
| ○ |  | 36.024 | 36.025 |
| ○ |  | 37.024 | 37.025 |

CALCINABLES ANGLEBase®

|         |     |  |           |           |
|---------|-----|--|-----------|-----------|
| 5 Pack. | 0°  |  | 33.100-P5 | 33.100-P5 |
| 5 Pack. | 10° |  | 33.101-P5 | 33.101-P5 |
| 5 Pack. | 20° |  | 33.102-P5 | 33.102-P5 |





| C-Base®  |   | NP  | RP       | WP       |
|----------|---|-----|----------|----------|
|          |   | 3.0 | 3.5-4.0  | 4.5-5.0  |
| GH 0,8mm | ○ |     | 58.024   |          |
| GH 0,9mm | ○ |     |          | 58.025   |
| GH 3,0mm | ○ |     | 58.024/3 | 58.025/3 |
| GH 0,8mm | ○ |     | 59.024   |          |
| GH 0,9mm | ○ |     |          | 59.025   |
| GH 3,0mm | ○ |     | 59.024/3 | 59.025/3 |

Vis incluse, identique à la vis standard.

Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.



**VIS Torx ANGLEBase®**

(vis de remplacement)

Couple recommandé

19.441

19.425

20 Ncm

25 Ncm




**Torx TOURNEVIS BOULE**

| 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
|----------|----------|----------|----------|
| DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |



**PILIERS**

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| 0°  | 13.024  | 13.025  |
| 15° | 22.024* | 22.025* |
| 25° | 23.024* |         |



**VIS HEX 1,27mm**

|                   |     | NP         | RP      | WP      |
|-------------------|-----|------------|---------|---------|
|                   |     | 3.0        | 3.5-4.0 | 4.5-5.0 |
|                   |     | 19.015     | 19.016  | 19.017  |
|                   | TiN | 19.615*    | 19.616* | 19.617* |
| Couple recommandé |     | 15 Ncm     | 20 Ncm  | 25 Ncm  |
| Sur uniabutment®  |     | 19.018     |         |         |
| 10 Pack.          |     | 19.018-P10 |         |         |
| TiN               |     | 19.618*    |         |         |
| Couple recommandé |     | 15 Ncm     |         |         |



**BLOCS PRÉ-USINÉS**

|        |      |        |        |        |
|--------|------|--------|--------|--------|
| Ø 10mm | Ti   | 61.023 | 61.024 | 61.025 |
| Ø 14mm | Ti   |        | 62.024 | 62.025 |
| Ø 14mm | CoCr |        | 71.024 |        |



**INTERFACES CrCo**

|                  |     |   |        |        |        |
|------------------|-----|---|--------|--------|--------|
|                  |     | ○ |        | 30.024 | 30.025 |
|                  |     | ○ |        | 31.024 | 31.025 |
| Sur uniabutment® | 20° | ○ | 30.036 |        |        |
|                  | 45° | ○ | 30.037 |        |        |



**CALCINABLES**

|                  |     |   |        |        |        |
|------------------|-----|---|--------|--------|--------|
|                  |     | ○ |        | 28.024 | 28.025 |
|                  |     | ○ |        | 29.024 | 29.025 |
| Sur uniabutment® | 20° | ○ | 28.036 |        |        |
|                  | 45° | ○ | 28.037 |        |        |





# INTERNAL HEX FD

compatible avec  
Xive®

○ rotationnel  
⬡ anti-rotationnel



La connexion INTERNAL HEX FD sera disponible dans la limite des stocks disponibles.



## PILERS DE CICATRISATION

|          | NP       | RP       | WP       | 5.5 |
|----------|----------|----------|----------|-----|
|          | 3.4      | 3.8      | 4.5      | 5.5 |
| GH 3,0mm | 20.036/3 | 20.037/3 | 20.038/3 |     |
| GH 4,0mm | 20.036/4 | 20.037/4 | 20.038/4 |     |
| GH 5,0mm | 20.036/5 | 20.037/5 | 20.038/5 |     |



## PILERS DE SCANNAGE

|                                                                                                                              | 52.038 | 52.039 | 52.040 | 52.071 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|  EXTISA extender pour 52.xxx.             |        |        |        |        |
|  52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK. |        |        |        |        |



## TRANSFERTS

|                                                                                | 17.038 | 17.039 | 17.040 | 17.071 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé). |        |        |        |        |



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

| NP       | RP       | WP       | 5.5      |
|----------|----------|----------|----------|
| 3.4      | 3.8      | 4.5      | 5.5      |
| 14.038/D | 14.039/D | 14.040/D | 14.071/D |



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES

|          | 14.038 | 14.039     | 14.040 | 14.071 |
|----------|--------|------------|--------|--------|
| 10 Pack. |        | 14.039-P10 |        |        |



## PILERS PROVISOIRES

|   | 24.038 | 24.039 | 24.040 |
|---|--------|--------|--------|
| ○ | 24.038 | 24.039 | 24.040 |
| ⬡ | 25.038 | 25.039 | 25.040 |




## DESSLoc®

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| GH 1,0mm | 88.036/1 | 88.037/1 |
| GH 2,0mm | 88.036/2 | 88.037/2 |
| GH 3,0mm | 88.036/3 | 88.037/3 |
| GH 4,0mm | 88.036/4 | 88.037/4 |



|                     |          |   | NP        | RP        | WP        | 5.5       |
|---------------------|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     |          |   | 3.4       | 3.8       | 4.5       | 5.5       |
| TI BASES            |          |   |           |           |           |           |
|                     | GH 0,3mm | ○ | 15.038    | 15.039    | 15.040    | 15.071    |
|                     | GH 1,5mm | ○ | 15.238    | 15.239    | 15.240    |           |
|                     | GH 3,0mm | ○ | 15.338    | 15.339    | 15.340    | 15.371    |
|                     | GH 0,3mm | ⬡ | 16.038    | 16.039    | 16.040    | 16.071    |
|                     | GH 1,5mm | ⬡ | 16.238    | 16.239    | 16.240    | 16.271    |
|                     | GH 3,0mm | ⬡ | 16.338    | 16.339    | 16.340    | 16.371    |
| CALCINABLES TI BASE |          |   |           |           |           |           |
|                     | 5 Pack.  | ○ | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 |
|                     | 5 Pack.  | ⬡ | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 |



|                        |         |     | ANGLEBase® |           |           |
|------------------------|---------|-----|------------|-----------|-----------|
|                        |         | ○   | 36.038     | 36.039    | 36.040    |
|                        |         | ⬡   | 37.038     | 37.039    | 37.040    |
| CALCINABLES ANGLEBase® |         |     |            |           |           |
|                        | 5 Pack. | 0°  | 33.100-P5  | 33.100-P5 | 33.100-P5 |
|                        | 5 Pack. | 10° | 33.100-P5  | 33.101-P5 | 33.101-P5 |
|                        | 5 Pack. | 20° | 33.100-P5  | 33.102-P5 | 33.102-P5 |



|         |          |   | NP       | RP       | WP       | 5.5      |
|---------|----------|---|----------|----------|----------|----------|
|         |          |   | 3.4      | 3.8      | 4.5      | 5.5      |
| C-Base® |          |   |          |          |          |          |
|         | GH 0,3mm | ○ | 58.038   | 58.039   |          |          |
|         | GH 0,6mm | ○ |          |          | 58.040   | 58.071   |
|         | GH 1,5mm | ○ | 58.038/2 | 58.039/2 | 58.040/2 | 58.071/2 |
|         | GH 3,0mm | ○ | 58.038/3 | 58.039/3 | 58.040/3 | 58.071/3 |
|         | GH 0,3mm | ⬡ | 59.038   | 59.039   |          |          |
|         | GH 0,6mm | ⬡ |          |          | 59.040   | 59.071   |
|         | GH 1,5mm | ⬡ | 59.038/2 | 59.039/2 | 59.040/2 | 59.071/2 |
|         | GH 3,0mm | ⬡ | 59.038/3 | 59.039/3 | 59.040/3 | 59.071/3 |

Vis incluse, identique à la vis standard.

Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.




| VIS Torx ANGLEBase®   |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.438 | 19.438 | 19.438 |
| Couple recommandé     | 24 Ncm | 24 Ncm | 24 Ncm |



| Torx TOURNEVIS BOULE | 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
|                      | DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |



| PILIER |     |         |         |         |
|--------|-----|---------|---------|---------|
|        | 0°  | 13.038  | 13.039  | 13.040  |
|        | 15° | 22.038* | 22.039* | 22.040* |
|        | 25° |         | 23.039* |         |



| VIS HEX 1,22mm    | NP      | RP      | WP      | 5.5     |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|                   | 3.4     | 3.8     | 4.5     | 5.5     |
|                   | 19.024  | 19.024  | 19.024  | 19.024  |
| TiN               | 19.624* | 19.624* | 19.624* | 19.624* |
| Couple recommandé | 24 Ncm  | 24 Ncm  | 24 Ncm  | 24 Ncm  |



| BLOCS PRÉ-USINÉS |      |        |        |        |        |
|------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Ø 10mm           | Ti   | 61.038 | 61.039 | 61.040 | 61.071 |
| Ø 14mm           | Ti   |        | 62.039 | 62.040 | 62.071 |
| Ø 14mm           | CoCr | 71.038 | 71.039 |        | 71.071 |



| INTERFACES CrCo |   |        |        |        |
|-----------------|---|--------|--------|--------|
|                 | ○ | 30.038 | 30.039 | 30.040 |
|                 | ⬡ | 31.038 |        | 31.040 |



| CALCINABLES |   |        |        |        |
|-------------|---|--------|--------|--------|
|             | ○ | 28.038 | 28.039 |        |
|             | ⬡ | 29.038 | 29.039 | 29.040 |

# DESSLoc®

## La solution ultime pour les prothèses dentaires Précision, flexibilité et contrôle

Conçu pour une intégration transparente et une manipulation aisée, avec de multiples options pour répondre à tous les besoins cliniques.

### 100% de compatibilité

S'intègre parfaitement aux systèmes de prothèses les plus fiables

### Facilité de retrait

Petit trou d'aération pour réduire la pression du vide afin de faciliter le retrait et d'améliorer le confort du patient

### pericoat®

- Traitement ZrN breveté DESS®
- Moins d'inflammation.
  - Moins d'adhérence de la plaque.
  - Meilleure résistance à la corrosion.
  - Plus facile à nettoyer.
  - 6x plus dur que l'oxyde de titane.

### Support inclus

Facilite la mise en place et améliore la manipulation pendant les procédures

### Deux kits de rétention

Offre une flexibilité de 20° à 40° de divergence maximale, couvrant un large éventail de cas cliniques

### Plusieurs hauteurs gingivales

Disponibles de 1 mm à 6 mm de hauteur pour une adaptabilité maximale aux différents systèmes et scénarios cliniques

Améliorez vos solutions de prothèses avec DESSLoc® dès aujourd'hui !  
Contactez-nous pour passer votre commande ou pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons améliorer votre pratique dentaire.





# INTERNAL ANK

compatible avec  
Dentsply Ankylos® C/X

○ rotationnel  
⬡ anti-rotationnel



## PILIERS DE CICATRISATION

|          |          |
|----------|----------|
| GH 1,5mm | 20.046/1 |
| GH 2,5mm | 20.046/3 |



## PILIERS DE SCANNAGE

52.049



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



## TRANSFERTS

|          |        |
|----------|--------|
| GH 1,5mm | 17.049 |
| GH 2,5mm | 17.250 |

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES DIGITAUX

|       |          |
|-------|----------|
| Ø 3,5 | 14.048/D |
|-------|----------|

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES

|          |            |
|----------|------------|
| Ø 3,5    | 14.048     |
| 10 Pack. | 14.048-P10 |
| Ø 4,5    | 14.049     |
| 10 Pack. | 14.049-P10 |



## PILIERS PROVISOIRES

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| GH 1,5mm | ○ | 24.048 |
| GH 2,5mm | ○ | 24.250 |
| GH 1,5mm | ⬡ | 25.048 |
| GH 2,5mm | ⬡ | 25.250 |



## DESSLoc®

|          |          |
|----------|----------|
| GH 2,0mm | 88.046/2 |
| GH 3,0mm | 88.046/3 |
| GH 4,0mm | 88.046/4 |



TI BASES

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| GH 1,5mm | ○ | 15.050 |
| GH 2,5mm | ○ | 15.250 |
| GH 1,5mm | ⬡ | 16.050 |
| GH 2,5mm | ⬡ | 16.250 |



CALCINABLES TI BASE

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| 5 Pack. | ○ | 32.001-P5 |
| 5 Pack. | ⬡ | 33.001-P5 |



C-Base®

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| GH 1,4mm | ○ | 58.050   |
| GH 2,5mm | ○ | 58.050/2 |
| GH 1,4mm | ⬡ | 59.050   |
| GH 2,5mm | ⬡ | 59.050/2 |

Vis incluse, identique à la vis standard.

Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.




Vis de remplacement pour le C-Base®

|                          |
|--------------------------|
| 19.702                   |
| Couple recommandé 15 Ncm |



PILIERS

|          |     |         |
|----------|-----|---------|
| GH 1,5mm | 0°  | 13.047  |
| GH 2,5mm | 0°  | 13.250  |
| GH 1,5mm | 15° | 22.048* |
| GH 2,5mm | 15° | 22.250* |
| GH 1,5mm | 25° | 23.048* |
| GH 2,5mm | 25° | 23.250* |



VIS HEX 1,00mm

|                   |         |
|-------------------|---------|
| GH 1,5mm          | 19.048  |
| TiN               | 19.648* |
| GH 2,5mm          | 19.050  |
| Couple recommandé | 15 Ncm  |



BLOCS PRÉ-USINÉS

|        |    |        |
|--------|----|--------|
| Ø 10mm | Ti | 61.250 |
|--------|----|--------|



INTERFACES CrCo

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| GH 1,5mm | ○ | 30.050 |
| GH 2,5mm | ○ | 30.250 |
| GH 1,5mm | ⬡ | 31.050 |
| GH 2,5mm | ⬡ | 31.250 |



CALCINABLES

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| GH 1,5mm | ○ | 28.048 |
| GH 2,5mm | ○ | 28.250 |



CONIC OSS

compatible avec

Osstem® TS / HIOSSEN® ET

- ☐ rotationnel  
☐ anti-rotationnel



DESS

PURE SWITCH  
"simple switch, perfect connection"

periocoat®

SelectGrip®



### PILIER DE SCANNAGE

Mini

STD

Mini

Regular

52.072

52.073



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



### TRANSFERTS

17.072

17.073

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



Plate-forme avec  
code couleur

### ANALOGUES DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.072/D

14.073/D



Plate-forme avec  
code couleur

### ANALOGUES

14.072

14.073



### PILIER PROVISOIRES



24.072

24.073



25.072

25.073

### PILIER MULTIUNIT

Mini

STD

Mini

Regular

GH 1,5mm 0°



40.072/1

40.073/1

GH 2,5mm 0°



40.072/2

40.073/2

GH 3,5mm 0°



40.072/3

40.073/3

GH 2,5mm 17°



41.772/2\*

41.773/2\*

GH 3,5mm 17°



41.772/3\*

41.773/3\*

GH 3,5mm 30°



43.072/3\*

43.073/3\*

GH 4,5mm 30°



43.072/4\*

43.073/4\*

4.8

PLATEFORME MULTIUNIT



### TI BASES

GH 0,8mm



15.472

GH 1,0mm



15.073

GH 1,5mm



15.472/2

GH 3,0mm



15.373

GH 0,8mm



16.472

GH 1,0mm



16.073

GH 1,5mm



16.472/2

GH 3,0mm



16.373



### CALCINABLES TI BASE

5 Pack.



32.001-P5

32.001-P5

5 Pack.



33.001-P5


33.001-P5





ANGLEBase®

|                        |         | Mini   |           | STD       |  |
|------------------------|---------|--------|-----------|-----------|--|
|                        |         | Mini   |           | Regular   |  |
|                        |         |        |           |           |  |
|                        |         | 36.072 |           | 36.073    |  |
|                        |         |        |           |           |  |
|                        |         | 37.072 |           | 37.073    |  |
| CALCINABLES ANGLEBase® |         |        |           |           |  |
|                        | 5 Pack. | 0°     | 33.100-P5 | 33.100-P5 |  |
|                        | 5 Pack. | 10°    | 33.101-P5 | 33.101-P5 |  |
|                        | 5 Pack. | 20°    | 33.102-P5 | 33.102-P5 |  |



C-Base®

|          |  |  |           |           |  |
|----------|--|--|-----------|-----------|--|
|          |  |  |           |           |  |
| GH 1,0mm |  |  | 58.072    | 58.073    |  |
| GH 3,0mm |  |  | 58.072/3* | 58.073/3* |  |
|          |  |  |           |           |  |
| GH 1,0mm |  |  | 59.072    | 59.073    |  |
| GH 3,0mm |  |  | 59.072/3  | 59.073/3  |  |

Vis incluse, identique à la vis standard.

Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.




VIS Torx ANGLEBase®

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.444 | 19.461 |
| Couple recommandé     | 20 Ncm | 25 Ncm |



Torx TOURNEVIS BOULE

| 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
|----------|----------|----------|----------|
| DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |



VIS HEX 1,22mm

|                   |  | Mini    |  | STD     |  |
|-------------------|--|---------|--|---------|--|
|                   |  | Mini    |  | Regular |  |
|                   |  | 19.072  |  | 19.073  |  |
| TiN               |  | 19.672* |  | 19.673* |  |
| Couple recommandé |  | 20 Ncm  |  | 30 Ncm  |  |



BLOCS PRÉ-USINÉS

|        |      |        |        |
|--------|------|--------|--------|
| Ø 10mm | Ti   | 61.072 | 61.073 |
| Ø 14mm | Ti   | 62.072 | 62.073 |
| Ø 14mm | CoCr | 71.072 |        |



A

B



ASC BLANK

|        |    |          |  |        |        |
|--------|----|----------|--|--------|--------|
| Ø 14mm | Ti | A corner |  | 61.345 | 61.348 |
| Ø 14mm | Ti | B flat   |  | 71.345 | 71.348 |



INTERFACES CrCo

|  |  |  |  |        |        |
|--|--|--|--|--------|--------|
|  |  |  |  | 30.072 | 30.073 |
|  |  |  |  | 31.072 | 31.073 |



# INTERNAL CAM

compatible avec  
Camlog®

- rotationnel
- anti-rotationnel



## PILERS DE CICATRISATION

|          | 3.3 | 3.8      | 4.3      | 5.0 |
|----------|-----|----------|----------|-----|
| GH 3,0mm |     | 20.065/3 | 20.066/3 |     |
| GH 4,0mm |     | 20.065/4 | 20.066/4 |     |
| GH 5,0mm |     | 20.065/5 | 20.066/5 |     |



## PILERS DE SCANNAGE

|                                                                                                                  |        |                                                                                      |                                         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                                                                                                                  | 52.064 | 52.065                                                                               | 52.066                                  | 52.067 |
|  EXTISA extender pour 52.xxx. |        |                                                                                      |                                         |        |
|                                                                                                                  |        |  | 52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK. |        |



## TRANSFERTS

|                                                                                |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                | 17.064 | 17.065 | 17.066 | 17.067 |
| Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé). |        |        |        |        |



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection"  pericoat®  SelectGrip®



  
Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

| 3.3      | 3.8      | 4.3      | 5.0      |
|----------|----------|----------|----------|
| 3.3      | 3.8      | 4.3      | 5.0      |
| 14.064/D | 14.065/D | 14.066/D | 14.067/D |



  
Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 14.064 | 14.065 | 14.066 | 14.067 |
|--------|--------|--------|--------|



## PILERS PROVISOIRES

|                                                                                       |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|  | 24.065 | 24.066 |
|  | 25.065 | 25.066 |



## DESSLoc®

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| GH 1,0mm | 88.065/1 | 88.066/1 |
| GH 2,0mm | 88.065/2 | 88.066/2 |
| GH 3,0mm | 88.065/3 | 88.066/3 |
| GH 4,0mm | 88.065/4 | 88.066/4 |




|          |  |        | 3.3 | 3.8    | 4.3    | 5.0    |
|----------|--|--------|-----|--------|--------|--------|
| TI BASES |  |        | 3.3 | 3.8    | 4.3    | 5.0    |
| GH 0,3mm |  |        |     | 15.065 | 15.066 | 15.067 |
| GH 0,5mm |  | 15.064 |     |        |        |        |
| GH 1,5mm |  |        |     | 15.265 | 15.266 |        |
| GH 3,0mm |  |        |     | 15.365 | 15.366 |        |
| GH 0,3mm |  |        |     | 16.065 | 16.066 | 16.067 |
| GH 0,5mm |  | 16.064 |     |        |        |        |
| GH 1,5mm |  |        |     | 16.265 | 16.266 |        |
| GH 3,0mm |  |        |     | 16.365 | 16.366 |        |



CALCINABLES TI BASE

|         |  |           |           |           |           |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack. |  | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 |
| 5 Pack. |  | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 |



| ANGLEBase® |  |  |        |        |  |
|------------|--|--|--------|--------|--|
|            |  |  | 36.065 | 36.066 |  |
|            |  |  | 37.065 | 37.066 |  |

CALCINABLES ANGLEBase®



|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 5 Pack. | 0°  | 33.100-P5 | 33.100-P5 |
| 5 Pack. | 10° | 33.101-P5 | 33.101-P5 |
| 5 Pack. | 20° | 33.102-P5 | 33.102-P5 |



| VIS Torx ANGLEBase®   |  |        |        |  |
|-----------------------|--|--------|--------|--|
| (vis de remplacement) |  | 19.444 | 19.444 |  |
| Couple recommandé     |  | 20 Ncm | 20 Ncm |  |

Torx TOURNEVIS BOULE

| 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
|----------|----------|----------|----------|
| DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |



|                   |     | 3.3     | 3.8     | 4.3     | 5.0     |
|-------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| VIS HEX 1,27mm    |     | 3.3     | 3.8     | 4.3     | 5.0     |
|                   |     | 19.044  | 19.044  | 19.044  | 19.045  |
|                   | TiN | 19.644* | 19.644* | 19.644* | 19.645* |
| Couple recommandé |     | 20 Ncm  | 20 Ncm  | 20 Ncm  | 20 Ncm  |



| BLOCS PRÉ-USINÉS |      |        |        |        |        |
|------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Ø 10mm           | Ti   | 61.064 | 61.065 | 61.066 | 61.067 |
| Ø 14mm           | Ti   |        | 62.065 | 62.066 | 62.067 |
| Ø 14mm           | CoCr | 71.064 |        | 71.066 | 71.067 |



| INTERFACES CrCo |  |        |        |  |
|-----------------|--|--------|--------|--|
|                 |  | 30.065 | 30.066 |  |
|                 |  | 31.065 | 31.066 |  |



| CALCINABLES |  |        |        |
|-------------|--|--------|--------|
|             |  | 28.065 | 28.066 |





INTERNAL CON

compatible avec  
Conelog®

- rotationnel
- anti-rotationnel



PURE SWITCH  
"simple switch, perfect connection"

periocoat®

SelectGrip®



PILIERS DE  
SCANNAGE



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.

NP

3.3

52.074

RP

3.8/4.3

52.075

WP

5.0

52.076



TRANSFERTS

17.074

17.075

17.076

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



Plate-forme avec  
code couleur

ANALOGUES  
DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.074/D

14.075/D

14.076/D



Plate-forme avec  
code couleur

ANALOGUES

14.074

14.075

14.076



TI BASES

GH 1,4mm



NP

3.3

15.074\*

GH 3,0mm



15.074/3\*

RP

3.8/4.3

15.075\*

15.075/3\*

GH 1,4mm



16.074\*

GH 3,0mm



16.074/3\*

16.075\*

16.075/3\*

WP

5.0

15.076\*

16.076\*

16.076/3\*

CALCINABLES TI BASE

5 Pack.



32.001-P5

32.001-P5

32.001-P5

5 Pack.



33.001-P5

33.001-P5

33.001-P5

ANGLEBase®



36.074\*

36.075\*

36.076\*



37.074\*

37.075\*

37.076\*

CALCINABLES ANGLEBase®

5 Pack.

0°

33.100-P5

33.100-P5

33.100-P5

5 Pack.

10°

33.101-P5

33.101-P5

33.101-P5

5 Pack.

20°

33.102-P5

33.102-P5

33.102-P5





| C-Base® |          |                                                                                   | NP        | RP        | WP        |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|         |          |                                                                                   | 3.3       | 3.8/4.3   | 5.0       |
|         | GH 1,0mm |  | 58.074*   | 58.075*   | 58.076*   |
|         | GH 2,1mm |  | 58.074/2* | 58.075/2* | 58.076/2* |
|         | GH 1,0mm |  | 59.074*   | 59.075*   | 59.076*   |
|         | GH 2,1mm |  | 59.074/2* | 59.075/2* | 59.076/2* |

Vis incluse, identique à la vis standard.

Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.



Vis de remplacement pour le C-Base®

|                   |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|
|                   | 19.052* | 19.052* | 19.053* |
| Couple recommandé | 20 Ncm  | 20 Ncm  | 20 Ncm  |



VIS Torx ANGLEBase®

|                       |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| (vis de remplacement) | 19.474* | 19.474* | 19.476* |
| Couple recommandé     | 20 Ncm  | 20 Ncm  | 20 Ncm  |

Torx TOURNEVIS BOULE



| 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
|----------|----------|----------|----------|
| DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |



| VIS HEX 1,27mm    |     | NP      | RP      | WP      |
|-------------------|-----|---------|---------|---------|
|                   |     | 3.3     | 3.8/4.3 | 5.0     |
|                   |     | 19.074* | 19.074* | 19.076* |
|                   | TiN | 19.674* | 19.674* | 19.676* |
| Couple recommandé |     | 20 Ncm  | 20 Ncm  | 20 Ncm  |



BLOCS PRÉ-USINÉS

|        |      |         |         |         |
|--------|------|---------|---------|---------|
| Ø 10mm | Ti   | 61.074* | 61.075* | 61.076* |
| Ø 14mm | Ti   | 62.074* | 62.075* | 62.076* |
| Ø 14mm | CoCr | 71.074* | 71.075* | 71.076* |



# INTERNAL HEX BH

compatible avec  
BioHorizons® internal

○ rotationnel  
⬡ anti-rotationnel



## PILERS DE CICATRISATION

|          | 3.0 | NP       | RP       | WP       |
|----------|-----|----------|----------|----------|
|          | 3.0 | 3.5      | 4.5      | 5.7      |
| GH 3,0mm |     | 20.087/3 | 20.088/3 | 20.089/3 |
| GH 4,0mm |     | 20.087/4 | 20.088/4 | 20.089/4 |
| GH 5,0mm |     | 20.087/5 | 20.088/5 | 20.089/5 |



## PILERS DE SCANNAGE

|                                                                                                                              | 52.099 | 52.087 | 52.088 | 52.089 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|  EXTISA extender pour 52.xxx.             |        |        |        |        |
|  52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK. |        |        |        |        |



## TRANSFERTS

|                                                                                | 17.087 | 17.088 | 17.089 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé). |        |        |        |



 Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES DIGITAUX

| Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5 | 14.099/D | 14.087/D | 14.088/D | 14.089/D |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|




PURE SWITCH "simple switch, perfect connection"  



 Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES

|  | 3.0    | NP     | RP     | WP     |
|--|--------|--------|--------|--------|
|  | 3.0    | 3.5    | 4.5    | 5.7    |
|  | 14.099 | 14.087 | 14.088 | 14.089 |



## DESSLoc®

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| GH 1,0mm | 88.087/1 | 88.088/1 |
| GH 2,5mm | 88.087/2 | 88.088/2 |
| GH 3,5mm | 88.087/3 | 88.088/3 |
| GH 4,5mm | 88.087/4 | 88.088/4 |
| GH 5,5mm | 88.087/5 |          |



## TI BASES




|          |   |        |        |        |
|----------|---|--------|--------|--------|
| GH 0,3mm | ○ |        | 15.088 | 15.089 |
| GH 0,8mm | ○ | 15.087 |        |        |
| GH 0,3mm | ⬡ |        | 16.088 | 16.089 |
| GH 0,8mm | ⬡ | 16.087 |        |        |



## CALCINABLES TI BASE

|         |   |           |           |           |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack. | ○ | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 |
| 5 Pack. | ⬡ | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 |





PILIER MULTIUNIT

|          |     |   | 3.0 | NP        | RP        | WP  |
|----------|-----|---|-----|-----------|-----------|-----|
|          |     |   | 3.0 | 3.5       | 4.5       | 5.7 |
| GH 1,0mm | 0°  | ◯ |     | 40.087/1  | 40.088/1  |     |
| GH 2,0mm | 0°  | ◯ |     | 40.087/2  | 40.088/2  |     |
| GH 3,0mm | 0°  | ◯ |     | 40.087/3  | 40.088/3  |     |
| GH 4,0mm | 0°  | ◯ |     | 40.087/4  |           |     |
| GH 5,0mm | 0°  | ◯ |     | 40.087/5  |           |     |
| GH 2,5mm | 17° | ⬡ |     | 41.787/2* | 41.788/2* |     |
| GH 3,5mm | 17° | ⬡ |     | 41.787/3* | 41.788/3* |     |
| GH 3,5mm | 30° | ⬡ |     | 43.087/3* | 43.088/3* |     |
| GH 4,5mm | 30° | ⬡ |     | 43.087/4* | 43.088/4* |     |

4.8  
PLATEFORME MULTIUNIT

ANGLEBase®

|  |   |        |        |        |
|--|---|--------|--------|--------|
|  | ◯ | 36.087 | 36.088 |        |
|  | ⬡ | 37.087 | 37.088 | 37.089 |

CALCINABLES ANGLEBase®



|         |     |           |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack. | 0°  | 33.100-P5 | 33.100-P5 | 33.100-P5 |
| 5 Pack. | 10° | 33.101-P5 | 33.101-P5 | 33.101-P5 |
| 5 Pack. | 20° | 33.102-P5 | 33.102-P5 | 33.102-P5 |

ELLIPTIBase®


|          |   |        |
|----------|---|--------|
| A corner | ⬡ | 56.099 |
| B flat   | ⬡ | 57.099 |

C-Base®

|          |   |          |          |          |
|----------|---|----------|----------|----------|
| GH 0,5mm | ◯ | 58.087   | 58.088   | 58.089   |
| GH 3,0mm | ◯ | 58.087/3 |          | 58.089/3 |
| GH 0,5mm | ⬡ | 59.087   | 59.088   | 59.089   |
| GH 3,0mm | ⬡ | 59.087/3 | 59.088/3 | 59.089/3 |

Vis incluse, identique à la vis standard.

Bibliothèques disponibles pour EXOCAD et 3Shape.



VIS Torx  
ANGLEBase® ELLIPTIBase®

|                       | 3.0    | NP     | RP     | WP     |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
|                       | 3.0    | 3.5    | 4.5    | 5.7    |
| (vis de remplacement) | 19.400 | 19.417 | 19.417 | 19.417 |
| Couple recommandé     | 30 Ncm | 30 Ncm | 30 Ncm | 30 Ncm |

Torx TOURNEVIS BOULE

| 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
|----------|----------|----------|----------|
| DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |

VIS HEX 1,27mm

|                   |     |         |         |         |         |
|-------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
|                   |     | 19.043  | 19.043  | 19.043  | 19.043  |
|                   | TiN | 19.643* | 19.643* | 19.643* | 19.643* |
| Couple recommandé |     | 30 Ncm  | 30 Ncm  | 30 Ncm  | 30 Ncm  |

BLOCS PRÉ-USINÉS

|        |    |        |        |        |        |
|--------|----|--------|--------|--------|--------|
| Ø 10mm | Ti | 61.099 | 61.087 | 61.088 | 61.089 |
| Ø 14mm | Ti |        |        | 62.088 | 62.089 |

ASC BLANK

|        |    |          |   |        |               |
|--------|----|----------|---|--------|---------------|
| Ø 10mm | Ti | A corner | ⬡ | 61.311 |               |
| Ø 10mm | Ti | B flat   | ⬡ | 71.311 |               |
| Ø 14mm | Ti | A corner | ⬡ |        | 61.312 61.313 |
| Ø 14mm | Ti | B flat   | ⬡ |        | 71.312 71.313 |



# EXTERNAL HEX BH

compatible avec  
BioHorizons® External

- rotationnel
- ⬡ anti-rotationnel



### PILIERS DE CICATRISATION

|          | NP        | RP        | WP        |
|----------|-----------|-----------|-----------|
|          | 3.7       | 4.2       | 5.2       |
| GH 3,0mm | 20.020/3* | 20.021/3* |           |
| GH 4,0mm |           | 20.021/4* | 20.022/4* |
| GH 5,0mm | 20.020/5* | 20.021/5* |           |



### PILIERS DE SCANNAGE

|                                                                                                                  |                                                                                      |                                         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                                                                                                                  | 52.020                                                                               | 52.021                                  | 52.022 |
|  EXTISA extender pour 52.xxx. |  | 52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK. |        |



### TRANSFERTS

|                                                                                |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                | 17.020 | 17.021 | 17.022 |
| Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé). |        |        |        |



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plate-forme avec  
code couleur

### ANALOGUES DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

|  | NP       | RP       | WP       |
|--|----------|----------|----------|
|  | 3.7      | 4.2      | 5.2      |
|  | 14.020/D | 14.021/D | 14.022/D |



Plate-forme avec  
code couleur

### ANALOGUES

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
|  | 14.020 | 14.021 | 14.022 |
|--|--------|--------|--------|



### PILIERS PROVISOIRES

|   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| ○ | 24.020* | 24.021* | 24.022* |
| ⬡ | 25.020* | 25.021* | 25.022* |



### TI BASES

|          |   |         |         |         |
|----------|---|---------|---------|---------|
| GH 0,3mm | ○ | 15.051* | 15.052* | 15.053* |
| GH 0,3mm | ⬡ | 16.051* | 16.052* | 16.053* |




### CALCINABLES TI BASE

|         |   |           |           |           |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack. | ○ | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.003-P5 |
| 5 Pack. | ⬡ | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.003-P5 |



| PILIER | Angle | NP      | RP      | WP      |
|--------|-------|---------|---------|---------|
|        |       | 3.7     | 4.2     | 5.2     |
| PILIER | 0°    | 13.020* | 13.021* | 13.022* |
|        | 15°   |         | 22.021* |         |



| VIS HEX 1,27mm    |  |         |             |             |
|-------------------|--|---------|-------------|-------------|
| 10 Pack.          |  | 19.013* | 19.014*     | 19.014*     |
|                   |  |         | 19.014-P10* | 19.014-P10* |
| Couple recommandé |  | 30 Ncm  | 30 Ncm      | 30 Ncm      |



| BLOCS PRÉ-USINÉS |    |         |         |         |
|------------------|----|---------|---------|---------|
| Ø 10mm           | Ti | 61.020* | 61.021* | 61.022* |
| Ø 14mm           | Ti | 62.020* | 62.021* |         |



| CALCINABLES |   |        |        |        |
|-------------|---|--------|--------|--------|
| CALCINABLES | ○ | 28.020 | 28.021 |        |
|             | ⬡ | 29.020 | 29.021 | 29.022 |



La précision au service de la solidité  
Usiner en toute confiance

Avec un canal à vis angulaire, une conception innovante et des matériaux de qualité supérieure pour des résultats prothétiques supérieurs

Système de traction et de verrouillage

Développée par DESS® en 2012, il assure un positionnement sûr et précis de l'ébauche pré-fraisée.

La plus grande longueur malléable

Obtenez une flexibilité de conception maximale lors du fraisage de vos piliers personnalisés. 20 mm de longueur totale fraisable (l'une des plus longues disponibles sur le marché)



Canal de vis angulé à 25°

Permet d'obtenir un meilleur résultat esthétique pour vos restaurations dentaires.



Titane de grade V

Assure une résistance et une durabilité exceptionnelles




Hauteur minimale de la transition gingivale

Seulement 0,3 mm, ce qui permet une flexibilité et une précision de conception maximales



DESS® Précision de connexion

Garantie dans toutes les ébauches pré-fraisées pour des performances constantes



Orientation de l'arbre

Position de l'implant

Faites passer votre précision de fraisage au niveau supérieur !  
Commandez ASC Blank dès aujourd'hui et offrez les meilleurs résultats à vos patients. Contactez-nous pour plus d'informations et pour passer commande.





# INTERNAL HEX MI

compatible avec  
Mis® Seven

○ rotationnel  
⬡ anti-rotationnel



|                         | NP  | SP       | WP       | Multi-Unit |
|-------------------------|-----|----------|----------|------------|
| PILERS DE CICATRISATION | 3.3 | 3.75-4.2 | 5.0-6.0  | 4.8        |
| GH 3,0mm                |     | 20.095/3 | 20.096/3 |            |
| GH 4,0mm                |     | 20.095/4 | 20.096/4 |            |
| GH 5,0mm                |     | 20.095/5 | 20.096/5 |            |



|                    | NP     | SP       | WP      | MIS MUA |
|--------------------|--------|----------|---------|---------|
| PILERS DE SCANNAGE | 3.3    | 3.75-4.2 | 5.0-6.0 | mis 4.8 |
|                    | 52.056 | 52.095   | 52.096  | 52.085  |



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



|            | NP     | SP       | WP      | Multi-Unit |
|------------|--------|----------|---------|------------|
| TRANSFERTS | 3.3    | 3.75-4.2 | 5.0-6.0 | 4.8        |
|            | 17.056 | 17.095   | 17.096  |            |

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plate-forme avec  
code couleur

|                    | NP       | SP       | WP       | DESS MUA | MIS MUA  |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ANALOGUES DIGITAUX | 3.3      | 3.75-4.2 | 5.0-6.0  | DESS 4.8 | mis 4.8  |
|                    | 14.056/D | 14.095/D | 14.096/D | 14.007/D | 14.085/D |

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5



Plate-forme avec  
code couleur

|           | NP     | SP         | WP     | DESS MUA   | MIS MUA |
|-----------|--------|------------|--------|------------|---------|
| ANALOGUES | 14.056 | 14.095     | 14.096 | 14.007     | 14.085  |
| 10 Pack.  |        | 14.095-P10 |        | 14.007-P10 |         |



|                    | NP  | SP       | WP      | Multi-Unit |
|--------------------|-----|----------|---------|------------|
| PILERS PROVISOIRES | 3.3 | 3.75-4.2 | 5.0-6.0 | 4.8        |
|                    | ○   | 24.095   | 24.096  |            |
|                    | ⬡   | 25.095   | 25.096  |            |



|          | NP  | SP       | WP       | Multi-Unit |
|----------|-----|----------|----------|------------|
| DESSLoc® | 3.3 | 3.75-4.2 | 5.0-6.0  | 4.8        |
| GH 1,0mm |     | 88.095/1 | 88.096/1 |            |
| GH 2,5mm |     | 88.095/2 | 88.096/2 |            |
| GH 3,5mm |     | 88.095/3 | 88.096/3 |            |
| GH 4,5mm |     | 88.095/4 | 88.096/4 |            |
| GH 5,5mm |     | 88.095/5 |          |            |



| TI BASES |  |   | NP     | SP       | WP      | MIS MUA |
|----------|--|---|--------|----------|---------|---------|
|          |  |   | 3.3    | 3.75-4.2 | 5.0-6.0 | MIS 4.8 |
| GH 0,3mm |  | ○ |        |          | 15.096  | 15.085* |
| GH 0,8mm |  | ○ | 15.056 | 15.095   |         |         |
| GH 1,5mm |  | ○ | 15.256 | 15.295   | 15.296  |         |
| GH 3,0mm |  | ○ | 15.356 | 15.395   | 15.396  |         |
| GH 0,3mm |  | ⬡ |        |          | 16.096  |         |
| GH 0,8mm |  | ⬡ | 16.056 | 16.095   |         |         |
| GH 1,5mm |  | ⬡ | 16.256 | 16.295   | 16.296  |         |
| GH 3,0mm |  | ⬡ | 16.356 | 16.395   | 16.396  |         |



CALCINABLES TI BASE


|         |   |           |           |           |           |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack. | ○ | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 |
| 5 Pack. | ⬡ | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 |



PILIER MULTIUNIT

|          |     |   |  |          |          |
|----------|-----|---|--|----------|----------|
| GH 1,0mm | 0°  | ○ |  | 40.095/1 | 40.096/1 |
| GH 2,0mm | 0°  | ○ |  | 40.095/2 | 40.096/2 |
| GH 3,0mm | 0°  | ○ |  | 40.095/3 | 40.096/3 |
| GH 4,0mm | 0°  | ○ |  | 40.095/4 |          |
| GH 5,0mm | 0°  | ○ |  | 40.095/5 |          |
| GH 2,5mm | 17° | ⬡ |  | 41.795/2 | 41.796/2 |
| GH 3,5mm | 17° | ⬡ |  | 41.795/3 | 41.796/3 |
| GH 3,5mm | 30° | ⬡ |  | 43.095/3 | 43.096/3 |
| GH 4,5mm | 30° | ⬡ |  | 43.095/4 | 43.096/4 |

4.8  
PLATEFORME MULTIUNIT



| ANGLEBase® |  |   | NP  | SP       | WP      | Multi-Unit |
|------------|--|---|-----|----------|---------|------------|
|            |  |   | 3.3 | 3.75-4.2 | 5.0-6.0 | 4.8        |
|            |  | ○ |     | 36.095*  | 36.096* |            |
|            |  | ⬡ |     | 37.095*  | 37.096* |            |

CALCINABLES ANGLEBase®



|         |     |  |           |           |
|---------|-----|--|-----------|-----------|
| 5 Pack. | 0°  |  | 33.100-P5 | 33.100-P5 |
| 5 Pack. | 10° |  | 33.101-P5 | 33.101-P5 |
| 5 Pack. | 20° |  | 33.102-P5 | 33.102-P5 |



VIS Torx ANGLEBase®


|                       |  |        |        |
|-----------------------|--|--------|--------|
| (vis de remplacement) |  | 19.417 | 19.417 |
| Couple recommandé     |  | 30 Ncm | 30 Ncm |



| Torx TOURNEVIS BOULE | 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
|                      | DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |



| PILIER |  |     |         |         |  |
|--------|--|-----|---------|---------|--|
|        |  |     |         |         |  |
|        |  | 0°  | 13.095* | 13.096* |  |
|        |  | 15° | 22.095* | 22.096* |  |
|        |  | 25° | 23.095* | 23.096* |  |



| VIS HEX 1,27mm    | NP      | SP       | WP      | DESS MUA       | MIS MUA         |
|-------------------|---------|----------|---------|----------------|-----------------|
|                   | 3.3     | 3.75-4.2 | 5.0-6.0 | DESS 4.8       | MIS 4.8         |
| TiN               | 19.056  | 19.081   | 19.081  | 19.110<br>M1,4 | 19.085<br>M1,6  |
|                   | 19.656* | 19.681*  | 19.681* |                | 19.685*<br>M1,6 |
| Couple recommandé | 30 Ncm  | 30 Ncm   | 30 Ncm  | 15 Ncm         | 15 Ncm          |

| BLOCS PRÉ-USINÉS |      | NP     | SP       | WP      | Multi-Unit |
|------------------|------|--------|----------|---------|------------|
|                  |      | 3.3    | 3.75-4.2 | 5.0-6.0 | 4.8        |
| Ø 10mm           | Ti   | 61.056 | 61.095   | 61.096  |            |
| Ø 14mm           | CoCr |        |          | 71.096  |            |

| INTERFACES CrCo |   |        |        |        |
|-----------------|---|--------|--------|--------|
|                 |   |        |        |        |
|                 | ○ | 30.056 | 30.095 | 30.096 |
|                 | ⬡ | 31.056 | 31.095 | 31.096 |

| CALCINABLES |   |        |        |        |
|-------------|---|--------|--------|--------|
|             |   |        |        |        |
|             | ○ | 28.056 | 28.095 | 28.096 |
|             | ⬡ | 29.056 | 29.095 | 29.096 |




### La solution parfaite pour les espaces interdentaires étroits

La combinaison d'une conception avancée et de traitements de surface innovants permet d'obtenir une esthétique, une rétention et une durabilité supérieures dans les espaces restreints.

### Angulation améliorée de 20° pour une esthétique supérieure

Cette caractéristique minimise les divergences visuelles et améliore le résultat final, en particulier dans les cas d'incisives et d'espaces étroits.




### SelectGrip®

500% de rétention de collage en plus

### Corner and Flat

L'ELLIPTIBase® est disponible en configuration angulaire ou plate, ce qui permet de s'adapter à l'orientation de l'implant.



Avec un angle de connexion de 45°, la conception du coin minimise l'angle final de l'arbre pour de meilleurs résultats.

### Parfait pour Restaurations incisives

ELLIPTIBase® garantit une esthétique et une résistance optimales pour les restaurations implantaires 3.0 et 3.5

### Empreinte



### periocoat®

- Traitement ZrN breveté DESS®
- Moins d'inflammation.
  - Moins d'adhérence de la plaque.
  - Meilleure résistance à la corrosion.
  - Plus facile à nettoyer.
  - 6x plus dur que l'oxyde de titane.

Faites passer votre précision de fraisage au niveau supérieur!

Commandez ASC Blank dès aujourd'hui et offrez les meilleurs résultats à vos patients.  
Contactez-nous pour plus d'informations et pour passer commande.





# CONIC MC

compatible avec  
Mis® C1 internal

○ rotationnel  
◊ anti-rotationnel



## PILIERS DE SCANNAGE

NP SP WP MIS MUA

52.081 52.082 52.083 52.085



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



## TRANSFERTS

NP SP WP Multi-Unit

17.081 17.082 17.083

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES DIGITAUX

NP SP WP DESS MUA MIS MUA

14.081/D 14.082/D 14.083/D 14.007/D 14.085/D

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES

NP SP WP DESS MUA MIS MUA

14.081 14.082 14.083 14.007 14.085



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



## TI BASES


NP SP WP MIS MUA

|          |   |         |         |         |         |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|
| GH 0,3mm | ○ |         |         |         | 15.085* |
| GH 1,0mm | ○ | 15.081* | 15.082* | 15.083* |         |
| GH 1,0mm | ◊ | 16.081* | 16.082* | 16.083* |         |



## CALCINABLES TI BASE

|         |   |           |           |           |           |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack. | ○ | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.007-P5 |
| 5 Pack. | ◊ | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 |           |



## VIS HEX 1,27mm

19.056 19.081 19.081 19.085

TiN 19.656\* 19.681\* 19.681\* 19.685\*

Couple recommandé 30 Ncm 30 Ncm 30 Ncm 25 Ncm



## BLOCS PRÉ-USINÉS

NP SP WP Multi-Unit

Ø 10mm Ti 61.081\* 61.082\* 61.083\* 4.8



# CONIC MV

compatible avec  
Mis® V3

- rotationnel
- ◐ anti-rotationnel



## PILIERS DE SCANNAGE

|                                                                                                                                   | NP     | SP     | MIS MUA<br>mis<br>4.8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|
|                                                                                                                                   | 52.084 | 52.082 | 52.085                |
|  <i>EXTISA extender pour 52.xxx.</i>             |        |        |                       |
|  <i>52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.</i> |        |        |                       |



## TRANSFERTS

|                                                                                       | NP     | SP     | Multi-Unit<br>4.8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|
|                                                                                       | 17.084 | 17.082 |                   |
| <i>Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).</i> |        |        |                   |



  
Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES DIGITAUX

|                                        | NP       | SP       | DESS MUA<br>DESS<br>4.8 | MIS MUA<br>mis<br>4.8 |
|----------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|
| Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5 | 14.084/D | 14.082/D | 14.007/D                | 14.085/D              |



  
Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES

|                                        | NP     | SP     | DESS MUA<br>DESS<br>4.8 | MIS MUA<br>mis<br>4.8 |
|----------------------------------------|--------|--------|-------------------------|-----------------------|
| Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5 | 14.084 | 14.082 | 14.007                  | 14.085/D              |




PURE SWITCH "simple switch, perfect connection"  



## TI BASES

|                            |   | NP        | SP        | MIS MUA<br>mis<br>4.8 |
|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------------------|
| GH 0,3mm                   | ○ |           |           | 15.085*               |
| GH 1,0mm                   | ○ | 15.084*   | 15.082*   |                       |
| GH 1,0mm                   | ◐ | 16.084*   | 16.082*   |                       |
| <b>CALCINABLES TI BASE</b> |   |           |           |                       |
| 5 Pack.                    | ○ | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.007-P5             |
| 5 Pack.                    | ◐ | 33.001-P5 | 33.001-P5 |                       |



## VIS HEX 1,27mm

|                   |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|
|                   | 19.056  | 19.081  | 19.085  |
| TiN               | 19.656* | 19.681* | 19.685* |
| Couple recommandé | 30 Ncm  | 30 Ncm  | 25 Ncm  |



## BLOCS PRÉ-USINÉS

|           | NP      | SP      | Multi-Unit<br>4.8 |
|-----------|---------|---------|-------------------|
| Ø 10mm Ti | 61.084* | 61.082* |                   |



CONIC ANYR

compatible avec  
Megagen AnyRidge®

- rotationnel
- ⬡ anti-rotationnel



PILIER DE SCANNAGE

52.057



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



TRANSFERTS

17.057

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



ANALOGUES DIGITAUX



Plate-forme avec  
code couleur

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.057/D



ANALOGUES



Plate-forme avec  
code couleur

14.057



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®




TI BASES

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| GH 2,0mm | ○ | 15.057 |
| GH 3,0mm | ○ | 15.357 |
| GH 2,0mm | ⬡ | 16.057 |
| GH 3,0mm | ⬡ | 16.357 |



CALCINABLES TI BASE

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| 5 Pack. | ○ | 32.001-P5 |
| 5 Pack. | ⬡ | 33.001-P5 |



ANGLEBase®

|   |        |
|---|--------|
| ○ | 36.057 |
| ⬡ | 37.057 |



CALCINABLES ANGLEBase®

|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| 5 Pack. | 0°  | 33.100-P5 |
| 5 Pack. | 10° | 33.101-P5 |
| 5 Pack. | 20° | 33.102-P5 |



VIS Torx ANGLEBase®


|                       |        |
|-----------------------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.460 |
| Couple recommandé     | 35 Ncm |



Torx TOURNEVIS BOULE

| 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
|----------|----------|----------|----------|
| DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |





VIS HEX 1,20mm

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
|                   |     | 19.057  |
|                   | TiN | 19.657* |
| Couple recommandé |     | 35 Ncm  |



BLOCS PRÉ-USINÉS


|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Ø 10mm | Ti   | 61.057 |
| Ø 14mm | CoCr | 71.057 |

periocoat®

ZrN

Traitement de surface amélioré

- Moins d'inflammation
- Moins d'adhérence de la plaque
- Plus grande résistance à la corrosion
- Plus facile à nettoyer - 6x plus dur que l'oxyde de titane.



Moins de biofilm à la surface

Avec moins de biofilm et de plaque, la quantité et la qualité des bactéries susceptibles de provoquer une inflammation des tissus mous seront moindres.



Augmentation de l'adhésion des fibroblastes

Une plus grande adhésion des fibroblastes bloque le passage entre la surface et les tissus mous, empêchant les bactéries de pénétrer dans la marge gingivale.



Augmentation de la stabilité du collagène

ZrN crée moins de charge inflammatoire et de dégradation du collagène dans le tissu gingival, comme le montre la diminution du biomarqueur aMMP8 dans le fluide gingival.



Six fois plus dur que le titane standard

Kratzt bei der Reinigung mit Küretten, Ultraschall oder anderen Instrumenten überhaupt nicht.



La surface est plus résistante à la corrosion

La plaque dentaire produit de l'acide qui corrode la surface et augmente la rugosité. Le ZrN est plus dur et a un coefficient de frottement plus faible, ce qui le rend plus résistant à la corrosion.



ZrN a une teinte dorée et chaude

Une teinte dorée plus chaude présente des avantages esthétiques par rapport au gris titane.



CONIC AXIO  
compatible avec  
Anthogyr AXIOM® BL

- rotationnel
- △ anti-rotationnel



DESS

PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



PILIERS DE SCANNAGE

52.077



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



TRANSFERTS

17.077

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



ANALOGUES DIGITAUX



Plate-forme avec code couleur

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.077/D



ANALOGUES



Plate-forme avec code couleur

14.077



TI BASES

GH 2,9mm ○ 15.077\*

GH 2,9mm △ 16.077\*



CALCINABLES TI BASE

5 Pack. ○ 32.001-P5

5 Pack. △ 33.001-P5



VIS HEX 1,18mm

TiN 19.077\*


TiN 19.677\*

Couple recommandé 25 Ncm

Sur Abutment® 19.062\*

TiN 19.662\*

Couple recommandé 15 Ncm



BLOCS PRÉ-USINÉS

Ø 10mm Ti 61.077\*





52.080

PILIER DE SCANNAGE

52.080



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



TRANSFERTS

17.080

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



■

Plate-forme avec  
code couleur

ANALOGUES DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.080/D



■

Plate-forme avec  
code couleur

ANALOGUES

14.080



TI BASES

○ 15.080\*


⬡ 16.080\*



CALCINABLES TI BASE

5 Pack. ○ 32.001-P5

5 Pack. ⬡ 33.001-P5



ANGLEBase®

GH 2,2mm ○ 36.080\*

GH 0,9mm ○ 36.180\*

GH 2,2mm ⬡ 37.080\*

GH 0,9mm ⬡ 37.180\*



CALCINABLES ANGLEBase®

5 Pack. 0° 33.100-P5

5 Pack. 10° 33.101-P5

5 Pack. 20° 33.102-P5



VIS Torx ANGLEBase®

2,2mm 19.444

(vis de remplacement) 0,9mm 19.443

Couple recommandé 30 Ncm



Torx TOURNEVIS BOULE


20mm DT20TB06

24mm DT24TB06

30mm DT30TB06

35mm DT35TB06





VIS HEX 1,40mm

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
|                   |     | 19.080* |
|                   | TiN | 19.680* |
| Couple recommandé |     | 30 Ncm  |



BLOCS PRÉ-USINÉS

|        |      |         |
|--------|------|---------|
| Ø 10mm | Ti   | 61.080* |
| Ø 14mm | Ti   | 62.080* |
| Ø 14mm | CoCr | 71.080* |

L'importance d'une image précise

Piliers Scan DESS®: Une précision à laquelle vous pouvez faire confiance

Conception optimisée pour une numérisation précise, une durabilité supérieure et une facilité d'utilisation dans tout flux de travail de restauration dentaire.

Conception innovante de la tête de vis

Les nouvelles encoches à effet "clic" garantissent une fixation sûre et sans effort pour une stabilité optimisée pendant le balayage

Pas de trou de vis

Élimine les distorsions de balayage, des résultats d'imagerie plus précis

Orientation de la position haute

Visibilité maximale pour une précision de lecture optimale

SelectGrip®

Pour un balayage parfait sans effet de paillettes

pericoat®

Augmente la résistance et la durabilité :  
· Meilleure résistance à la corrosion  
· 6x plus dur que le titane standard

Construction en titane V

Fabriquée avec du titane de grade V pour une durabilité et une longévité exceptionnelles.

EXTISA

Adaptable à tous les piliers de scannage pour les implants profondément immergés

Support inclus

Pour une mise en place facile et précise

Passez à DESS® et simplifiez votre flux de travail dès aujourd'hui !  
Explorez lesPURE SWITCH et contactez-nous pour commander ou obtenir plus d'informations.



PILIERS DE  
SCANNAGE

52.086



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



TRANSFERTS

17.086

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



ANALOGUES  
DIGITAUX



Plate-forme avec  
code couleur

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.086/D



ANALOGUES



Plate-forme avec  
code couleur

14.086



TI BASES



15.086\*



16.086\*

CALCINABLES TI BASE

5 Pack.



32.001-P5

5 Pack.



33.001-P5

VIS HEX 1,22mm



19.086\*

TiN

19.686\*

Sur Abutment®

0°

19.035\*

17° / 30°

19.036\*

TiN

0°

19.635\*

TiN

17° / 30°

19.636\*

Couple recommandé

15 Ncm



CONIC DENT

compatible avec  
Dentium Superline™ & Implantium®

- rotationnel
- ⬡ anti-rotationnel



DESS

PURE SWITCH  
"simple switch, perfect connection"

periocoat®

SelectGrip®



PILIERS DE  
SCANNAGE

| RP  |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |

52.090



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



TRANSFERTS

17.090

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



ANALOGUES  
DIGITAUX



Plate-forme avec  
code couleur

14.090/D



Plate-forme avec  
code couleur

ANALOGUES

| RP  |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |

14.090



PILIERS  
PROVISOIRES



24.090



25.090



TI BASES

|          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
| GH 0,9mm | ○ | 15.090*                |
| GH 1,5mm | ○ | 15.190*<br>(15.090/2*) |
| GH 3,0mm | ○ | 15.390*<br>(15.090/3*) |
| GH 0,9mm | ⬡ | 16.090*                |
| GH 1,5mm | ⬡ | 16.190*<br>(16.090/2*) |
| GH 3,0mm | ⬡ | 16.390*<br>(16.090/3*) |

CALCINABLES TI BASE

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| 5 Pack. | ○ | 32.001-P5 |
| 5 Pack. | ⬡ | 33.001-P5 |








PILIERS  
MULTIUNIT

|          |     | RP  |     |           |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|
|          |     | 3.6 | 3.8 | 4.0       | 4.5 | 5.0 |
| GH 1,5mm | 0°  |     |     | 40.090/1  |     |     |
| GH 2,5mm | 0°  |     |     | 40.090/2  |     |     |
| GH 3,5mm | 0°  |     |     | 40.090/3  |     |     |
| GH 2,5mm | 17° |     |     | 41.790/2* |     |     |
| GH 3,5mm | 17° |     |     | 41.790/3* |     |     |
| GH 2,5mm | 30° |     |     | 43.090/2* |     |     |
| GH 3,5mm | 30° |     |     | 43.090/3* |     |     |



ANGLEBase®

|  |  |   |        |
|--|--|---|--------|
|  |  | ○ | 36.090 |
|  |  | ⬡ | 37.090 |

CALCINABLES ANGLEBase®



|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| 5 Pack. | 0°  | 33.100-P5 |
| 5 Pack. | 10° | 33.101-P5 |
| 5 Pack. | 20° | 33.102-P5 |



VIS Torx ANGLEBase®

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.405 |
| Couple recommandé     | 30 Ncm |




Torx TOURNEVIS BOULE

| 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
|----------|----------|----------|----------|
| DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |



VIS HEX 1,28mm

|                   |     | RP  |     |         |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
|                   |     | 3.6 | 3.8 | 4.0     | 4.5 | 5.0 |
|                   |     |     |     | 19.090* |     |     |
|                   | TiN |     |     | 19.690* |     |     |
| Couple recommandé |     |     |     | 30 Ncm  |     |     |
| Sur Abutment®     |     |     |     | 19.066* |     |     |
|                   | TiN |     |     | 19.666* |     |     |
| Couple recommandé |     |     |     | 10 Ncm  |     |     |



BLOCS PRÉ-USINÉS

|        |      |         |
|--------|------|---------|
| Ø 10mm | Ti   | 61.090* |
| Ø 14mm | Ti   | 62.090* |
| Ø 14mm | CoCr | 71.090* |



INTERFACES CrCo

|  |   |         |
|--|---|---------|
|  | ○ | 30.090* |
|  | ⬡ | 31.090* |



CALCINABLES

|  |   |        |
|--|---|--------|
|  | ⬡ | 29.090 |
|--|---|--------|



INTERNAL SEM

compatible avec  
Bego Semados®

○ rotationnel  
⬡ anti-rotationnel



DESS

PURE SWITCH  
"simple switch, perfect connection"

periocoat®

SelectGrip®



PILIERS DE  
SCANNAGE

| 3.25/3.75 | 4.1    | 4.5    | 5.5    |
|-----------|--------|--------|--------|
| 52.091    | 52.092 | 52.093 | 52.094 |



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



TRANSFERTS

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 17.091 | 17.092 | 17.093 | 17.094 |
|--------|--------|--------|--------|

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



ANALOGUES  
DIGITAUX



Plate-forme avec  
code couleur

| 14.091/D | 14.092/D | 14.093/D | 14.094/D |
|----------|----------|----------|----------|
|----------|----------|----------|----------|

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5



Plate-forme avec  
code couleur

ANALOGUES

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 14.091 | 14.092 | 14.093 | 14.094 |
|--------|--------|--------|--------|



TI BASES

|          | 3.25/3.75 | 4.1     | 4.5     | 5.5     |
|----------|-----------|---------|---------|---------|
| GH 0,7mm | ○         |         | 15.091* | 15.094* |
| GH 0,9mm | ○         | 15.091* |         |         |
| GH 1,1mm | ○         | 15.091* |         |         |
| GH 0,7mm | ⬡         |         | 16.091* | 16.094* |
| GH 0,9mm | ⬡         | 16.091* |         |         |
| GH 1,1mm | ⬡         | 16.091* |         |         |



CALCINABLES TI BASE

|         |   |           |           |           |           |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack. | ○ | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 | 32.001-P5 |
| 5 Pack. | ⬡ | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 | 33.001-P5 |




VIS HEX 1,27mm

|     |         |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|
|     | 19.091* | 19.091* | 19.091* | 19.091* |
| TiN | 19.691* | 19.691* | 19.691* | 19.691* |

Couple recommandé

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 30 Ncm | 30 Ncm | 30 Ncm | 30 Ncm |
|--------|--------|--------|--------|



BLOCS PRÉ-USINÉS

|        |      |         |         |         |         |
|--------|------|---------|---------|---------|---------|
| Ø 10mm | Ti   | 61.091* | 61.092* | 61.093* | 61.094* |
| Ø 14mm | Ti   |         |         |         | 62.094* |
| Ø 14mm | CoCr |         |         |         | 71.094* |



CONIC BIO  
compatible avec  
Biotech KONTACT®

- rotationnel
- anti-rotationnel



PILIERS DE SCANNAGE

NP RP

52.078



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



TRANSFERTS

17.078

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



ANALOGUES DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.078/D



Plate-forme avec code couleur



ANALOGUES

14.078



Plate-forme avec code couleur



TI BASES

NP RP



15.078\*



16.078\*



CALCINABLES TI BASE

5 Pack.



32.001-P5

5 Pack.



33.001-P5



VIS HEX 1,22mm

TiN

19.078\*

19.063\*

19.064\*

19.678\*

19.663\*


19.664\*

Couple recommandé

20 Ncm

20 Ncm

20 Ncm



BLOCS PRÉ-USINÉS

Ø 10mm

Ti

61.078\*

Ø 14mm

Ti

62.078\*





# INTERNAL BT

compatible avec  
BTI®

- rotationnel
- anti-rotationnel



## PILIER DE SCANNAGE

4.1 MULTI IM®  
52.079



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.



## TRANSFERTS

17.079

Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé).



## ANALOGUES DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

14.079/D

Plate-forme avec  
code couleur



PURE SWITCH "simple switch, perfect connection" periocoat® SelectGrip®



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES

4.1 MULTI IM®  
14.079



## TI BASES



15.079\*



16.079\*



### CALCINABLES TI BASE

5 Pack.



32.001-P5

5 Pack.



33.001-P5



## VIS HEX 1,22mm

TiN

19.079\*

19.065


19.679\*

19.665\*

Couple recommandé

35 Ncm

10 Ncm





# EXTERNAL HEX PH

compatible avec  
PHIBO® TSH®

- rotationnel
- ⬡ anti-rotationnel



## PILIERS DE SCANNAGE

|                                                                                                                       | NP | SP                                      | WP     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|--------|
|                                                                                                                       | S2 | S3-S4                                   | S5     |
|                                                                                                                       |    | 52.031                                  | 52.032 |
|  <i>EXTISA extender pour 52.xxx.</i> |    | 52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK. |        |



## TRANSFERTS

|                                                                                | NP     | SP     | WP     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                | 17.030 | 17.031 | 17.032 |
| Les transferts comprennent deux vis (pour le porte empreinte ouvert et fermé). |        |        |        |



Plate-forme avec  
code couleur

## ANALOGUES DIGITAUX

|                                        |          |          |          |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5 | 14.030/D | 14.031/D | 14.032/D |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|



Plate-forme avec  
code couleur


## ANALOGUES

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
|  | 14.030 | 14.031 | 14.032 |
|--|--------|--------|--------|



# DESS

PURE SWITCH "simple switch, perfect connection"  



## ANGLEBase®

|  |   | NP      | SP        | WP        |
|--|---|---------|-----------|-----------|
|  |   | S2      | S3-S4     | S5        |
|  | ○ | 36.030* | 36.031*   | 36.032*   |
|  | ⬡ |         | 37.031*   | 37.032*   |
|  | ⬡ |         | 37.031/2* | 37.032/2* |

## CALCINABLES ANGLEBase®



|         |     |           |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 5 Pack. | 0°  | 33.100-P5 | 33.100-P5 | 33.100-P5 |
| 5 Pack. | 10° | 33.101-P5 | 33.101-P5 | 33.101-P5 |
| 5 Pack. | 20° | 33.102-P5 | 33.102-P5 | 33.102-P5 |



## VIS Torx ANGLEBase®

|                       |         |        |        |
|-----------------------|---------|--------|--------|
| (vis de remplacement) | 19.403* | 19.402 | 19.402 |
| Couple recommandé     | 35 Ncm  | 35 Ncm | 35 Ncm |

## Torx TOURNEVIS BOULE



|  | 20mm     | 24mm     | 30mm     | 35mm     |
|--|----------|----------|----------|----------|
|  | DT20TB06 | DT24TB06 | DT30TB06 | DT35TB06 |

# MULTI-UNIT CONNECTION

rotationnel



## PILIERS DE CICATRISATION



|            |   | RP<br>4.8  | WP<br>6 |
|------------|---|------------|---------|
| Uni Grip   | ○ | 20.100     | 20.054  |
| Hex 1,20mm | ○ | 20.100H120 |         |
| Hex 1,22mm | ○ | 20.100H122 |         |
| Hex 1,27mm | ○ | 20.100H127 |         |
| Torx Ball  | ○ | 20.100TB*  |         |

## PILIERS DE SCANNAGE



50.007



52.007

52.047



EXTISA extender pour 52.xxx.



52.xxx inclut l'outil manuel DTPEIPEEK.

NOUVEAU

## MARQUEURS FIDUCIAIRES POUR LA PHOTOGRAMMÉTRIE



|                         |         |             |
|-------------------------|---------|-------------|
| Longueur de la vis: 6mm | 2 Pack. | BFS226 – P2 |
| Longueur de la vis: 6mm | 4 Pack. | BFS226 – P4 |
| Longueur de la vis: 8mm | 2 Pack. | BFS228 – P2 |
| Longueur de la vis: 8mm | 4 Pack. | BFS228 – P4 |

## TRANSFERTS



|       |         | 17.007    | 17.050 |
|-------|---------|-----------|--------|
| 5,0mm |         | 17.507    |        |
| 5,0mm | 4 Pack. | 17.507-P4 |        |
| 8,0mm |         | 17.807    |        |
| 8,0mm | 4 Pack. | 17.807-P4 |        |




Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5



Plate-forme avec code couleur



Plate-forme avec code couleur



## ANALOGUES DIGITAUX

Vis de rétention Hex 1,27 mm 19.712-P5

## ANALOGUES

## PILIERS PROVISOIRES

|            |   |                      |        |
|------------|---|----------------------|--------|
| Uni Grip   | ○ | 24.007               | 24.030 |
| Hex 1,20mm | ○ | 24.007H120<br>19.055 |        |
| Hex 1,22mm | ○ | 24.007H122<br>19.065 |        |
| Hex 1,27mm | ○ | 24.007H127<br>19.110 |        |
| Torx       | ○ | 24.007TB*<br>19.306  |        |

## PILIERS PROVISOIRES PEEK

|            |   |                   |        |
|------------|---|-------------------|--------|
| Uni Grip   | ○ | 25.707            | 25.754 |
| Hex 1,20mm | ○ | 24.757*<br>19.055 |        |
| Hex 1,22mm | ○ | 24.767*<br>19.065 |        |
| Hex 1,27mm | ○ | 24.777*<br>19.110 |        |
| Torx       | ○ | 24.787*<br>19.306 |        |

## TI BASES


|       |            |   |                      |        |
|-------|------------|---|----------------------|--------|
| 6,0mm | Uni Grip   | ○ | 15.007               | 15.054 |
| 6,0mm | Uni Grip   | ○ | 15.007-P10           |        |
| 6,0mm | Hex 1,20mm | ○ | 15.007H120<br>19.055 |        |
| 6,0mm | Hex 1,22mm | ○ | 15.007H122<br>19.065 |        |
| 6,0mm | Hex 1,27mm | ○ | 15.007H127<br>19.110 |        |
| 6,0mm | Torx       | ○ | 15.007TB*<br>19.306  |        |
| 8,0mm | Uni Grip   | ○ | 15.007/8             |        |

## CALCINABLES TI BASE



|         |   |             |           |
|---------|---|-------------|-----------|
| 5 Pack. | ○ | 32.007-P5   | 32.054-P5 |
| 5 Pack. | ○ | 32.007/8-P5 |           |





|          |                                                                                   |            |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|          |  | 36.007     | 36.054 |
| 10 Pack. |  | 36.007-P10 |        |


**VIS Torx ANGLEBase®**

*Couple recommandé*

## Torx TOURNEVIS BOULE



20 Ncm



|          |            |        |
|----------|------------|--------|
|          | 19.006     | 19.031 |
| 10 Pack. | 19.006-P10 |        |

|                                                                                     |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  | Hex 1,20mm | 19.055 |
|  | Hex 1,22mm | 19.065 |
|  | Hex 1,27mm | 19.110 |

15 Ncm      15 Ncm

---

88.007

|       |                                                                                       |            |                       |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|
| 6,0mm |  |            | 30.007                | 30.054 |
| 6,0mm |  | Hex 1,20mm | 30.007H120*<br>19.055 |        |
| 6,0mm |  | Hex 1,22mm | 30.007H122*<br>19.065 |        |
| 6,0mm |  | Hex 1,27mm | 30.007H127*<br>19.110 |        |
| 6,0mm |  | Torx       | 30.007TB*<br>19.306   |        |

30.107\*

|          |                                                                                       |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|          |  | 28.007     | 28.054     |
| 10 Pack. |  | 11.007-P10 | 11.054-P10 |



**PILIERS DE  
SCANNAGE**

10 Pack.

53.153-P10



**TRANSFERTS**

17.054



**ANALOGUES**



Plate-forme avec  
code couleur

10 Pack.

14.054

14.054-P10



**BARRE DE FIXATION**

88.100

**Outil de retrait et d'insertion DESSLoc®**



PHLOC

**KITS DE RÉTENTION**



0° - 20° x1

DLRK-P1\*  
DLRKL-P1

0° - 20° x2

DLRK-P2\*  
DLRKL-P2



0° - 40° x1

DLER-P1\*  
DLERL-P1

0° - 40° x2

DLER-P2\*  
DLERL-P2

**INSERTS DE RÉTENTION**



0° - 20° x4

1.5 lbs / 680g

DLN2-P4\*  
DLN2L-P4



0° - 20° x4

3.0 lbs / 1360g

DLN3-P4\*  
DLN3L-P4



0° - 20° x4

5.0 lbs / 2270g

DLN4-P4\*  
DLN4L-P4



0° - 40° x4

1.5 lbs / 450g

DLN1-P4\*  
DLN1L-P4



0° - 40° x4

2.0 lbs / 910g

DLN6-P4\*  
DLN6L-P4



0° - 40° x4

4.0 lbs / 1810g

DLN7-P4\*  
DLN7L-P4



**OUTILS SPÉCIAUX**

Directement sur la clé dynamométrique Nobel Biocare™

DTACTLOC



Directement sur la clé dynamométrique Straumann®

DTSTRLOC



DESSLoc®

DTLOC




Adaptateur de la clé dynamométrique Straumann® à connexion carrée

DTSTSQ



Adaptateur Nobel Biocare™ de 8 mm à connexion carrée

DTNBSQ



## DESS CLEAN FIT


### DESS CLEAN FIT

|  |                                                                                          |       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 1 x mécanisme d'extraction (y compris la goupille d'extraction) 3 x capuchons de retenue | 1611  |
|  | 2 x mécanisme d'extraction (y compris la goupille d'extraction) 2 x capuchons de retenue | 1611A |
|  | 2 x capuchons de retenue                                                                 | 1611B |
|  | 1 x Goupille d'extraction                                                                | 1611C |

## Parties secondaires DESS CLEAN FIT

### Fixe mais amovible Le meilleur des deux mondes

- Sensation de restauration fixe.
- Ajustement par friction facile à retirer.
- Pas d'inserts en plastique.
- Absence de perte osseuse.\*
- Traitement de surface periocoat®, revêtement ZrN DESS breveté.
- Coiffes femelles avec système de libération brevetées.
- Compatible avec le concept de cône Atlantis® et Syncone®.



## PURE SWITCH

"simple switch, perfect connection"

### Une compatibilité sans faille, des connexions parfaites

Piliers interchangeable en toute transparence pour une efficacité et une fiabilité inégalées sur l'ensemble des systèmes implantaires.



#### • Qualité garantie:

Certifié selon les normes les plus strictes



Health Canada  
Medical Device Licenses  
94512 & 107023

FDA

#### • Garantie à vie :

Un engagement en faveur de la fiabilité et de la durabilité\*.

#### • Compatibilité à 100 % :

Fonctionne en toute transparence avec n'importe quel système d'implant, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des ressources.

#### • Bibliothèques CAD/CAM disponibles:

Soutenir des flux de travail numériques efficaces pour les cabinets dentaires modernes.

#### • Options étendues :

Plus de 30 connexions à partir d'un seul fournisseur de confiance.

\*Pour en savoir plus sur la garantie à vie DESS, téléchargez-la sur notre site.

Passez à DESS® et simplifiez votre flux de travail dès aujourd'hui!

Explorez les PURE SWITCH et contactez-nous pour commander ou obtenir plus d'informations.



# BLOCS PRÉ-USINÉS



**HLDSTD**  
Pour machines à  
disques standard de 98mm

Toute fraiseuse avec un  
support de disque de 98mm:  
Arum  
Dmg  
Datron  
Haas  
Robodril



**HLDIMES**  
Pour les machines Imes-Icore®

Coritec 150i pro  
Coritec 245i touch  
Coritec 250i touch  
Coritec 350i / Coritec 250i Loader  
Coritec 450i  
Coritec 550i  
Coritec 650i / Coritec 650i Loader



**HLDVHF**  
Pour VHF®

VHF® S1  
VHF® S2  
VHF® S5



**HLDVHFZ4**  
Pour VHF®

VHF® Z4



**HLDVHFN4**  
Pour VHF®  
VHF® N4 & VHF® N4+



**AK-1 ROLAND**  
Les blocs pré-usinés DESS® sont  
compatibles avec le support  
AK-1, développé et fourni par  
ROLAND.



**HLDVHFR5**  
Pour VHF®  
VHF® R5



**HLD3R**  
Pour machines avec  
support / changeur 3R  
D14P  
DC40  
D43N



**HLDYENA**  
Pour Yenadent®  
D6  
D15  
D43N



**AMANN GIRRBACH**  
Les blocs pré-usinés DESS® sont  
compatibles avec: Matron/Matron  
Core,Matik, Motion 3/Motion 3  
Air, Motion 2.



THLDM4X20-P2

HLDVHFN4

ESPHLDM5X75-P3

HLDVHFN4  
HLDVHFZ4  
HLD3R




TMSV  
TMSV-P3

HLDSTD  
HLDIMES  
HLDVHF  
HLDVHFR5  
HLDYENA  
HLDVHFN4


THLD  
THLD-P3

HLDSTD  
HLDIMES  
HLDVHF  
HLDVHFR5  
HLDYENA

PMCAL



## OUTIL DE FRAISAGE ANGLE



|          | ØA | ØB  | ØC   | L1 | L2 | L3  | R   |
|----------|----|-----|------|----|----|-----|-----|
| MT3D16L5 | 3  | 1,6 | 0,95 | 5  | 51 | 0,5 | 0,1 |
| MT4D16L5 | 4  | 1,6 | 0,95 | 5  | 51 | 0,5 | 0,1 |
| MT6D16L5 | 6  | 1,6 | 0,95 | 5  | 51 | 0,5 | 0,1 |

## BLOCS




|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| Ti   | □ 15mm | L 20mm | 63.020 |
| Ti   | □ 15mm | L 40mm | 63.040 |
| CoCr | □ 15mm | L 20mm | 73.020 |
| CoCr | □ 15mm | L 40mm | 73.040 |



TOURNEVIS

| HEX    | 18mm      | 20mm      | 24mm      | 30mm      | 35mm      | compatible avec                                                                                                                                    |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,90mm |           | DTC20H090 | DTC24H090 |           |           | Neodent® CM                                                                                                                                        |
| 1,00mm |           |           | DTC24H100 |           | DTC35H100 | Dentsply Ankylos® C/X                                                                                                                              |
| 1,20mm | DTC18H120 | DTC20H120 | DTC24H120 | DTC30H120 | DTC35H120 | 3i Osseotite®, 3iCertain®, Megagen AnyRidge®                                                                                                       |
| 1,22mm |           | DTC20H122 | DTC24H122 |           | DTC35H122 | Dentsply Friadent Xive®, Osstem® TS, GlobalD®, BTI®, Biotech Kontakt®                                                                              |
| 1,25mm |           | DTC20H125 | DTC24H125 |           |           |                                                                                                                                                    |
| 1,27mm |           | DTC20H127 | DTC24H127 | DTC30H127 | DTC35H127 | Astra tech™, OsseosSpeed™, Zimmer Screw-Vent® & Mis® Seven/ C1 & V3, BioHorizons®, AstraTech Implants System EV™, Camlog®, Bego Semados®, Conelog® |
| 1,30mm |           | DTC20H130 | DTC24H130 |           |           |                                                                                                                                                    |
| 1,50mm |           | DTC20H150 | DTC24H150 |           |           |                                                                                                                                                    |
| 1,70mm |           | DTC20H170 | DTC24H170 |           |           |                                                                                                                                                    |
| 1,75mm |           | DTC20H175 | DTC24H175 |           |           | Astra tech™EV, Uniabutment®                                                                                                                        |



Torx 06



Torx ball




UG



| 18mm | 20mm  | 24mm  | 30mm  | 35mm  |                                                                                       |
|------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      | DT20U | DT24U | DT30U | DT35U | Nobel Brånemark®, NobelReplace® Select™, NobelActive™ & NobelReplace® CC, Multi-unit® |


| NEO | 18mm | 20mm | 24mm | 30mm | 35mm | compatible avec |
|-----|------|------|------|------|------|-----------------|
|-----|------|------|------|------|------|-----------------|



DT24NG DT30NG DT35NG Grand Morse® Neodent®

Carré

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| 1,30mm | DT20S130 | DT24S130 |
|--------|----------|----------|



Kit de tournevis



Nobel® WSDNBKIT

Straumann® WSDSTKIT

Inclus dans le kit Nobel® Inclus dans le kit Straumann® (Clé dynamométrique non incluse).

Poignée de cabinet



HEX 1,20mm  
HEX 1,25mm  
UG  
Torx 06  
Torx ball

| 21mm                                     |                                      | 28mm                                     |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Straumann®<br>clé dynamométrique<br>ø7mm | Nobel®<br>clé dynamométrique<br>ø8mm | Straumann®<br>clé dynamométrique<br>ø7mm | Nobel®<br>clé dynamométrique<br>ø8mm |
| WSDSTL21H120                             | WSDNBL21H120                         | WSDSTL28H120                             | WSDNBL28H120                         |
| WSDSTL21H125                             | WSDNBL21H125                         | WSDSTL28H125                             | WSDNBL28H125                         |
| WSDSTL21UG                               | WSDNBL21UG                           | WSDSTL28UG                               | WSDNBL28UG                           |
| WSDSTL21TC06                             | WSDNBL21TC06                         | WSDSTL28TC06                             | WSDNBL28TC06                         |
| WSDSTL21TB06                             | WSDNBL21TB06                         | WSDSTL28TB06                             | WSDNBL28TB06                         |

Poignée de laboratoire prestige



PHLABGOLD

PHLABBLACK

OUTILS D'EXTRACTION TI BASES

|  |                       |         |
|--|-----------------------|---------|
|  | Pour Conelog® NP/RP   | DCCON   |
|  | Pour Conelog® WP      | DCCON50 |
|  | Pour ZIMMER VIS-VENT® | DCZIM   |
|  | Pour Medentis ICX®    | DCICX   |

OUTILS DE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

|  |                     |         |
|--|---------------------|---------|
|  | Type Straumann® 7mm | DTSTTWC |
|  | Type Nobel® 8mm     | DTNBTW  |

CAISSE MULTI-USAGE

|  |      |
|--|------|
|  | BOX1 |
|--|------|

OUTILS SPÉCIAUX

|  |                                                                                 |              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Multi-unit® RP                                                                  | DTMURP       |
|  | Multi-unit® WP                                                                  | DTMUWP       |
|  | UniAbutment®<br>(Astra Tech osseospeed™)                                        | DTUNI        |
|  | Octagon                                                                         | DTSYN        |
|  | Adaptateur de clé<br>dynamométrique                                             | TWADAP       |
|  | DESSLoc®                                                                        | DTLOC        |
|  | Adaptateur de clé dynamométrique<br>7mm Straumann® à raccord carré              | DTSTSQ       |
|  | Adaptateur pour embouts de tournevis de la<br>clé dynamométrique 7mm Straumann® | DTSTWH       |
|  | Clé dynamométrique directe<br>Nobel Biocare™ 8mm                                | DTACTLOC     |
|  | Clé dynamométrique directe<br>Straumann® 7mm                                    | DTSTRLOC     |
|  | Clé dynamométrique Straumann®                                                   | DTSTCAC      |
|  | Adaptateur pour embouts de tournevis<br>de clé dynamométrique Nobel Biocare™    | DTNBSQ       |
|  | Adaptateur pour embouts de tournevis de<br>clé dynamométrique Nobel Biocare™    | DTNBWH       |
|  | Adaptateur pour contre-angles Nobel Biocare™                                    | DTNBCA       |
|  | Adaptateur de pièce à main pour connexion carrée                                | DTANGSQ      |
|  | Pilote manuel pour le pilier Intraoral Scan                                     | DTPEI        |
|  | Outil manuel pour le pilier de scannage Intraoral                               | DTPEIPEEK-P2 |



VIS POUR STRUCTURES



|                                                   |                    |                     |                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nobel Brånemark®</b><br>External Hex Universal | NP/3.5<br>Screw UG | Pour les structures | 19.101<br><br>19.101-P10<br><i>Pack of 10</i> |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|



|                                                               |                     |                                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Straumann® Soft Tissue Level &amp; SynOcta®</b><br>Octagon | RN/WN<br>Screw Torx | Pour les structures sur implant | 19.102<br><br>19.102-P10<br><i>Pack of 10</i> |
| <b>Straumann® Soft Tissue Level &amp; SynOcta®</b><br>Octagon | RN/WN<br>Screw Torx | Pour les structures sur piliers | 19.103<br><br>19.103-P10<br><i>Pack of 10</i> |



|                                            |                     |                                     |                                               |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Straumann® Bone Level</b><br>Conical BL | NC/RC<br>Screw Torx | Pour les structures                 | 19.104<br><br>19.104-P10<br><i>Pack of 10</i> |
| <b>Straumann® Bone Level</b><br>Conical BL | NC/RC<br>Screw Torx | Pour les structures surn Multi-Base | 19.105<br><br>19.105-P10<br><i>Pack of 10</i> |



|                         |                                            |         |                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| <b>MULTI-UNIT</b><br>3i | Multi-Unit<br>connection<br>Screw Hex 1,20 | Pour 3i | 19.106<br><br>19.106-P10<br><i>Pack of 10</i> |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|



|                                              |            |                     |        |
|----------------------------------------------|------------|---------------------|--------|
| <b>Dentsply ANKYLOS® C/X</b><br>Internal ANK | Screw Torx | Pour les structures | 19.349 |
|----------------------------------------------|------------|---------------------|--------|



|                   |  |                      |                     |                                     |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>MULTI-UNIT</b> |  | RP/4.8<br>Screw Torx | Pour les structures | 19.069-P10<br><i>Pack of 10</i>     |
| <b>MULTI-UNIT</b> |  | RP/4.8<br>Hex 1,20mm | Pour les structures | 19.269-P10<br><i>DLC Pack of 10</i> |
|                   |  | RP/4.8<br>Hex 1,22mm |                     | 19.093-P10<br><i>Pack of 10</i>     |
|                   |  | RP/4.8<br>Hex 1,27mm |                     | 19.094-P10<br><i>Pack of 10</i>     |
| <b>MULTI-UNIT</b> |  | RP/4.8<br>Screw UG   | Pour les structures | 19.095-P10<br><i>Pack of 10</i>     |
| <b>MULTI-UNIT</b> |  | RP/4.8<br>Screw NEO  | Pour les structures | 19.096-P10<br><i>Pack of 10</i>     |
| <b>MULTI-UNIT</b> |  | RP/4.8<br>Screw NEO  | Pour les structures | 19.022-P10<br><i>Pack of 10</i>     |

CONCEPTION  
DESS® :



SURFACE D'APPUI PLATE AVANTAGES

- Permet une force de précharge/serrage plus importante entre la structure et les MUA.
- Plus grande tolérance vis-à-vis des imprécisions de fraisage interne de l'emplacement de la vis.
- Version avec revêtement DLC pour réduire les frictions et augmenter encore davantage la force de précharge/serrage.
- La longueur de vis permet davantage de matériau structuel sous l'emplacement de la vis pour renforcer à la fois les structures en zircon et provisoires.
- La surface d'appui plate est autocentrée et permet une plus grande tolérance vis-à-vis des divergences d'alignement entre le grand axe de la structure et les MUA
- Connexion Torx compatible avec le tournevis à rotule DESS® Torx pour canaux de vissage angulés.





# TORQUES RECOMMANDÉS POUR LES VIS CLINIQUES

NOBELACTIVE® &  
NOBELREPLACE® CC  
ACTIVE HEX



| TAILLE DE LA<br>PLATEFORME    | DESS REF.<br>N° | DESS TORQUE<br>RECOMMANDÉ (Ncm) | ÉQUIVALENT Original<br>REF. N° |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 3.0                           | 19.068          | 15                              | Nobel Biocare® 36805           |
| 3.0                           | 19.268*         | 15                              | Nobel Biocare® 37890           |
| 3.0                           | 19.668*         | 15                              |                                |
| NP                            | 19.027          | 35                              | Nobel Biocare® 31168           |
| NP                            | 19.227          | 35                              | Nobel Biocare® 29282           |
| NP                            | 19.101          | 35                              |                                |
| NP                            | 19.327          | 35                              |                                |
| NP                            | 19.627*         | 35                              |                                |
| NP ANGLEBase®                 | 19.441          | 35                              |                                |
| RP                            | 19.030          | 35                              | Nobel Biocare® 28815           |
| RP                            | 19.230          | 35                              | Nobel Biocare® 36918           |
| RP                            | 19.328          | 35                              |                                |
| RP                            | 19.630*         | 35                              |                                |
| RP ANGLEBase®                 | 19.442          | 35                              |                                |
| On1®                          | 19.021          | 35                              | Nobel Biocare® 38751           |
| On1®                          | 19.221          | 35                              | Nobel Biocare® 38750           |
| On1®                          | 19.621*         | 35                              |                                |
| NP on implant for Multi-unit® | 19.507          | 35                              |                                |
| RP on implant for Multi-unit® | 19.508          | 35                              |                                |

|                               |         |    |                      |
|-------------------------------|---------|----|----------------------|
| NP                            | 19.004  | 35 | Nobel Biocare® 31170 |
| NP                            | 19.204  | 35 | Nobel Biocare® 36818 |
| NP                            | 19.304  | 35 |                      |
| NP                            | 19.604* | 35 |                      |
| NP ANGLEBase®                 | 19.404  | 35 |                      |
| RP/WP/6.0                     | 19.005  | 35 | Nobel Biocare® 29293 |
| RP/WP/6.0                     | 19.205  | 35 | Nobel Biocare® 29475 |
| RP/WP/6.0                     | 19.305  | 35 |                      |
| RP/WP/6.0                     | 19.605* | 35 |                      |
| RP/WP ANGLEBase®              | 19.405  | 35 |                      |
| NP on implant for Multi-unit® | 19.504  | 35 |                      |
| RP on implant for Multi-unit® | 19.505  | 35 |                      |

NOBELREPLACE  
SELECT™  
TRI-LOBE



NOBEL BRÅNEMARK®  
EXT HEX UNIVERSAL



| TAILLE DE LA<br>PLATEFORME    | DESS REF.<br>N° | DESS TORQUE<br>RECOMMANDÉ (Ncm) | ÉQUIVALENT Original<br>REF. N° |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| NP                            | 19.027          | 35                              | Nobel Biocare® 31168           |
| NP                            | 19.227          | 35                              | Nobel Biocare® 29282           |
| NP                            | 19.327          | 35                              |                                |
| NP                            | 19.101          | 35                              |                                |
| NP                            | 19.627*         | 35                              |                                |
| NP ANGLEBase®                 | 19.401          | 35                              |                                |
| RP                            | 19.028          | 35                              | Nobel Biocare® 29290           |
| RP                            | 19.228          | 35                              | Nobel Biocare® 29283           |
| RP                            | 19.328          | 35                              |                                |
| RP                            | 19.628*         | 35                              |                                |
| RP ANGLEBase®                 | 19.402          | 35                              |                                |
| WP                            | 19.029          | 35                              | Nobel Biocare® 31169           |
| WP                            | 19.229          | 35                              | Nobel Biocare® 29284           |
| WP                            | 19.329          | 35                              |                                |
| WP                            | 19.629*         | 35                              |                                |
| NP on implant for Multi-unit® | 19.501          | 35                              |                                |
| RP on implant for Multi-unit® | 19.502          | 35                              |                                |

|                               |        |    |                   |
|-------------------------------|--------|----|-------------------|
| NP/RP/WP                      | 19.034 | 20 | Biomet 3i® UNIHT  |
| NP/RP/WP                      | 19.634 | 20 |                   |
| NP/RP/WP ANGLEBase®           | 19.402 | 20 |                   |
| RP on implant for Multi-unit® | 19.512 | 20 |                   |
| Low Profile® Abutment ø4.8    | 19.106 | 10 | Biomet 3i® LPCTSH |

|                            |        |    |                   |
|----------------------------|--------|----|-------------------|
| NP/RP/WP                   | 19.011 | 20 | Biomet 3i® IUNIHT |
| NP/RP/WP                   | 19.311 | 20 |                   |
| NP/RP/WP                   | 19.611 | 20 |                   |
| NP/RP/WP ANGLEBase®        | 19.438 | 20 |                   |
| Low Profile® Abutment ø4.8 | 19.106 | 10 | Biomet 3i® LPCTSH |

|                            |         |    |                       |
|----------------------------|---------|----|-----------------------|
| NNC                        | 19.070  | 35 | Straumann® AG 048.314 |
| NNC                        | 19.670  | 35 |                       |
| RN/WN on implant           | 19.026  | 35 | Straumann® AG 048.356 |
| RN/WN on implant           | 19.102  | 35 | Straumann® AG 049.181 |
| RN/WN on implant           | 19.328  | 35 |                       |
| RN/WN on implant           | 19.626* | 35 |                       |
| RN/WN ANGLEBase®           | 19.446  | 35 |                       |
| RN/WN on synOcta® abutment | 19.009  | 15 | Straumann® AG 048.350 |
| RN/WN on synOcta® abutment | 19.103* | 15 |                       |
| RN/WN on synOcta® abutment | 19.609* | 15 |                       |

3i CERTAIN®  
EXT HEX USA



3i OSSEOTITE®  
INT HEX CLICK



STRAUMANN® SOFT  
TISSUE LEVEL &  
SynOcta®  
OCTAGON



|                                                                                                                                    | TAILLE DE LA<br>PLATEFORME       | DESS REF.<br>N° | DESS TORQUE<br>RECOMMANDÉ (Ncm) | ÉQUIVALENT Original<br>REF. N° |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>STRAUMANN®<br/>BONE LEVEL</b><br>CONICAL BL<br> | NC on implant                    | 19.032          | 35                              | Straumann® AG 025.2908         |
|                                                                                                                                    | NC on implant                    | 19.632*         | 35                              |                                |
|                                                                                                                                    | RC on implant                    | 19.033          | 35                              | Straumann® AG 025.4908         |
|                                                                                                                                    | RC on implant                    | 19.633*         | 35                              |                                |
|                                                                                                                                    | NC/RC on implant                 | 19.037          | 35                              | Straumann® VarioBase           |
|                                                                                                                                    | NC/RC on implant                 | 19.104          | 35                              | Straumann® AG 025.4906         |
|                                                                                                                                    | NC/RC on implant                 | 19.311          | 20                              |                                |
|                                                                                                                                    | NC/RC ANGLEBase®                 | 19.443          | 35                              |                                |
|                                                                                                                                    | NC/RC on implant for Multi-unit® | 19.544          | 35                              |                                |
|                                                                                                                                    | NC/RC on Multi-base® abutment    | 19.041          | 15                              | Straumann® AG 025.0900-04      |
|                                                                                                                                    | NC/RC on Multi-base® abutment    | 19.105          | 15                              |                                |
|                                                                                                                                    | NC/RC on SRA® abutment           | 19.098          | 15                              | Straumann® AG 023.4763         |
|                                                                                                                                    |                                  |                 |                                 |                                |
| <b>STRAUMANN®<br/>BLX</b><br>CONICAL BLX<br>      | RB/WB                            | 19.054          | 35                              |                                |
|                                                                                                                                    | RB/WB                            | 19.700*         | 35                              |                                |
|                                                                                                                                    | RB/WB ANGLEBase®                 | 19.441          | 35                              |                                |
| <b>NEODENT®<br/>GRAND MORSE®</b><br>NEO GM<br>   | GM                               | 19.575          | 20                              |                                |
|                                                                                                                                    | GM ANGLEBase®                    | 19.444          | 20                              |                                |
| <b>ZIMMER<br/>SCREW-VENT®</b><br>INT HEX USA<br> | NP/RP/WP                         | 19.012          | 30                              | Zimmer® URS2                   |
|                                                                                                                                    | NP/RP/WP                         | 19.012L *       | 30                              |                                |
|                                                                                                                                    | NP/RP/WP                         | 19.042          | 30                              | Zimmer® MHLAS                  |
|                                                                                                                                    | NP/RP/WP                         | 19.642*         | 30                              |                                |
|                                                                                                                                    | NP/RP/WP                         | 19.312          | 30                              |                                |
|                                                                                                                                    | NP/RP/WP ANGLEBase®              | 19.417          | 30                              |                                |
|                                                                                                                                    | NP (MIS®)                        | 19.327          | 35                              |                                |
|                                                                                                                                    | NP on implant for Multi-unit®    | 19.519          | 30                              |                                |
|                                                                                                                                    | RP on Multi-unit® abutment ø4.8  | 19.110          | 15                              |                                |
|                                                                                                                                    | RP on Multi-unit® abutment ø4.8  | 19.300          | 15                              |                                |

|                                                                                                                                                  | TAILLE DE LA<br>PLATEFORME | DESS REF.<br>N° | DESS TORQUE<br>RECOMMANDÉ (Ncm) | ÉQUIVALENT Original<br>REF. N° |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>ASTRA TECH<br/>IMPLANT<br/>SYSTEM™ EV</b><br>CONIC EVO<br> | 3.6 on implant             | 19.059*         | 25                              |                                |
|                                                                                                                                                  | 3.6 on implant             | 19.659*         | 25                              |                                |
|                                                                                                                                                  | 3.6 ANGLEBase®             | 19.441          | 25                              |                                |
|                                                                                                                                                  | 4.2 on implant             | 19.060*         | 25                              |                                |
|                                                                                                                                                  | 4.2 on implant             | 19.660*         | 25                              | Astra Tech® 25.205             |
|                                                                                                                                                  | 4.2 ANGLEBase®             | 19.460          | 25                              |                                |
|                                                                                                                                                  | 4.8 on implant             | 19.061*         | 25                              |                                |
|                                                                                                                                                  | 4.8 on implant             | 19.661*         | 25                              |                                |
|                                                                                                                                                  | 4.8 ANGLEBase®             | 19.461          | 25                              |                                |
|                                                                                                                                                  | UniAbutment® EV            | 19.058          | 15                              |                                |
|                                                                                                                                                  | UniAbutment® EV            | 19.658*         | 15                              |                                |
|                                                                                                                                                  |                            |                 |                                 |                                |
|                                                                                                                                                  |                            |                 |                                 |                                |
| <b>ASTRA TECH<br/>OSSEOSPEED™</b><br>INT HEX CONIC<br>        | NP on implant              | 19.015          | 15                              | Dentsply® 24189                |
|                                                                                                                                                  | NP on implant              | 19.615*         | 15                              |                                |
|                                                                                                                                                  | RP on implant              | 19.016          | 20                              | Dentsply® 24449                |
|                                                                                                                                                  | RP on implant              | 19.616*         | 20                              |                                |
|                                                                                                                                                  | RP ANGLEBase®              | 19.441          | 20                              |                                |
|                                                                                                                                                  | WP on implant              | 19.017          | 25                              | Dentsply® 24209                |
|                                                                                                                                                  | WP on implant              | 19.617*         | 25                              |                                |
|                                                                                                                                                  | WP ANGLEBase®              | 19.425          | 25                              |                                |
|                                                                                                                                                  | UniAbutment® 20°/45°       | 19.018          | 15                              | Dentsply® 22435                |
|                                                                                                                                                  | UniAbutment® 20°/45°       | 19.618*         | 15                              |                                |
|                                                                                                                                                  |                            |                 |                                 |                                |
|                                                                                                                                                  |                            |                 |                                 |                                |
| <b>DENTSPLY<br/>FRIADENT XIVE®</b><br>INT HEX FD<br>        | NP/RP/WP                   | 19.024          | 24                              | Dentsply® 454305               |
|                                                                                                                                                  | NP/RP/WP                   | 19.624*         | 24                              |                                |
|                                                                                                                                                  | NP/RP/WP ANGLEBase®        | 19.438          | 24                              |                                |
| <b>DENTSPLY<br/>ANKYLOS® C/X</b><br>INT ANK<br>             | All platforms              | 19.048          | 15                              |                                |
|                                                                                                                                                  | All platforms              | 19.050          | 15                              |                                |
|                                                                                                                                                  | All platforms              | 19.648*         | 15                              |                                |



|                                                                                                                                      | TAILLE DE LA<br>PLATEFORME     | DESS REF.<br>N° | DESS TORQUE<br>RECOMMANDÉ (Ncm) | ÉQUIVALENT Original<br>REF. N° |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>OSSTEM® TS</b><br>CONIC OSS<br>                   | Mini on implant                | 19.072          | 20                              |                                |
|                                                                                                                                      | Mini on implant                | 19.672*         | 20                              |                                |
|                                                                                                                                      | Mini ANGLEBase®                | 19.444          | 20                              |                                |
|                                                                                                                                      | Standard on implant            | 19.073          | 30                              | Osstem® GSABSST                |
|                                                                                                                                      | Standard on implant            | 19.673*         | 30                              |                                |
|                                                                                                                                      | Standard ANGLEBase®            | 19.461          | 30                              |                                |
| <b>CAMLOG®</b><br>INT CAM<br>                        | 3,3 / 3,8 / 4,3 on implant     | 19.044          | 20                              |                                |
|                                                                                                                                      | 3,3 / 3,8 / 4,3 on implant     | 19.644*         | 20                              | Camlog® J4005. 1601            |
|                                                                                                                                      | 3,8 / 4,3 ANGLEBase®           | 19.444          | 20                              |                                |
|                                                                                                                                      | 5.0 on implant                 | 19.045          | 20                              | Camlog® J4005. 2001            |
|                                                                                                                                      | 5.0 on implant                 | 19.645*         | 20                              |                                |
| <b>CONELOG®</b><br>INT CON<br>                      | 3,3 / 3,8 / 4,3 on implant     | 19.074*         | 20                              | Camlog® C4005. 1601            |
|                                                                                                                                      | 3,3 / 3,8 / 4,3 on implant     | 19.674*         | 20                              |                                |
|                                                                                                                                      | 5.0 on implant                 | 19.076*         | 20                              | Camlog® C4005. 2001            |
|                                                                                                                                      | 5.0 on implant                 | 19.676*         | 20                              |                                |
| <b>BIOHORIZONS®<br/>INTERNAL</b><br>INT HEX BH<br> | On implant                     | 19.043          | 30                              | BioHorizons® PXAS              |
|                                                                                                                                      | On implant                     | 19.043          | 30                              |                                |
|                                                                                                                                      | Multi-unit® RP ø4.8            | 19.006          | 15                              | Nobel Biocare® 29287           |
|                                                                                                                                      | Low Profile® abutment ø4.8     | 19.106          | 10                              | Biomet 3i® LPCTSH              |
|                                                                                                                                      | Multi-unit® RP ø4.8            | 19.110          | 15                              |                                |
|                                                                                                                                      | Multi-unit® RP ø4.8            | 19.206          | 15                              | Nobel Biocare® 29285           |
|                                                                                                                                      | Multi-unit® RP ø4.8 ANGLEBase® | 19.306          | 15                              |                                |
|                                                                                                                                      | Multi-unit® RP ø4.8            | 19.606          | 15                              |                                |
|                                                                                                                                      | MIS® Multi-unit® RP ø4.8       | 19.300          | 15                              |                                |
|                                                                                                                                      | Multi-unit® WP ø6.0            | 19.031          | 15                              | Nobel Biocare® 31163           |
|                                                                                                                                      | Multi-unit® WP ø6.0            | 19.231          | 15                              | Nobel Biocare® 29286           |
|                                                                                                                                      | Multi-unit® WP ø6.0 ANGLEBase® | 19.331          | 15                              |                                |
|                                                                                                                                      | Multi-unit® WP ø6.0            | 19.631          | 15                              |                                |

|                                                                                                                                       | TAILLE DE LA<br>PLATEFORME | DESS REF.<br>N° | DESS TORQUE<br>RECOMMANDÉ (Ncm) | ÉQUIVALENT Original<br>REF. N° |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>BIOHORIZONS®<br/>EXTERNAL</b><br>EXT HEX BH<br> | NP                         | 19.013*         | 30                              | BioHorizons® 130-050           |
|                                                                                                                                       | NP                         | 19.312          | 30                              |                                |
|                                                                                                                                       | RP/WP                      | 19.014*         | 30                              | BioHorizons® 140-050           |
|                                                                                                                                       | RP/WP                      | 19.328          | 35                              |                                |
| <b>MIS® SEVEN</b><br>INT HEX MI<br>                | NP                         | 19.056          | 30                              |                                |
|                                                                                                                                       | NP                         | 19.656*         | 30                              | MIS® MN-S0160                  |
|                                                                                                                                       | SP/WP                      | 19.081          | 30                              | MIS® MD-S0220                  |
|                                                                                                                                       | SP/WP                      | 19.681          | 30                              |                                |
|                                                                                                                                       | SP/WP ANGLEBase®           | 19.417          | 30                              |                                |
|                                                                                                                                       | Multi-unit® MIS®           | 19.085          | 15                              |                                |
|                                                                                                                                       | Multi-unit® MIS®           | 19.685          | 15                              | MIS® MU-S0220                  |
|                                                                                                                                       |                            |                 |                                 |                                |
| <b>MIS® C1</b><br>CONIC MC<br>                   | NP                         | 19.056          | 30                              |                                |
|                                                                                                                                       | NP                         | 19.656          | 30                              | MIS® MN-S0160                  |
|                                                                                                                                       | SP/WP                      | 19.081          | 30                              | MIS® MD-S0220                  |
|                                                                                                                                       | SP/WP                      | 19.681          | 30                              |                                |
|                                                                                                                                       | Multi-unit® MIS®           | 19.085          | 15                              |                                |
|                                                                                                                                       | Multi-unit® MIS®           | 19.685          | 15                              | MIS® MU-S0220                  |
|                                                                                                                                       |                            |                 |                                 |                                |
| <b>MIS® V3</b><br>CONIC MV<br>                   | NP                         | 19.056          | 30                              |                                |
|                                                                                                                                       | NP                         | 19.656          | 30                              | MIS® MN-S0160                  |
|                                                                                                                                       | SP                         | 19.081          | 30                              | MIS® MD-S0220                  |
|                                                                                                                                       | SP                         | 19.681          | 30                              |                                |
|                                                                                                                                       | Multi-unit® MIS®           | 19.085          | 15                              |                                |
|                                                                                                                                       | Multi-unit® MIS®           | 19.685          | 15                              | MIS® MU-S0220                  |
|                                                                                                                                       |                            |                 |                                 |                                |
| <b>MEGAGEN AnyRidge®</b><br>CONIC ANYR<br>       | All platforms              | 19.057          | 35                              |                                |
|                                                                                                                                       | All platforms              | 19.657*         | 35                              | Megagen® AANMSF                |
|                                                                                                                                       | All platforms ANGLEBase®   | 19.460          | 35                              |                                |

Anthogyr AXIOM® BL  
CONIC AXIO



| TAILLE DE LA<br>PLATEFORME | DESS REF.<br>N° | DESS TORQUE<br>RECOMMANDÉ (Ncm) | ÉQUIVALENT Original<br>REF. N° |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| On implant                 | 19.077*         | 25                              | Anthogyr® OPTS161              |
| On implant                 | 19.677*         | 25                              |                                |
| Multi-unit® abutment       | 19.062*         | 15                              |                                |
| Multi-unit® abutment       | 19.662*         | 15                              |                                |

MEDENTIS ICX®  
CONIC IC



|                            |         |    |                           |
|----------------------------|---------|----|---------------------------|
| On implant                 | 19.080* | 30 | Medentis® C-007-000001-01 |
| On implant                 | 19.680* | 30 |                           |
| On implant ANGLEBase® H2.2 | 19.444  | 30 |                           |
| On implant ANGLEBase® H0.9 | 19.443  | 30 |                           |

GLOBALD IN-KONE®  
CONIC INK



|                           |         |    |                  |
|---------------------------|---------|----|------------------|
| On implant                | 19.086* | 15 | GlobalD® DVPCI   |
| On implant                | 19.686* | 15 |                  |
| Conical abutment Straight | 19.035* | 15 | GlobalD® DVPIINK |
| Conical abutment Straight | 19.635  | 15 |                  |
| Conical abutment angled   | 19.036* | 15 |                  |
| Conical abutment angled   | 19.636  | 15 |                  |

DENTIUM  
SUPERLINE™ &  
IMPLANTUM®  
CONIC DENT



|               |         |    |                   |
|---------------|---------|----|-------------------|
| On implant    | 19.090* | 30 | Dentium® ASC 2045 |
| On implant    | 19.690* | 30 |                   |
| Sur le pilier | 19.066* | 10 | Dentium® SRS 18T  |
| Sur le pilier | 19.666* | 10 |                   |

BEGO SEMADOS®  
INTERNAL SEM



|            |        |    |              |
|------------|--------|----|--------------|
| On implant | 19.091 | 30 | Bego® 57.031 |
| On implant | 19.691 | 30 |              |

BIOTECH KONTACT®  
CONIC BIO



| TAILLE DE LA<br>PLATEFORME | DESS REF.<br>N° | DESS TORQUE<br>RECOMMANDÉ (Ncm) | ÉQUIVALENT Original<br>REF. N° |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| On implant                 | 19.078*         | 20                              | Biotech® KVP                   |
| On implant                 | 19.678*         | 20                              |                                |
| Conical abutment Narrow    | 19.063*         | 20                              | Biotech® KECGMV                |
| Conical abutment Narrow    | 19.663*         | 20                              |                                |
| Conical abutment Standard  | 19.064*         | 20                              |                                |
| Conical abutment Standard  | 19.664*         | 20                              |                                |
| Conical abutment Standard  | 19.664*         | 20                              |                                |

BTI®  
INTERNAL BT



|            |         |    |  |
|------------|---------|----|--|
| On implant | 19.079* | 35 |  |
| On implant | 19.679* | 35 |  |
| Multi IM®  | 19.065  | 10 |  |
| Multi IM®  | 19.665* | 10 |  |

PHIBO® TSH®  
EXTERNAL HEX PH



|                  |        |    |  |
|------------------|--------|----|--|
| NP ANGLEBase®    | 19.403 | 35 |  |
| SP/WP ANGLEBase® | 19.402 | 35 |  |

MULTI-UNIT



|               |         |    |  |
|---------------|---------|----|--|
| NP            | 19.006  | 15 |  |
| NP            | 19.206  | 15 |  |
| NP            | 19.606* | 15 |  |
| WP            | 19.031  | 15 |  |
| WP            | 19.231  | 15 |  |
| WP            | 19.631* | 15 |  |
| RP ANGLEBase® | 19.306  | 15 |  |
| WP ANGLEBase® | 19.631* | 15 |  |
| WP ANGLEBase® | 19.631* | 15 |  |
| WP ANGLEBase® | 19.631* | 15 |  |









Tous les produits DESS sont fabriqués selon les normes et ISO 13485 avec marquage CE pour tous les produits de classe IIb, IIa. Toutes les vis et tournevis DESS® ANGLEBase® sont basés sur la norme ISO 10664. 3i® et 3i Certain®, Miniplant®, MicroMiniplant™ et Osseotite® sont des marques déposées de 3i Implant Innovations, USA. ASTRA TECH™, OsseoSpeed™, ANKYLOS® C/X, XiVE®, FRIADENT®, implant ASTRATECH system™ EV et UniAbutment® Cerec®. sont des marques déposées de DENTSPLY SIRONA Implants

BioHorizons® est une marque déposée de BioHorizons, INC.

Brånemark System®, NobelReplace® et Replace Select™, NobelActive™, NobelReplace® CC, NobelSpeedy™ et Multi-unit® sont des marques déposées de Nobel Biocare AB,

Neodent®, Grand Morse®, Straumann® et synOcta® sont des marques déposées de Straumann Holding AG, Suisse.

MIS® est une marque déposée de MIS Implant Technologies Ltd.

Zimmer Vis-Vent® et SwissPlus® sont des marques déposées de Zimmer Dental INC, USA.

Dyna® est une marque déposée de Dyna Dental Engineering BV.

Locator® est une marque déposée de ZEST IP Holdings.

Camlog® et Conelog® sont des marques déposées de CAMLOG Biotechnologies AG.

Megagen® est une marque déposée de MEGAGEN IMPLANT CO. ILD

Torx est une marque de commerce de ACUMENT INTELLECTUAL PROPERTIES, LLC.

Bego Semados® est une marque déposée de BEGO GmbH & Co. KG

Anthogyr® est une marque déposée d'Anthogyr SAS

Medentis ICX® est une marque déposée de medentis medical GmbH.

Osstem® est une marque déposée d'OSSTEM IMPLANT CO. ILD

Dentium® est une marque de commerce de Dentium Co. Ltd

GOBALD® est une marque déposée de Global D SASU.

Biotech Kontakt® est une marque déposée de Biotech Dental SAS.

BTI® est une marque déposée de BTI Biotechnology Institute.

PHIBO® est une marque déposée de PHIBO Dental Solutions S.L.

**Les produits DESS ne peuvent être utilisés que par des dentistes, médecins et laboratoires autorisés.**  
**Veillez toujours consulter le mode d'emploi disponible sur le site web [www.dessdental.com](http://www.dessdental.com) ou fourni avec le produit.**

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Certains produits sont dédouanés pour les États-Unis et le Canada.  
Veillez contacter votre distributeur local pour plus de détails.



DESS-FRCATALOG2025

<sup>1</sup>Piliers de Scannage, Transferts, Analogues Digitaux, Analogues et Outils

